


# Utbildning Millennium

## Inställningar i Översiktsvy farmaceut


Konfigurera layout:

1. Klicka på hamburgermenyn i högra hörnet




Figur 1. Översiktsvy.

2. Klicka på Konfigurera layout för att visa tillgängliga kolumner.




Figur 2. Konfigurera layout.

3. Bocka för de kolumner som ska ingå i layouten och bocka ur de kolumner som inte ska ingå genom att klicka på kolumnnamnet. OBS. **Patientkolumnen** är en fast kolumn vilket innebär att den inte kan tas bort från layouten och går ej att bocka ur.




Figur 3. Översikt över tillgängliga kolumner

4. Klicka på Rader för att visa inställningar för antal rader



Figur 4. Radinställningar.

5. Klicka på siffrorna under rubriken Radhöjd för att välja antal rader av information som ska synas i varje kolumn för varje patientrad. Klicka sedan på Verkställ för att aktivera inställningen.



Figur 5. Val av antal rader.

## Grafiskt exempel av inställning med 2 rader

- ✓ Läkemedelshistorik (Slutförd)
- ✓ Inskrivningsavstämning (Slutförd) **1**

Figur 6. Grafiskt exempel för två rader.

## Grafiskt exempel av inställning med 1 rad


Siffran bredvid indikerar hur många rader det finns totalt.

- ✓ Läkemedelshistorik (Slutförd) **2**

Figur 7. Grafiskt exempel för en (1) rad.


## Justera kolumnbredd

6. Hoovra muspekaren mellan två kolumner som du vill justera bredd på



Figur 8. Hoovra muspekaren över området för att ändra kolumnbredden.

7. Genom att klicka och dra kolumnen så att den breddas åt det håll som önskas
8. För att återställa kolumnbredd till standard, tryck på hamburgarmenyn i högra hörnet och välj Återställ kolumnbredder.



Figur 9. **1:** Hamburgarmeny. **2:** Återställ kolumnbredder.