

Utbildning Millennium

Personliga inställningar Logistikmodulen Capacity Management

I logistikmodulen kan du ställa in anpassade platsfavoriter, skapa aktuell plats och plocka fram filtrerad lista. I Platssamordaren filtrerar man fram Aktuellt sjukhus, klinik och avdelning.



Figur 1. Platssamordnaren i Capacity Management.

Skapa och hantera anpassad platsfavorit

Utför följande steg för att lägga till platsfavoriter:


1. Från knappen Lägg till favorit, välj Lägg till anpassad platsfavorit.



Figur 2. **1:** Lägg till favorit. **2:** Lägg till anpassad platsfavorit.

2. Fönstret Lägg till anpassad platsfavorit öppnas. Ange ett unikt namn för platsen i rutan Namn på favorit, i detta exempel Favorita avdelningar.

- Utöka trädet under Tillgängliga platser till den plats du vill lägga till. Markera den plats som du vill lägga till och klicka på Lägg till eller dubbelklicka på platsen för att lägga till den i rutan med valda platser.
- Klicka på OK för att spara din anpassade platsfavorit eller klicka på Avbryt för att avbryta åtgärden.



Figur 3. **1:** Namn på favorit. **2:** Tillgängliga platser. **3:** Lägg till. **4:** OK. **5:** Avbryt.




Information:

- Om du lägger till en överordnad plats och sedan försöker lägga till en plats som är underordnad den visas ett felmeddelande.
- Ta bort den överordnade platsen för att lägga till den underordnade i dina anpassade favoriter.

Hantera anpassade platsfavoriter:

- Från knappen Hantera platsfavoriter, välj Hantera anpassade platsfavoriter.




Figur 4. **1:** Hantera platsfavoriter. **2:** Hantera anpassade platsfavoriter.

6. Klicka på Lägg till för att lägga till en anpassad platsfavorit. Fönstret Lägg till anpassad platsfavorit öppnas. Upprepa steg 2-4.




Figur 5. Lägg till.

7. Ta bort en platsfavorit genom att markera en eller flera favoriter och klicka på Ta bort. Klicka på Stäng för att avsluta dialogrutan.



Figur 6. **1:** Ta bort. **2:** Stäng.

8. Från knappen Hantera platsfavoriter väljer du din anpassade platsfavorit, i detta exempel Favorita avdelningar, för att visa de platser som du har skapat. Namnet på den anpassade platsfavoriten ersätter Platssamordnaren.



Figur 7. **1:** Hantera platsfavoriter. **2:** Favorita avdelningar.

Skapa och hantera favorit Aktuell plats

Utför följande steg för att lägga till favorit Aktuell plats:

9. Välj klinik eller avdelning du vill ha som favorit, till exempel Akutmottagning.




Figur 8. Avdelningen Akutmottagning i Platssamordnaren.

10. Från knappen Lägg till favorit, välj Lägg till aktuell plats.




Figur 9. Lägg til favorit.

11. Från knappen Hantera platsfavoriter, välj Hantera favoriter.




Figur 10. **1:** Hantera platsfavoriter. **2:** Hantera favoriter.

12. Dialogrutan Hantera favoriter visas. Ta bort en platsfavorit genom att markera en eller flera favoriter och klicka på Ta bort. Klicka sedan på Stäng för att avsluta dialogrutan Hantera favoriter.



Figur 11. **1:** Markerad favorit. **2:** Ta bort. **3:** Stäng.


13. Från knappen Hantera platsfavoriter väljer du din favorit, i detta exempel Akutmottagning, för att visa de platser som du har skapat.



Figur 12. **1:** Knappen Hantera platsfavoriter. **2:** Skapad favorit.


Plocka fram filtrerad lista, Slutenvård

14. Klicka på knappen Egenskaper för lista i den aktuella fliken, exempelvis **Överflyttningslista**, och välj Lägg till anpassad lista.



Figur 13. **1:** Egenskaper för lista. **2:** Lägg till anpassad lista.

15. Dialogrutan Lägg till anpassad lista för Överflyttning visas. Ange ett unikt namn i rutan Ange visningsnamn. Namnet kan bestå av upp till 50 tecken. Klicka på OK.




Figur 14. **1:** Ange visningsnamn. **2:** OK.

Information:

- Exemplet ovan är när filtrerad lista skapas i fliken **Överflyttningslista**.
- Skulle listan exempelvis skapas i fliken Utskrivningslista kommer dialogrutan heta Lägg till anpassad lista för Utskrivning.

16. Det anpassade namnet visas som en underflik i fliken **Överflyttningslista**.



Figur 15. Anpassad lista visas som en flik.

**Information:**

- När en anpassad platsfavorit är aktiverad och fliken **Mätvärden** finns i samma vy, lägger fliken **Mätvärden** till mätvärden för alla valda platser.