


LATHUND – Dokumentera Implantat

För att dokumentera i fliken Implantat

1. Via **Blå menyn**, klicka på **Patientbakgrund**.
2. Välj fliken Implantat. (1)
3. Klicka på **Lägg till**. En ny vy öppnas. (2)



4. Dokumentera aktuell information kring implantatet.
5. Klicka på **OK**. (1)

6. För att uppdatera redan dokumenterade implantat, välj implantatet i listan.
7. Klicka på **Ändra**. (1)
8. Fyll i information.
9. Klicka på **OK**.

