

Hyperextensionskorsett

Syfte med korsetten

Korsetten hjälper till att hålla din rygg rak och stabil. Den förhindrar att du böjer dig framåt för mycket och avlastar ryggraden.



Användarinstruktion

1. Lossa låset genom att lyfta bygeln och föra den bakåt.
2. Sätt på korsetten så att den nedre delen sitter vid höfterna och den övre delen över bröstet.
3. Se till att ryggplattan ligger mot din rygg.
4. Ta höger hand bakom ryggen, greppa öglan på bandet och fäst spännet så att den snäpper fast.
5. Stäng låset på vänster sida tills du hör ett "klick".
6. Tänk på att använda kläder som inte veckar sig och som inte har hårda knappar.

Rengöring och skötsel

Torka av korsetten med en mjuk, fuktig trasa.

Om du får problem

Om korsetten skaver eller trycker, kontakta ortopedteknik.

Lånevillkor

Hyperextensionskorsetten är ett hjälpmedel som lånas från ortopedteknik. Du ansvarar för att ta hand om den under lånetiden.

Vid skador utöver normalt slitage, förlust eller om korsetten inte återlämnas efter uppmaning, kan du bli ersättningsskyldig.

Återlämning

Korsetten ska vara rengjord och lämnas tillbaka till ortopedteknik på SÄS i Borås eller Alingsås lasarett, om inget annat har avtalats.

Frågor

Har du frågor om hur länge du ska använda korsetten, prata med din läkare. För andra frågor om korsetten, hör av dig till oss.

Kontakta ortopedteknik

För rådgivning, tidsbokning, service och reparation, kontakta ortopedteknik på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås.

Telefonnummer: 033 - 616 14 60

Telefontider: Måndag–fredag 09.30–11.30. Övrig tid finns telefonsvarare.

1177 – tryggt om din hälsa och vård

På 1177.se kan du få mer information om sjukdomar, undersökningar, behandlingar och läkemedel samt få råd om hälsa. Du kan även läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. www.1177.se