

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Proppfärg	Vad det står på etiketten	Tillsats	Max fyllnadsvolym
Röd	RödSv	Koagulationsaktivator	1 mL
Guldgul	GuldG	Koagulationsaktivator med gel	0,8 mL
Lila	Lila	EDTA	0,5 mL
Grön	GrönG	Litium Heparin med gel	0,8 mL
Grå	Grå	Na-Flourid/K-Oxalat	0,25 mL

OBS! För information om speciella föreskrifter för specifikt prov, se Analyslistan.

klinisk kemi

Analys	Korkfärg rör	Minsta mängd blod	Anmärkning
Albumin, P-	Grön	½ rör	
Alfa-1-antitrypsin, S-	Guldgul	½ rör	
ALP, P- (Alkalisk fosfatas)	Grön	½ rör	
Anti-TPO, P-	Grön	½ rör	
Pancreas P-	Grön	2 rör	
Bilirubin, P-	Grön	½ rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

C3, C4, S-	Guldgul	½ rör	
CA 15-3, S-	Guldgul	½ rör	
CA 125, S-	Guldgul	1 rör	
CA 19-9, S-	Guldgul	1 rör	
Calcium, P-	Grön	½ rör	
CDT, S-	Guldgul	1 rör	
CEA, S-	Guldgul	½ rör	
Ceruloplasmin, S-	Guldgul	½ rör	
Ciklosporin, B-	Lila	1 rör	
CRP, P-	Grön	½ rör	
Cystatin C, P-	Grön	½ rör	
Digoxin, S-	Röd	½ rör	
Fenobarbital, S-	Röd	½ rör	
Fenytoin, S-	Röd	½ rör	
Ferritin, P-	Grön	½ rör	
Folat, P-	Grön	½ rör	
FSH, P-	Grön	½ rör	
Gamma-GT, P-	Grön	½ rör	
Gastrin, S-	Guldgul	½ rör	
Glukos, P-	Grå	1 rör	OBS! Fylls till markering!
HbA1C, B-	Lila	½ rör	
Hematologistatus, B-	Lila	1 rör	
Hematologistatus + Reticulocyter, B-	Lila	1 rör	
HCG + betakedja, S-	Guldgul	1 rör	
Haptoglobulin, S-	Guldgul	½ rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Homocystein, P-	Grön	½ rör	
IgD, S-	Guldgul	1 rör	SU
IgE, specifikt, S-	Guldgul	1 rör för 4 allergener/ analyser	Vid planerad uppföljning av positivt resultat krävs större provmängd.
IgE-total, S-	Guldgul	½ rör	
Ig G, A, M, S-	Guldgul	½ rör	
IL-6, P-	Grön	1 rör	
Insulin, P-	Grön	½ rör	
Insulin, fritt, S-	Guldgul	1 rör	
Järn, P-	Grön	½ rör	
Järn, P- + Transferrin / TIBC, P-	Grön	½ rör	
Karbamazepin, S-	Röd	½ rör	
Kobalamin, P- (Vitamin B ₁₂)	Grön	½ rör	
Kolesterol, P-	Grön	½ rör	
Kortisol, P-	Grön	½ rör	
Kreatinin, P-	Grön	½ rör	
Kromogranin A P-	Guldgul	2 rör	
Laktat, P-	Grå	1 rör	OBS! Fylls till markering!
Lamotrigin, P	Lila	½ rör	
LD, S-	Guldgul	½ rör	
Levetiracetam	Rött	1 rör	
LH, P-	Grön	½ rör	
Lipidstatus, P-	Grön	½ rör	
Litium, S-	Guldgul	½ rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Magnesium, P-	Grön	½ rör	
NT-proBNP, P-	Grön	½ rör	
Orosomucoid, S-	Guldgul	½ rör	
Osmolalitet, S-	Guldgul	1 rör	
Paracetamol, P-	Grön	½ rör	
Pepsinogen A, S-	Guldgul	1 rör	
Peth, B-	Lila	1 rör	
Procalcitonin, S-	Grön	1 rör	
Progesteron, P-	Grön	½ rör	
Prolaktin, S-	Guldgul	½ rör	
Protein, P-	Grön	½ rör	
Proteinelektrofores, S-	Guldgul	1 ½ rör	
Proteinelektrofores, S- + FLC, kappa, lambda	Guldgul	2 rör	
+ PSA-kvot	Guldgul	1 rör	
PTH, P-	Lila	1 ½ rör	
Renin/Aldosteron, P-	Lila	2 ½ rör	
SHBG, P-	Grön	½ rör	
Takrolimus (FK-506), B-	Lila	1 rör	
Teofyllin, S-	Röd	½ rör	
Testosteron, P-	Grön	½ rör	
Tillväxthormon (GH), S-	Guldgul	1 rör	
Tobramycin, P-	Grön	½ rör	
TRAK, S-	Guldgul	1 rör	
Triglycerider, fP-	Grön	½ rör	
Troponin I, P-	Grön	1 rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Tryptas, S-	Guldgul	1 rör	
Tyreoidea, P- (T ₃ ,fritt +T ₄ ,fritt + TSH)	Grön	1 rör	
T ₃ , fritt, P-	Grön	½ rör	
T ₄ , fritt + TSH, P-	Grön	1 rör	
TSH, P-	Grön	1 rör	
Transferrin + TIBC, P-	Grön	½ rör	
Valproat, S-	Röd	½ rör	
Vancomycin, P-	Grön	½ rör	
Östradiol, P-	Grön	1 rör	
25-OH-D-Vitamin, S-	Guldgul	½ rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Analys	Korkfärg rör	Minsta mängd blod	Anmärkning
Profil 1	Grön	½ rör	
Profil 2	Grön	½ rör	
Profil 3	Grön	½ rör	
Profil 4	Grön	1 rör	
Profil 4+ASAT+Fosfat +Protein+Urat, P-	Grön	1 rör	
Profil 4 + CRP + Tyro	Grön	1 rör	
+ CRP + Tyro + B12 + Fo	Grön	1 ½ rör	
O + T ₄ , fritt + TSH	Grön	1 rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

transfusionsmedicin

Analys	Korkfärg rör	Minsta mängd blod	Anmärkning
Antikroppidentifiering (begärt prov)	Lila		Kontakta Transfusionsmedicin
BAS-test: Barn < 4 månader Barn > 4 månader	Lila	1 rör 1 rör 2 rör	
Blodgruppering: Vuxna Barn > 4 månader Barn < 4 månader	Lila	2 rör 2 rör 1 rör	
DAT	Lila	1 rör	
MG-test: (Mottagare – Givare)	Lila		Kontakta Transfusionsmedicin

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Mikrobiologi / immunologen / virologen / serologen

Analys	Korkfärg rör	Minsta mängd blod	Anmärkning
ANA	Guldgul	1 rör	Immunologen
ANCA (MPO, PR3, GBM), S-	Guldgul	½ rör	Immunologen
BK-virus (Polyoma)	Guldgul	2 rör	Virologen
Borrelia IgM,IgG	Guldgul	1 rör	GBG
CCP-ak, S-	Guldgul	½ rör	
CMV-IgG + IgM	Guldgul	2 rör	Virologen
EBV	Guldgul	2 rör	Virologen
Gliadin, S-	Guldgul	1 rör	Immunologen
HAV-IgM alt. IgG, S-	Guldgul	½ rör	
HBc-ak, S-	Guldgul	½ rör	
HBs-ak, S-	Guldgul	½ rör	
HBsAG, S-	Guldgul	½ rör	
HCV-RNA, S-	Guldgul	3 rör	
Hepatitanalyser: (HbsAG, anti-HCV, anti-HAV-IgM)	Guldgul		
Herpes Simplex IgM	Guldgul	1 rör	Virologen
HIV 1+2 (ak+ag), S-	Guldgul		
HTLV 1+2 ak, S-	Guldgul	½ rör	
IVF-analyser, S-	Guldgul	3 rör	
Laktosintolerans, B-	Lila	½ rör	

Provtagning kapillärt - minsta provmängd för de vanligaste analyserna (LM)

Syfilis-ak, S-	Guldgul	½ rör	
Malaria	Lila	1 rör + 3-4 st diffutstryk	ovtagningsstid.
Mödravårdsprov	Guldgul	1 ½ rör	
RA-faktor	Guldgul	1 rör	Immunologen
Rubella-ak, S-	Guldgul	½ rör	
Stick och skärskada	Guldgul	1 ½ rör	
Transglutaminas, S-	Guldgul	1 rör	