

Gastrostomiknapp – information till förskola

Hygienrutiner på förskola angående gastrostomiknapp

Tvätta händerna.

1. Ta fram mat och kopplingslang, eventuellt aggregat eller spruta.
2. Koppla på kopplingslangen och ge maten.
3. När maten är given; spola rent kopplingslangen med minst 5 ml vatten.
4. Koppla loss kopplingslangen och stäng knappen.
5. Spola kopplingslangen enligt rutinen; spola först med kallt vatten, sedan med varmt vatten (minst 60 grader) och med kallt vatten igen.
6. Lägg tillbaka kopplingslangen (som byts varannan vecka) i lådan och lägg i kylskåp. Sprutor kan användas max 1 vecka. Om aggregat används slängs denna efter varje matning.

Om knappen åker ut

1. Ring genast föräldrar!
2. Om du hittar knappen och känner dig trygg rengör du knappen snabbt (tar bort synligt smuts) och sätter tillbaka knappen i ”hålet” på magen. Tejpa eller håll fast knappen så att den inte åker ut igen. Obs, ge ingen mat innan du har pratat med föräldrarna!
3. Om du inte vågar sätta tillbaka knappen, sätt på ett plåster eller kompress för det kan hända att mat kommer ut ur stomat (hålet på magen).

Viktigt! Ni behöver inte kunna eller våga sätta tillbaka knappen.

Kontaktuppgifter

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Tfn 033 – 616 17 56

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på www.1177.se, landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster

POSTADRESS
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås

BESÖKSADRESS
SÅS Borås, Brämhultsvägen 53
SÅS Skene, Varbergsvägen 50

TELEFON
SÅS Borås, växel 033-616 10 00
SÅS Skene, växel 0320-77 80 00

E-POST
sas@vgregion.se

INTERNETADRESS
www.vgregion.se/sas
www.facebook.com/sodraalvsborgssiukhusvg

Information om handlingen

Handlingstyp: Patientinformation

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-619

Version: 3.0

Giltig från: 2025-11-25

Giltig till: 2027-11-24