

Gäller för: Barn- och ungdomsklinik

Giltig från: 2025-03-03

Innehållsansvar: Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

Giltig till: 2027-02-28

Granskad av: Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

## Zenikor tum-EKG



Foto: Zenicor Medical Systems AB

### Användning

- Tryck på start-knappen för att sätta på Zenicor.
- Lägg dina tummar på metallplattorna.
  - Tummarna ska ligga stadigt med lätt tryck på plattorna.
  - Tryck inte för hårt men inte för löst.
  - Tummarna får inte vara blöta.
- EKG registreras, det tar cirka 30 sekunder.
  - Sitt gärna ner eller stå stilla när registreringen sker.
  - Zenicor säger till när registreringen är klar.
  - Ta bort tummarna från metallplattorna när registreringen är klar.
- Sänd i väg EKG.
  - Ibland kan det vara svårt att skicka i väg EKG, men allt sparas i Zenicor. Vid nästa tillfälle kommer alla sparade EKG att sändas i väg.
- Zenicor stänger av sig själv.
- Om batteriet tar slut, byt batteri på baksidan.

### Registrering

- Registrera ett EKG varje kväll innan du lägger dig.
- Registrera EKG vid symtom.
- Skriv dagbok som är viktig för att kunna bedöma dina besvär.

### Viktigt

- Bara du får använda Zenicor.
- Var varsam med Zenicor.
- Förvara alltid Zenicor i medföljande väska.

# Kontaktuppgifter

Vid frågor, kontakta hjärtsjuksköterska på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Telefon 033-616 17 61

Du kan läsa mer om diagnoser, undersökningar, behandlingar och läkemedel på [www.1177.se](http://www.1177.se), landstingens och regionernas gemensamma webbplats för råd om vård. Via 1177 e-tjänster kan du även utföra dina vårdärenden digitalt på ett säkert sätt. Mer information hittar du på [www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster](http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Tema/E-tjanster)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Patientinformation

**Gäller för:** Barn- och ungdomsklinik

**Innehållsansvar:** Jessika Anders, (jesan7), Barnsjuksköterska

**Granskad av:** Elsa Fransson Bona, (elsbo), Överläkare

**Godkänd av:** Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9003-1367181295-668

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-03-03

**Giltig till:** 2027-02-28