

Gäller för: BB- och neonatalavdelning

Giltig från: 2026-06-10

Innehållsansvar: Maria Arvung, (maran205), Vårdenhetschef

Giltig till: 2028-06-09

Granskad av: Pontus Johansson, (ponjo3), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Manuella rutiner för Philips patientövervakning på SÄS neonatalavdelning

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

Sammanfattning

Rutinen vänder sig till personal på neonatalavdelning SÄS när Philips handenhet slutar larma eller tappar kontakt med klient/central.

Extern länk

[Manuella rutiner för Philips patientövervakning på SÄS](#)

Lokalt tillägg

Om Philips handenhet slutar larma eller tappar kontakt med klient/central ska man sätta på larmljudet till den stationära Philipsutrustningen på respektive team. Vrid reglaget till "1". När felet är åtgärdat vrids reglaget tillbaka till "0".



OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

På team 1, 2 och 3 finns reglaget under skrivbordet. I navet finns det under bildskärmarna.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: BB- och neonatalavdelning

Innehållsansvar: Maria Arvung, (maran205), Vårdenhetschef

Granskad av: Pontus Johansson, (ponjo3), Överläkare

Godkänd av: Karolina Andersson, (karan56), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9003-1367181295-750

Version: 1.0

Giltig från: 2026-06-10

Giltig till: 2028-06-09