

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service  
Innehållsansvar: Andrea Boglari-Radler, (andbo28), Överläkare  
Granskad av: Anders Båth, (andba11), Överläkare  
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-14

Giltig till: 2027-03-14

# Likundersökning barn – DT-undersökning (SÄS)

## Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar

## Sammanfattning

Beskrivning av DT-undersökning likundersökning barn, för röntgensjuksköterska inom radiologi Borås.

## Förutsättningar

**Denna undersökning görs ALLA dagar 7:30 - 17:00.**

## Förberedelser

Vanligast är att patienten finns på obduktion. Det är remitterande avdelning som har ansvar för transport till och från röntgen.

Förbered labbet, så att de inte behöver stå och vänta i korridoren.

Undersökningen beställs och utförs på mammans personnummer om inte barnet har ett eget. Remissen ska akutmärkas vid beställningen.

## Genomförande

SoS kod 890 013

Patologi på dödfött eller avlidet barn. Misstanke om-, eller utredning av synliga missbildningar.

## Protokoll

Head: Barn-likundersökning. Protokoll finns endast på DT revolution.

## Patientposition

Lägg barnet på rygg och så rakt som möjligt med hela kroppen.  
Eftersträva anatomisk grundposition.

## Bildtagning

### Scout

Frontal 180

Lat 90

Anatomisk referenspunkt: JU

## Serie 1

Hjärna

### Område/Kriterier

Genom hela hjärnan.

### Algoritm

Soft och Bone

## Reconjob

Axiella tunna snitt till AW-sever

\*Axiella 0,625mm

\*Axiella 5/5 mjukdel. Vinklade efter OM-linjen

\*Axiella 2/2skelett.

\*Coronara 5/5 mjukdel. Vinklad parallellt med bakre pons

\*Sagitella 5/5 mjukdel.

## Till PACS

Alla märkta \*

## Serie 2

Helkropp

### Område/Kriterier

Från hjässa till och med fötterna

## Algoritm

Soft och bone

## Reconjob

Axiella tunna snitt skelett-och mjukdelsalgoritm till AW-server

\*Axiella 3/3 mjukdel

\*Coronara 3/3 mjukdel, fram ifrån och bak

\*Sagitella 3/3 mjukdel, från hö till vä

\*Axiella 2/2 skelett

\*Coronara 2/2 skelett, framifrån och bak.

\*Sagitella 2/2 skelett, från hö till vänster.

## Till PACS

Alla märkta\*

Eventuellt kan det vara nödvändigt att göra nya rekonstruktioner om patienten har legat snett eller efter önskemål från radiolog

## Dokumentation

Patientens stråldos dokumenteras med skärmdump av Dose Report.

Om inte kriterierna uppfyllts för undersökningen skall anledning till detta dokumenteras i remissanteckningsruta.

## Dokumentinformation

### Innehållsansvarig

Andrea Boglari Radler, överläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

Anders Båth, överläkare, bild- och funktionsmedicin SÄS

### Innehållsgranskare

Anders Båth, överläkare, bild- och funktionsmedicin, SÄS

### Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

## **Nyckelord**

Metodbok DT, likundersökning, barn

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

**Innehållsansvar:** Andrea Boglari-Radler, (andbo28), Överläkare

**Granskad av:** Anders Båth, (andba11), Överläkare

**Godkänd av:** Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9631-514148307-107

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-03-14

**Giltig till:** 2027-03-14