

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare
Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16

Sacrum – MR-undersökning inom radiologi Borås

Förändringar sedan föregående version

Obligatoriskt

Sammanfattning

Beskrivning av magnetkameraundersökning sacrum, för röntgensjuksköterska inom radiologi Borås.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1
Sammanfattning	1
Innehållsförteckning	1
Förutsättningar	2
Spole	2
Genomförande	2
Metastas, MR Sacrum, M26000	2
Sacroilit, MR Sacrum, M26000	2
Dokumentinformation.....	3

Förutsättningar

Spole

Ryggspolen, feet or head first – supine

Genomförande

Metastas, MR Sacrum, M26000

Localizer

Centrera strax ovan crista.

T1 tse cor

Vinkla efter bakkanten på sacrum, från framkant på S1 tom ryggmärgskanalen.

Hela sacrum.

T2 tse stir cor

Vinkla efter bakkanten på sacrum, från framkant på S1 tom ryggmärgskanalen.

Hela sacrum.

Sacroilit, MR Sacrum, M26000

Localizer

Centrera strax ovan crista.

T1 tse cor

Vinkla efter bakkanten på sacrum, från framkant på S1 tom ryggmärgskanalen.

Hela sacrum.

T2 tse stir cor

Vinkla efter bakkanten på sacrum, från framkant på S1 tom ryggmärgskanalen.

Hela sacrum.

T1 tse tra

Vinkelrät mot den coronala bilden.

Från underkanten på L5 och nedåt.

T2 tse stir tra

Vinkelrät mot den coronala bilden.

Från underkanten på L5 och nedåt.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Matej Mustapic, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, sacrum

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare

Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-136

Version: 4.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16