

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare
Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16

Underben- MR-undersökning inom radiologi Borås

Förändringar sedan föregående version

Obligatoriskt

Sammanfattning

Beskrivning av magnetkameraundersökning underben, för röntgensjuksköterska inom radiologi Borås.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1
Sammanfattning	1
Förutsättningar	2
Förberedelser	2
Spole	2
Kontrast.....	2
Genomförande	2
Mjukdelsförändring/Trauma, MR Underben, M70000	2
Tumör/Inflammation, MR Underben, M70900	3
Dokumentinformation.....	4

Förutsättningar

Förberedelser

Markör över förändring.

Spole

Body array över aktuellt område, feet first – supine.

Kontrast

Vid kontrast använd Gadoterinsyra (Clariscan 0,5mmol/ml).

Genomförande

Mjukdelsförändring/Trauma, MR Underben, M70000

Haste localizer

Centrera mitt på spolen.

T1 tse cor

Över aktuellt område.

Pd blade fs cor

Över aktuellt område.

T2 tse tra

Genom förändringen, ver aktuellt område.

Pd blade fs tra

Över aktuellt område.

Pd blade fs sag

Över aktuellt område.

Ange sida DX/SIN.

Tumör/Inflammation, MR Underben, M70900

Haste localizer

Centrera mitt på spolen.

T1 tse cor

Över aktuellt område.

STIR cor

Över aktuellt område.

Pd fs tra blade

Över aktuellt område.

Pd fs sag blade

Över aktuellt område.

Ange sida DX/SIN.

T1 fs tra

Över aktuellt område.

KONTRAST

T1 tse fs tra Gd

Över aktuellt område.

Vid mjukdelstumör

T2 tse tra

Genom förändringen, över aktuellt område.

T1 tse tra

Genom förändringen, över aktuellt område.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Matej Mustapic, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, underben

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare

Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-156

Version: 6.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16