

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare
Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16

Armbåge – MR-undersökning inom radiologi Borås

Förändringar sedan föregående version

Obligatoriskt

Sammanfattning

Beskrivning av magnetkameraundersökning armbåge, för röntgensjuksköterska inom radiologi Borås.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1
Sammanfattning	1
Innehållsförteckning	1
Förutsättningar	2
Spole	2
Kontrast.....	2
Genomförande	2
Rutin, MR Armbåge, M64000.....	2
Tumör/Inflammation, MR Armbåge, M64900	3
Dokumentinformation.....	4

Förutsättningar

Spole

Flex

Kontrast

Vid kontrast använd Gadoterinsyra (Clariscan 0,5mmol/ml).

Genomförande

Rutin, MR Armbåge, M64000

Localizer

Centera mitt på spolen.

Localizer sag cor tra

T1 tse sag

Vinkelrät mot leden på cor och tra (epikondylerna).

Pd blade fs cor

Parallellt på tra och sag (epikondylerna).

Pd blade fs sag

Vinkelrät mot leden på cor och tra (epikondylerna).

Pd blade fs tra

Vinkla längs armbågsleden.

Vinkelrätt på cor och sag genom leden.

Tumör/Inflammation, MR Armbåge, M64900

Localizer

Centera mitt på spolen.

Localizer sag cor tra

T1 tse sag

Vinkelrät mot leden på cor och tra (epikondylerna).

STIR cor

parallellt på tra och sag (epikondylerna).

Pd fs sag blade

Vinkelrät mot leden på cor och tra (epikondylerna).

Pd fs tra blade

Vinkla längs armbågsleden.

Vinkelrätt på cor och sag genom leden.

T2 tse tra (Vid mjukdelstumör)

Genom förändringen, över aktuellt område.

T1 tse tra (Vid mjukdelstumör)

Genom förändringen, över aktuellt område.

T1 tse fs tra

Vinkla längs armbågsleden.

Vinkelrätt på cor och sag genom leden.

KONTRAST

T1 tse fs tra Gd

Vinkla längs armbågsleden.

Vinkelrätt på cor och sag genom leden.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Matej Mustapic, överläkare, Bild- och funktionsmedicin SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service, SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, armbåge

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare

Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-46

Version: 6.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16