

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare
Granskad av: Tomas Nilsson, (tomni7), Överläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-09-24

Giltig till: 2026-09-24

Hals-bröstrygg – MR-undersökning inom radiologi Borås

Förändringar sedan föregående version

Inga ändringar.

Sammanfattning

Beskrivning av magnetkameraundersökning hals-bröstrygg, för röntgensjuksköterska inom radiologi Borås.

Innehållsförteckning

Förändringar sedan föregående version	1
Sammanfattning	1
Innehållsförteckning	1
Förutsättningar	2
Genomförande	2
Degenerativ, MR Hals-bröstrygg, M20000+M22000	2
MS, MR Hals-bröstrygg, M20800+M22800	3
Tumör-infektion, MR Hals-bröstrygg, M20900+M22900	4
Dokumentinformation.....	5

Förutsättningar

Spole

Använd huvudspolen, head first.

Kontrast

Gadoterinsyra (Clariscan 0,5mmol/ml)

Genomförande

Degenerativ, MR Hals-bröstrygg, M20000+M22000

Localizer Set-n-go

Centrera på hakan.

T2 tse sag asym-set Set-n-go

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

Hela hals- och bröstryggen med marginal.

T1 tse sag Set-n-go

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

Hela hals- och bröstryggen med marginal.

PÅ HALSRYGGEN

T2 me2d tra

Vinkelrät mot ryggmärgen.

C2 tom Th1.

Vid patologi på bröstryggen

T2 tse tra

Vinkelrätt mot ryggmärgen.

Över patologiskt område.

MS, MR Hals-bröstrygg, M20800+M22800

Localizer Set-n-go

Centrera på hakan.

KONTRAST

T2 tse sag asym-sat Set-n-go Gd

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

Hela halsryggen med marginal.

T1 tse sag Set-n-go Gd

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

T2 me2d tra Gd

Vinkelrätt mot ryggmärgen.

Över aktuellt område.

Vid synlig patologi på T1

T1 tse tra

Vinkelrätt mot ryggmärgen.

Över aktuellt område.

Tumör-infektion, MR Hals-bröstrygg, M20900+M22900

Localizer Set-n-go

Centrera på hakan.

T1 tse sag Set-n-go

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

Hela hals- och bröstryggen med marginal.

KONTRAST

T2 tse sag asym-set Set-n-go Gd

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

Hela hals- och bröstryggen med marginal.

T1 tse sag Set-n-go Gd

Vinkla längs med kotpelaren, viktigt att boxarna överlappar varandra och att vinklingen inte skiljer för mycket.

Hela hals- och bröstryggen med marginal.

T1 tse fs cor övre Gd

Vinkla längs med kotpelaren.

Över aktuellt område.

T1 tse fs cor nedre Gd

Vinkla längs med kotpelaren.

Över aktuellt område.

T1 tse tra Gd

Vinkelrätt mot ryggmärgen.

Över aktuellt område.

Dokumentinformation

Innehållsansvarig

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Innehållsgranskare

Tomas Nilsson, överläkare, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin, SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, hals- bröstrygg

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare

Granskad av: Tomas Nilsson, (tomni7), Överläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-79

Version: 5.0

Giltig från: 2024-09-24

Giltig till: 2026-09-24