

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service
Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare
Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare
Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16

Knä- MR-undersökning inom radiologi

Borås

Ändringar från föregående version

Tagit bort undersökningar som var inaktuella.

Sammanfattning

Beskrivning av magnetkameraundersökning knä, för röntgensjuksköterska inom radiolog Borås.

Förutsättningar

Spole

Knäspolen, feet first – supine.

Kontrast

Vid kontrast använd Gadoterinsyra (Clariscan 0,5mmol/ml).

Genomförande

Rutin, MR Knä, M69000

Localizer tra

Centrera mitt på spolen.

Localizer sag cor tra

Pd tse sag

Vinkelrät mot femurkondylen på tra.

Ska täcka hela femur- och tibiakondylerna samt meniskerna.

Pd blade fs cor

Vinkelrät mot femurkondylen på tra, vinkelrät mot tibias ledyta på cor.
Ska täcka hela femur- och tibiakondylerna.

Pd blade fs tra

Vinkla efter knäleden.
Mitt på knäleden eller över patologiskt område.

T2 tse cor oblique

Vinkla parallellt med främre korsbandet på sag T1.

Tumör/Synovit MR Knä, M69900

Localizer tra
Centrera mitt på spolen.

Localizer sag cor tra

T1 tse sag

Vinkelrät mot femurkondylen på tra.
Hela det aktuella området med marginal.

Pd fs sag blade

Vinkelrät mot femurkondylen på tra.
Hela det aktuella området med marginal.

STIR cor

Vinkelrät mot femurkondylen på tra, vinkelrät mot tibias ledyta på cor.
Hela det aktuella området med marginal.

Pd fs tra blade

Vinkla efter knäleden.
Hela det aktuella området med marginal.

T2 tra (vid behov)

Genom förändringen

T1 tra (vid behov)

Genom förändringen

T1 tse fs tra

Vinkla efter knäleden.
Hela det aktuella området med marginal.

KONTRAST

T1 tse fs tra Gd

Vinkla efter knäleden.

Hela det aktuella området med marginal.

Dokumentinformation

För innehållet svarar

Åsa Offesson, röntgensjuksköterska, radiologi, SÄS

Matej Mustapic, överläkare, radiologi, SÄS

Innehållsgranskare

Matej Mustapic, överläkare, radiologi, SÄS

Fastställt av

Markus Håkansson, verksamhetschef, Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service SÄS

Nyckelord

Metodbok MR, knä

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Bild- och funktionsmedicin och medicinsk service

Innehållsansvar: Åsa Offesson, (asaof1), Sektionsledare

Granskad av: Matej Mustapic, (matmu2), Överläkare

Godkänd av: Markus Håkansson, (marha68), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9631-514148307-96

Version: 9.0

Giltig från: 2024-10-16

Giltig till: 2026-10-16