

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31

# Mån\_FU\_HACH

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.24 Mån\_FU\_HACH” i tidigare kvalitetssystem.

## Sammanfattning

GMP - Månads FU klormätare.

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

## Utförande

### FU-1mån Colorimeter, HACH Inv. nr M960170 / M230256

Kalibrering av Colorimeter HACH Inventariernr: M\_\_\_\_\_

Kalibreras varje månad med kalibreringskit: 26353-00

Datum & signatur	Nollkalibrering	STD1 $0,20 \pm 0,09$	STD2 $0,86 \pm 0,10$	STD3 $1,54 \pm 0,14$



# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-53

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-03-31

**Giltig till:** 2027-03-31