

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-30

Giltig till: 2027-03-26

Borås Start av reservvatten

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.12 Borås Start av reservvatten” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP - Borås Start av reservvatten.

Utskriven kopia finns i rutinpärm och i vattenrummet.

Utförande

Start av reservvatten

När inget inkommande vatten finns. Båda tryckmätarna står på noll.



Vrid strömbrytaren ett kvarts varv.

Vänta på tryck (titta på tryckmätaren) CWP´n startar automatiskt när trycket återkommer.

För mer information läs kvalitetsdokument: 3.2.5. Rutiner vid vattenlarm och fel på vattenanläggning.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-62

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-30

Giltig till: 2027-03-26