

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31

# Ankomstkontroll centralkoncentratanläggning

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

Ersätter rutin ” 3.4.5 Ankomstkontroll centralkoncentratanläggning” i tidigare kvalitetssystem.

## Sammanfattning

GMP - Ankomstkontroll centralkoncentratanläggning

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

## Utförande

Leverantör	
Leveransdatum	
Beteckning	
Serienummer	
Programversion	
Inventarienummer	
Leveransen oskadad	
Rätt och komplett utrustning levererad enligt kravspecifikation och beställningsunderlag	
Bruksanvisning på svenska	
Loggbok för utrustningen	

**Avvikelser/kommentarer**

Ankomstkontroll utförd

Datum:

Sign

Medicintekniker

<b>Moment</b>	<b>Utfört av:</b>		<b>Datum/sign.</b>
	<b>Leverantör</b>	<b>Egen personal</b>	
Installationskvalificering (kan göras av leverantör/medicintekniker) Protokollet läggs till ankomstkontrollen			
Processvalidering Rapporten läggs till ankomstkontrollen			
Elsäkerhetstest Protokollet läggs till ankomstkontrollen			
Inlagd i plan för förebyggande underhåll			

<b>Avvikelser/Kommentarer</b>
-------------------------------

Installationskvalificering godkänd

Datum:

Sign

Medicintekniker

**Utrustningen får inte tas i drift innan Ankomstkontroll och Installationskvalificering är godkänd samt att alla punkter i processvalideringen är godkända.**

<b>Utrustningen GODKÄND för användning</b>	
Namn:..... <i>Medicintekniker</i>	Datum:.....
Namn:..... <i>Sakkunnig person</i>	Datum:.....
Namn:..... <i>Medicinskt ansvarig för tillverkning</i>	Datum:.....

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Medicinklinik

**Innehållsansvar:** Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk  
ingenjör

**Granskad av:** Anna Bäck, (annba60), Apotekare

**Godkänd av:** Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SAS9660-1081940308-67

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-03-31

**Giltig till:** 2027-03-31