

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2025-03-31

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Giltig till: 2027-03-31

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Skene Förebyggande underhåll

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.1 Skene Förebyggande underhåll” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP- Skene Förebyggande underhåll

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Utförs enl. protokoll för respektive apparat. Protokollen förvaras i pärm i teknikerrum. Planeras på FU-översikt med årsbasis. När förebyggande underhåll har utförts skrivs detta in i loggboken med datum samt signatur.

Teknisk bedömning av apparatens skick samt funktionsduglighet ska även göras för säker drift på dialysavdelningen.

Dialysapparater Fresenius 6008

Förebyggande underhåll 1 ggr/2år.

Vattenanläggning CWP800

1 års service utföres av Baxter.

315176

1 mån. service utföres av tekniker.

Testomat 2000 CLT Klor

1gång/3månad rengöring.

319281

Testomat 2000 Hårdhet

1gång/3månad rengöring.

319283

Centralkoncentratanläggning CeCon 3000

315368

Förebyggande
underhåll 1 ggr/1år

Våg Sartorius

Kröning utförs vart annat år av RISE

M230043

Research Institutes of Sweden AB

Konduktivitetmätare WTW 330i

Årlig kalibrering internt.

M230253

Klormätare Hach

Månads kalibrering internt.

M230256

Multimeter Fluke

Årlig kalibrering utförs av MT

M220739

Ref.-instrument Umed II

Årlig kalibrering utförs av Fresenius

701028

Elsäkerhetsmätare Rigel

Kalibreras 1 ggr/2år

308131

Rumstermometrar nr. 10-14

Årlig kalibrering

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-77

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31