

Gäller för: Medicinklinik

Giltig från: 2025-03-31

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk ingenjör

Giltig till: 2027-03-31

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Borås Förebyggande underhåll

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.1 Borås Förebyggande underhåll” i tidigare kvalitetssystem.

Sammanfattning

GMP- Borås Förebyggande underhåll.

Utskriven kopia finns i rutinpärm.

Utförande

Utförs enl. protokoll för respektive apparat. Protokollen förvaras i pärm i teknikerrum. Planeras på FU-översikt med årsbasis. När förebyggande underhåll har utförts skrivs detta in i loggboken med datum samt signatur.

Teknisk bedömning av apparatens skick samt funktionsduglighet ska även göras för säker drift på dialysavdelningen.

Dialysapparater Fresenius 6008 Förebyggande underhåll 1 ggr/2år.

Vattenanläggningar Herco: Förebyggande underhåll 1 ggr/år.

713321 och 713752 Förebyggande kontroll 1 ggr/mån.

Centralkoncentratanläggning CDS 03 Förebyggande underhåll 1 ggr/1år.

708334

Transportabel WRO 300H Förebyggande underhåll 1 ggr/år.

M281513 Förebyggande underhåll 1 ggr/mån.

Våg Sartorius 306993	Kröning utförs vart annat år av RISE Research Institutes of Sweden AB
Ref.-instrument Umed M240246	Årlig kalibrering utförs av Fresenius
Konduktivitetmätare WTW 304854	Årlig kalibrering
Klormätare Hach M960170	Kalibreras varje månad
Multimeter Fluke M250632	Årlig kalibrering
Elsäkerhetsmätare Rigel M291448	Kalibreras 1 ggr/2år
Rumstermometrar nr. 1-5 Testomat 2000 Cl F 714130	Årlig kalibrering Rengöring 4 ggr/år
Testomat 808 714131	Rengöring 4 ggr/år

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Urban Tapper, (urbta), Medicinteknisk
ingenjör

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-78

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31