

PD-kateter – instillation av alteplas (Actilyse®) vid långsamt eller upphört flöde

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Sammanfattning

Vid långsamt eller upphävt flöde i PD-katetern, rådgör med nefrolog om aktuellt med alteplas (Actilyse®) i syfte att förbättra flödet. BÖS bör övervägas för kontroll av kateterläge.

Förutsättningar

PD-sjuksköterska genomför instillation av Alteplas (Actilyse®) i PD-katetern efter dialog och ordination av nefrolog. I samband med instillation byts kateterförlängningen.

Vid kateter som är inopererad de senaste två veckorna görs individuell bedömning. Det samma gäller vid övrig bukkirurgi.

Utförande

- Instillation görs efter ordination av nefrolog och utförs av PD-sjuksköterska.

- Alteplas (Actilyse®) 2 mg torrampull blandas med 2 ml vatten för injektionsvätska och dras upp under aseptiska förhållanden direkt innan instillation. Slutlig koncentration blir då 1mg/ml klar vätska enligt FASS. Två ampuller 2 mg Actilyse® används.
- Uppdukning sker som vid kateterförlängningsbyte, se avsnitt om kateterförlängningsbyte.
- Kateterförlängning avlägsnas.
- Kateteröppning spritas enligt rutin med 70% sprit i 1-2 min.
- Alteplas (Actilyse®) instilleras direkt i Tenkhoffkatetern under sterila förhållanden. Mängden är olika beroende på vilken kateter det gäller;
 - 4,0 ml i Fast flow Fresenius + späd med 2,0 ml NaCl
 - 4,0ml i 63cm Nordic Medcom
 - 3,5ml i 57cm Nordic Medcom
- Ny kateterförlängning kopplas till, sätt på ny jodhatt.
- Man får ALDRIG aspirera ur en PD-kateter eftersom den kan ligga emot någon vävnad. Tidigast efter 30 min kontrolleras utflöde genom att koppla till en PD-påse. Om inget utflöde finns, provas inflöde med ny dialysvätska. Alteplas (Actilyse®) i katetern flushas då in i buken utan att det innebär någon risk för den generella cirkulationen.

Arbetsgrupp

För innehållet svarar

Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, överläkare, njursektionen, Medicinkliniken, SÄS

Ulrica Holm, sektionsledare, Mag-, tarm-, och njurenhet, Medicinkliniken, SÄS

Information om handlingen

Handlingstyp: Riktlinje

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Granskad av: Maria Teresa "Maite" Gil Gonzalez, (margi18),
Överläkare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1154164603-37

Version: 6.0

Giltig från: 2025-04-16

Giltig till: 2027-04-16