

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Giltig från: 2026-02-27

Innehållsansvar: Karl-Johan Westberg, (kajwe4), Ortopedingenjör

Giltig till: 2028-02-27

Granskad av: Karl-Johan Westberg, (kajwe4), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Verifiering och slutmärkning av ortopedtekniska produkter

Sammanfattning

För att säkerställa och möjliggöra identifiering av tillverkade, anpassade och specialanpassade produkter sker verifiering och märkning vid olika tillfällen i tillverkningsprocessen.

Verifiering

Verifiering skall ske gentemot de specifikationer som framtagits genom produktionsunderlag/checklistor i samband med rutinen:

Tillverkning av ortos, protes och märkning under produktion.

Verifiering sker vid fyra tillfällen:

När ortopedingenjören lämnar över jobbet till tekniker

Verifiering sker genom att arbetsorder/produktionsunderlag/måttblankett läggs i fack för inkommande jobb till tekniker. Verifieringen innebär att underlag och komponenter är framtaget/beställt för att kunna starta tillverkning.

När produkten är provklar

Verifiering gentemot tillverkningsspecifikationer av provklar produkt. Tillverkad enligt produktionsunderlaget och gällande tillverkningsmanualer. Verifieringen sker genom att man bokar av patient genom att välja patient mottagen/Bokning klar i OPAS, tidbok. Om produkten tillverkats med ändringar mot gällande tillverkningsmanual (till exempel svetsning av leder, fler glasfiberlager) skrivs ändringarna in av tekniker i produktionsunderlaget.

När produkten är färdigställd och klar för leverans eller skickas provfärdig med patienten hem

Färdigställningen verifieras genom att man bokar av patient genom att välja patient mottagen/Bokning klar i OPAS, tidbok. Verifieringen innebär att produkten gjorts enligt gällande tillverkningsmanual eller att man skrivit in ändringar enligt ovan.

Gängsäkring och momentdragning verifieras genom att färdigställare bokar av patient genom att välja patient mottagen/Bokning klar i OPAS, tidbok. Om produkten skickas med patienten hem direkt efter provning ansvarar ortopedingenjören för att momentdragning, gängsäkring görs. Detta verifieras i journal.

Vid justering, reparation.

Vid justeringar och reparationer ansvarar den ortopedingenjören eller teknikern som utför justeringen/reparationen att momentdragning och gängsäkring utförs och dokumenteras enligt rutin *Justering och reparation av ortopedtekniska produkter*.

Slutmärkning av produkter levererade till patient

Slutmärkning sker genom att klistra fast märketikett. På etiketten står texten: "Ortopedteknik, 501 82 Borås samt ordernummer" Märkning görs av ortopedtekniker/sadelmakare innan provning sker. Om märkningen sedan påverkas av någon åtgärd så ska den person som utför åtgärden återställa märkningen.

Specialanpassad produkt:

Har en specialanpassad produkt tillverkats ska den även märkas med texten "Specialanpassad produkt".

Fler etiketter beställs via MT.

Etiketterna bör placeras proximalt, lateralt och på ett så skyddat ställe som möjligt. Märkningen får inte gömmas under skinn och liknande, utan skall vara synlig, utan att behöva göra åverkan på hjälpmedlet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Neuro- och rehabiliteringsklinik

Innehållsansvar: Karl-Johan Westberg, (kajwe4),
Ortopedingenjör

Granskad av: Karl-Johan Westberg, (kajwe4), Ortopedingenjör

Godkänd av: Malin Camper, (malgu5), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9661-671614304-86

Version: 8.0

Giltig från: 2026-02-27

Giltig till: 2028-02-27