

Rengöring och desinfektion av rektoskop med tillbehör

Vårdhygien för primärvårdsverksamheter i Västra Götalandsregionen



Bakgrund

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) anger att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Vårdgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en god kvalitet.

Instrument och tillhörande utrustning som kommer i beröring med intakta slemhinnor, utan att penetrera dem, ska vid användning vara desinfekterade för en säker återanvändning dvs fria från sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Om slemhinnor ska penetreras exempelvis vid provtagning ska steril provtagningsutrustning användas.

Bakgrund fortsättning

Instrument och tillhörande utrustning ska tåla rengöring och desinfektion och i förekommande fall sterilisering.
Tillverkarens anvisningar ska alltid följas.

Finns inte möjlighet att uppfylla kraven på rengöring och desinfektion på enheten kan tjänsten eventuellt behöva köpas in från annan enhet till exempel sterilcentral/instrumentcentral.

Förvaring och hantering ska ske så att renhetsgraden bibehålls fram till användning.



Rengöring och desinfektion

Rektoskop och tillhörande utrustning för flergångsbruk ska vid användning vara desinfekterade för en säker återanvändning. Det innebär att ta bort organiskt material, som blod och vävnadsrester, samt desinfektion för att minimera halten av bakterier, virus och svampsporer.

Desinfektion kan ske med värmedesinfektion eller med kemiska metoder. Värmedesinfektion i en diskdesinfektor används i första hand om leverantörens rekommendationer tillåter det.

Rengöring och desinfektion fortsättning

Rektoskopitillbehör som ballong, rektoskophuvud och ljuskabel:

- Rengörs och desinfekteras mellan varje patient.
- Följ tillverkarens anvisning för rengöring och desinfektion av instrumentet.

Skyddsutrustning

- Följ basala hygienrutiner och använd vid behov skyddsutrustning såsom handskar, engångsplastförkläde och visir.
- Använd skydd vid risk för stänk och skvätt vid rengöring och desinfektion.



Referenser

- [Förrådshantering i primärvård](#)
- Produktinformation från leverantör
- [Vårdhandboken](#). Basala hygienrutiner
- [Vårdhandboken](#). Medicintekniska produkter med specificerad mikrobiell renhet
- [Vårdhandboken](#). Kemisk desinfektion
- [Vårdhandboken](#). Värmedesinfektion
- [Vägledning för desinfektion i vården](#)

