

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-01-16

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-16

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Fistulografi – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll.

Bakgrund och syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av fistelgång.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje

Konventionella röntgenundersökningar.

Metodmall

Observera att DT och MR är ibland lämpligare.

Us kod/Us namn

Fistulografi.

Förberedelser

Inga.

Materiel

1 styck 20 ml spruta

1 styck lämplig sond (konsond, Knutson-instrument, Foleykateter, venflonnål)

Sterila handskar

1 styck tvättset

1 styck steril hålduk

1 styck steril duk utan klister

Skydd till manöverpanelen.

Kontrastmedel

Omnipaque 240 mgI/ml.

Läkemedel

Klorhexidinlösning 0,5 mg/ml.

Patientinformation/förberedelser på lab

Informera patienten om undersökningen.

Förbild

Frontal och sida innefattande aktuellt område, minst två vinkelräta projektioner.

Projektioner

Frontal och sida innefattande aktuellt område, minst två vinkelräta projektioner. Bilder tas av läkare under insprutning av kontrastmedel och genomlysning.

Se till att kontrast som eventuellt läcker ut på utsidan blir avtorkat, så att den inte stör bilden.

Sidomarkera bilderna med dx och sin.

Dokumentation i PACS

Sedvanligt ifyllande i undersökningskortet. Notera genomlysningstiden och dosen.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-114

Version: 9.0

Giltig från: 2025-01-16

Giltig till: 2027-01-16