

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-02-16

Innehållsansvar: Mikael Gustavsson, (mikgu18), Systemadministratör

Giltig till: 2028-02-14

Granskad av: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Reservrutin vid nätverksstopp SkaS Skövde – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version

Lagt till länk Röntgenremiss. Ny innehållsansvarig Mikael Gustavsson.

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam hos medicinska sekreterare på Bild och Funktionsmedicin radiologi SkaS Skövde för att tydliggöra reservrutin för skrivarbete vid nätverksstopp.

Förutsättningar

Förberedelser

Dator/arbetsstation, skrivare som kan användas lokalt vid nätverksstopp.

Arbetsbeskrivning

När nätverket inte fungerar och vi inte har tillgång till internet innebär detta att vi inte kan ta emot remisser elektroniskt. Vi kan heller inte leverera svar elektroniskt.

I receptionen på akutradiologin finns en arbetsstation som är uppmärkt med ”reservrutin”, som kan användas lokalt.

Vid ett akut datastopp starta datorn på on/off-knappen. Vid sidan om arbetsstationen står en lokal skrivare som heter HP Laser Jet E50145, starta även denna.

Logga in med det gruppinlogg: **gk.skas.0132** (som ska vara angivet på datorn) och årets aktuella lösenord.

1. I katastrofskåpet på akutradiologin finns en pärm som heter ”reservrutiner SkaS”.
2. Ta fram pärmen och ett USB-minne.
3. Sätt i USB-minnet i en USB-port, avvakta tills drivrutinerna är klara.
4. Öppna mappen och klicka på reservrutinsutlåtande. Kopiera så du har ett antal tomma svarsmallar.
[Röntgenremiss](#)
5. Kontrollera så att rätt skrivare är inkopplad: Hp laser Jet E50145.

Fyll i mallen med aktuella patientuppgifter samt svar och skriv ut. Skriv ut två (2) stycken kopior av svaret och skicka med ett svar med remissen till remittent. En kopia på svaret och en kopia på remissen sparas på avdelningen.

Efter varje patient som är registrerad med svar och remiss sparas dokumenten ner på USB-sticka. För nästa patient öppna en tom svarsmall.

När datastoppet är hävt och vi kan använda Sectra RIS och PACS igen så får vi registrera remissen och manuellt kopiera in svaret från USB-stickan i Sectra RIS därefter preliminärsignera svaret.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Mikael Gustavsson, (mikgu18),
Systemadministratör

Granskad av: Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-276

Version: 9.0

Giltig från: 2026-02-16

Giltig till: 2028-02-14