

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-11

Innehållsansvar: Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-04-23

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Beredningsinstruktion Tc99m Teceos (DPD) - nuklearmedicin

## Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrat datum översyn produktresumé.

Nya granskare.

## Bakgrund och syfte

Beredningsinstruktion för att bereda Tc99m Teceos (DPD).

### Senaste översyn av produktresumé

2023-04-21. **Tillverkare:** CIS bio international Saclay (Curium)

## Utförande

**Använd inte luftkanyl.**

**Innehåll:** Difosfopropandikarboxylsyranatrium 13.0 mg.  
Förteckning av hjälpämnen finns i produktresumén.

**Användning:** Hjärtamyloidos. Skelettscintigrafi.

**Förvaring innan beredning:** Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i ytterkartongen – ljuskänslig.

**Hållbarhet efter beredning:** 8 timmar i rumstemperatur (max 25°C).

**Aktivitetsintervall för beredning:** 370-11100 MBq i 2-10 ml.

**Normaldosering vuxen:** 600 MBq.

Administrering:            Intravenös.

Klädsel enligt rutinen [Arbete i sterilt hotlab enligt Good manufacturing practice – GMP – allmänna regler](#). Arbeta i säkerhetsbänk. Använd blyskydd och blybehållare till alla radioaktiva preparat.

1. Dra upp erforderlig mängd perteknetat i spruta.
2. Späd till lämplig volym med 9 mg/ml NaCl. Spruta ned innehållet i kitet.
3. Skaka vialen i 5 minuter tills torrsubstansen är löst.
4. Inspektera den färdiga lösningen som ska vara klar och färglös samt utan synliga partiklar.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

**Granskad av:** Rafid Hadad, (rafha1), Apotekare, Axel Krefors, (axela1), Sjukhusfysiker, Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-426

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2026-03-11

**Giltig till:** 2028-04-23