

Benlängdsmätning 874L - datortomografi

Syfte

Metodbeskrivning av datortomografiundersökning av benlängdsmätning 874L.

Förändringar sedan föregående version

Reviderat styrdokument enl ny mall.

Metodmall

Us kod

874076 DT nedre extremiteter mätning av längd eller avstånd

Indikation

Benlängdsmätning.

Serieöversikt

Endast Scout med mätlinjal.

Förberedelser

ID kontroll skall utföras på undersökningsrum.

Patientpositionering

Feet first /supine

- Armarna ovan huvud.
- Lägg patienten så att patella ligger på samma sätt, knäled i maximal extension.
- Mätlinjal intill patienten i "höjdnivå" med femur-tibia, inte direkt på bordet således.

Patientcentrering

Centrera IC crista iliaca.

Kontrastmedel

Ingen.

Scout

Lateral och PA.

Scanområde/kriterier

Lång scout från crista iliaca till fotled. Höjdlängd trochanter. Mätlinjal med på scouten.



Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Rekonstruktioner

Inga.

Reformateringar

Inga.

Hängningsprotokoll

Layout 1.

1. Scout	2. Dosrapport		
----------	---------------	--	--

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-555

Version: 3.0

Giltig från: 2025-11-18

Giltig till: 2028-01-12