

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Tina Thorsell, (tinth), Barnmorska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-06-27

Giltig till: 2027-09-30

# Volympump Volumat MC Agilia, obstetrik – handhavande och skötsel

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

Rutin för handhavande och skötsel av infusionspump.

## Arbetsbeskrivning

### Användningsområde

Patient i behov av infusion av läkemedel där infusionstakt är förutbestämd. Volympumpen kan ställas in manuellt eller förval av läkemedel finns i apparaten.

### Behörighet

Sjuksköterska, barnmorska eller läkare.

### Förvaring och material

Volympumpar finns på förlossningssalar, bosidan förlossningen, operationssalen på förlossningen och en extra i apparatrummet på förlossningen. De ska alltid vara laddade.

### Bruksanvisning

Finns i pärm i apparatrummet.

### Skötsel och underhåll

- Rengörs vid behov med tvållösning. Vid stark nedsmutsning används sprit. Dock inte sprit på displayen.

- MTA ombesörjer förebyggande underhåll.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Tina Thorsell, (tinth), Barnmorska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-304

**Version:** 5.0

**Giltig från:** 2025-06-27

**Giltig till:** 2027-09-30