

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-09-16

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22), Specialistundersköterska

Giltig till: 2027-03-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Transkutan bilirubinmätning, Dräger JM-105, handläggning – postpartumvård

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Vid misstanke om högt bilirubinvärde kunna mäta bilirubinvärdet genom transkutan mätning. JM-105 är screeningverktyg för att följa en trend.

Arbetsbeskrivning

Användningsområde

Mäta transkutant värde av bilirubin.

Man kan inte använda transkutan mätning:

- Vid värden som överstiger 250 eller är mindre än 50 ifrån behandlingsgräns. Bilirubinvärdet behöver då mätas med ett blodprov.
- Under fototerapibehandling.
- Blåmärke, födelsemärke, hematom eller mycket hår över mätområdet.

Transkutan bilirubin kan användas 24 timmar efter avslutad fototerapi. Noggrannheten av mätvärdet har dock ökade marginaler. Därför rekommenderas att JM-105 används tillsammans med andra kliniska tecken.

Behörighet

Personal förtrogen med apparat och tillbehör. Ansvarig för mätningen skriver in i journal.

Förvaring och material

Apparat finns i apparatförrådet på BB och BB-mottagningen.

Bruksanvisning

Skriftlig information hittas i manual som finns i pärm i apparatrummet, märk "Bilichek".

Skötsel och underhåll

- Viktigt att skydda mätspetsen.
- Rengörs med ytdesinfektion 75 %.
- MTA ansvarar för kalibrering en gång per år.
- Testas en gång per dag. Ska ligga inom referensvärdet, var god se under locket på laddningsstationen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22),
Specialistundersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-73

Version: 6.0

Giltig från: 2025-09-16

Giltig till: 2027-03-31