

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-03-11

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22), Specialistundersköterska

Giltig till: 2027-03-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Blodtrycksmanschett, kvinnosjukvård – skötsel

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Rutin för blodtrycksmätning på vuxen patient.

Arbetsbeskrivning

Användningsområde

Blodtrycksmätning på BB på vuxna patienter, se även styrdokument

[Blodtrycksmätning på gravid patient.](#)

Behörighet

Behörig personal.

Förvaring och material

Förvaras i materialförrådet på BB och förlossningen samt på vissa salar på förlossningen. Observera att rätt storlek används, finns olika storlekar i blåa backarna. Finns även konformad blodtrycksmanschett.

Bruksanvisning

Se styrdokumentet [Blodtrycksmätning på gravid patient.](#)

Skötsel och underhåll

- Tvätta manschetten med våt trasa.
- Efter användning rullas manschett ihop till ett prydligt paket.
- MTA kalibrerar manschetten en gång per år.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22),
Specialistundersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-79

Version: 5.0

Giltig från: 2025-03-11

Giltig till: 2027-03-31