

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-02-18

Innehållsansvar: Tina Thorsell, (tinth), Barnmorska

Giltig till: 2028-02-29

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# CTG Philips Avalon FM30, handhavande och skötsel

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

Rutin för handhavande och skötsel av CTG.

## Arbetsbeskrivning

### Användningsområde

- Kan användas från och med vecka 24+0.
- Se styrdokumentet [Fosterövervakning – handläggning](#) sida 1–4.

### Behörighet

- Barnmorska/läkare som är förtrogen med apparaten.
- Utbildning sker kollegor emellan. Vid behov konsulteras Medicintekniska avdelningen (MTA).

### Förvaring och material

- Apparat och tillhörande material förvaras i apparatrummet på förlossningen BB Skövde.
- CTG-papper beställs av ansvarig för MIV.
- Gel hämtas i MIV-förrådet på förlossningen.

### Bruksanvisning

Finns i pärm märkt CTG i apparatrummet samt en lättfattad lathund fäst på apparaten.

## **Skötsel och underhåll**

- CTG-dosorna rengörs med ytdesinfektion efter varje patient.
- Ordentlig genomgång/rengöring en gång i veckan enligt Ordning och reda.
- Om något går sönder kontaktas i första hand apparatansvarig på avdelningen, därefter MTA.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Tina Thorsell, (tinth), Barnmorska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-96

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-02-18

**Giltig till:** 2028-02-29