

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2025-03-20

Innehållsansvar: Karin Frisé Kollberg, (karco), Koordinator

Giltig till: 2027-03-20

Granskad av: Margareta Hellqvist, (marhe59), Medicinteknisk ingenjör

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

# Defibrillator - efter användande av AED (FRx) SkaS Lidköping

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

## Bakgrund och syfte

Med anledning av omstrukturering SkaS Lidköping, ny rutin för utlämning av elektroder samt rakhyvel och tork till AED (FRx).

## Förutsättningar

Denna rutin gäller efter användande av AED (FRx) SkaS Lidköping.

## Avgränsningar

För enheter som använder multifunktionell defibrillator (Intrepid) gäller inte denna rutin utan man ansvarar själv att utrustningen återställs efter användande.

## Utförande

Efter användande av AED (FRx) hämtas nytt material (elektroder, rakhyvel samt tork) på Röntgen SkaS Lidköping.

Nya elektroden måste anslutas i AED (FRx) för att den skall kunna göra sin egenkontroll, detta ansvarar den som hämtar ny elektrod för.

Vid behov av nytt batteri finns även det att hämta på Röntgen SkaS Lidköping. Telefonnummer till Röntgen 0510-85920.

Securitas gör kontroll av AED (FRx) en gång per vecka.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Skaraborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Karin Frisén Kollberg, (karco), Koordinator

**Granskad av:** Margareta Hellqvist, (marhe59), Medicinteknisk  
ingenjör

**Godkänd av:** Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SKAS9730-1455443510-206

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-03-20

**Giltig till:** 2027-03-20