

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2025-08-29

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo58), Systemförvaltare

Giltig till: 2027-08-29

Granskad av: Annette Treng Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

# Labsvar - användarmanual

## Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

## Bakgrund, syfte och mål

Användarmanual för SkaS Labsvarsprogram.

## Arbetsbeskrivning

Labsvar visar kopior från mikrobiologi och analysen P-Kreatinin analyserade av Unilabs.

Till och med 2020-01-22 finns även kopior av klinisk kemi analyserade av Unilabs.

Användarna har i Labsvar möjlighet att och läsa provsvar på bildskärmen och/eller skriva ut dem.

Vidare finns funktioner för att söka historiskt bland patienters provsvar.

## Definitioner

**Olästa provsvar:** Denna funktion används inte längre.

**Nya/olästa svar:** Här kan även se när olika svarstyper senast lästes in i databasen.

## Komma igång med Labsvarsprogrammet

### Inloggning

Öppna Labsvar

Inloggningsbilden öppnas



**Kund Id:** din enhets kundnummer


**Användaridentitet:** personligt vgr-id

**Lösenord:** personligt lösenord

Tryck OK

Programmet startas

**Då programmet startas kommer du till följande informationsbild**



Klicka på OK för att stänga bilden, annars stängs den efter 10 sekunder.


Då informationsbilden stängs befinner du dig i huvudfönstret.

I detta och alla andra fönster så finns det en menyrad och en knapprad.

## Menyrad

Varje underrubrik symboliserar en funktion som kan utföras i programmet.

Om rubriken är svartfärgad så är det möjligt att välja den, är rubriken däremot gråfärgad så är den inte tillgänglig att välja.



**Se Olästa** Denna funktion används inte längre.

**Skriv ut** Denna funktion används inte längre.

## Utskriftsproblem

Om du får problem med en utskrift t.ex. att skrivaren krånglar så kan du starta den utskriften igen. Till detta använder du funktionen ”Utskrifter tidigare” som du hittar under menyradens alternativ Arkiv.

Anledningen till att du skall göra detta är att programmet markerar svaren som lästa då utskriften körs. Blir det problem med utskriften så vet programmet inte om detta utan svaren förblir markerade som lästa vilket innebär att de inte skrivs ut automatiskt.

## Viktigt! Ta därför för vana att köra om en utskrift då något krånglat!

Då du väljer detta alternativ visas följande fönster:



Kundnr	Kundgrupp	User	Utskriftstidpunkt	
9257	LOR	SONLA4	2016-07-28-09.57.09.580000	0
9257	LOR	SONLA4	2016-07-28-09.57.09.270000	0

Varje utskriftstillfälle motsvaras av en rad i denna tabell.

Markera det utskriftstillfälle som du önskar skriva ut igen, därefter klickar du på knappen Skriv Ut.

## Sök prn

I Labsvar finns möjlighet att söka prover som är tagna på en viss patient, detta görs via funktionen Sök person. För att göra detta klicka på ”Sök prn” knappen eller F6-tangenten.


Det finns tre fält i vyn sök personnummer.

Vid sökning på personnummer *utan att HISTORIK är förbockat* är två fält aktiva:

<30 dagar – här visas provsvar som är upp till 30 dagar gamla.

>30 dagar – här visas provsvar som är äldre än 30 dagar.

Se bild.



PERSONNR.	PERSONNAMN	LAB	PROVDATUM	PROVIDTIDP	STATUS
19121212121	TESTSSON TEST	Kem. KS	2016-01-14	15:43	S1
19121212121	TESTSSON TEST	Kem. KS	2016-01-15	12:35	S1
19121212121	TESTSSON TEST	Kem. KS	2016-01-19	14:30	S1
19121212121	TESTSSON TEST	Kem. KS	2016-01-19	14:25	S1
19121212121	KRANK KALLE	Kem. KS	2016-01-25	07:35	S1

Vid sökning på personnummer *då HISTORIK är förbockat* är två fält aktiva:

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

ca. år 1995 - 2007 - här visas provsvar från cirka 1995 till 2007.

ca. år 2006 - 2013 - här visas provsvar från cirka 2006 till 2013.

OBS! Det kan förekomma dubbletter av provsvar från 2006 och 2007!


Se bild.

PERSONNR	PERSONNAMN	LAB	PROVDATUM	PROVTIDP	STATUS
ca. år 1995-2007					
1912121212	TOLVAN TOLVSSON	Kem. BSI	1995-03-15		S1
1912121212	Tolvansson, Tolvan	Kem. KSI	1995-03-24	08:30	S1
1912121212	Tolvansson, Tolvan	Kem. KSI	1995-03-24	08:40	S1
1912121212	Tolvansson, Tolvan	Kem. KSI	1995-03-24	08:30	S2
1912121212	Tolvansson, Tolvan	Kem. KSI	1995-03-24	08:40	S2
ca. år 2006-2013					
1912121212	TOLVANSSON TOLVAN	Kem. KSI	2006-01-09		S1
1912121212	TOLVANSSON TOLVAN	Kem. KSI	2006-01-10		S1

## Spärr av provsvar

Det finns möjlighet för patient att spärra provsvar i Labsvarsprogrammet.

Om en patient har begärt spärr av provsvar kommer det visas ett meddelande, se bild.



Om svar JA: Då visas provsvaret.

Om svar NEJ: Då visas återigen bilden "LABSVAR Sökning personnummer" och markören ställer sig i fältet Personnr.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Skaraborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Anna Johansson, (annjo58), Systemförvaltare

**Granskad av:** Annette Trengde Jarlshammar, (antr2),  
Utvecklingschef

**Godkänd av:** Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SKAS9735-1906344767-17

**Version:** 7.0

**Giltig från:** 2025-08-29

**Giltig till:** 2027-08-29