

## PATIENTINSTRUKTION VID FÖRORENAD KATETERFÖRLÄNGNING ELLER TRASIGT MATERIAL

Om kateterförlängningsändan (det som är under jodhatten) blir förorenad av att du t ex råkar nudda vid den med hud, nysa/hosta över oskyddad koppling, tappar den i knät utan skyddshatt, att jodhatten trillar av under natten, att du upptäcker att material är trasigt t ex läckande itappningspåse etc.

### GÖR FÖLJANDE:

1. Stäng omedelbart klämman på slangen och avbryt behandlingsfasen.
2. Sätt omedelbart på en ny jodhatt på kateterförlängningen.
3. Ta fram förpackning med desinfektionsservett avsedd för ändamålet och öppna den.
4. Sprita händerna.
5. Ta av jodhatten och rengör aggregatändan genom att tvätta/gnugga den med desinfektionsservetten under **3 minuter**.
6. Sätt sedan på en NY jodhatt och fäst kateterförlängningen på magen.

Rapportera det inträffade till PD-sjuksköterska **INNAN** behandlingen påbörjas igen (för ställningstagande till eventuell ytterligare åtgärd).

Om klartecken för återupptagen behandling:

- Vänta minst en timme efter påsatt ny jodhatt innan nytt påsbyte.

Vid nattmaskin: Om du har tagit av korken till patientslangen på maskinen, ska maskinen kläs om innan den används igen.

Om missödet sker på natten, avsluta definitivt behandlingen för natten i väntan på kontakt med PD-sjuksköterska nästa dag.

Ny desinfektionsservett kommer att skickas hem till dig.