



september 2025

Standardiserad uppdukning och hantering av sterilt material på uppdukningssal - gäller SkaS Lidköping

Bakgrund

Rutin för uppdukning av sterilt material på uppdukningssal till ledplastikoperationer

Utförande

Operationspersonalen iordningställer uppdukningssalen enligt rutin: checklista salsansvarig ssk/usk. Personalklädsel enligt ledplastik-operation

Skylt stängd sal hängs på dörren (skylten gäller så länge det finns uppdukade bord på salen)

Bord, instrument och plockvagn med uppdukningssvagn körs in på salen (dubbla uppsättningar om två uppdukningar ska ske). För standardiserad uppdukning- se bilder.

Efter uppdukning görs en dubbeltäckning med omlotteknik med instrumentbordslakan (se bild nedan). Sal skrivs med penna på draperingen.

Uppdukningen registreras med personal och sal i Orbit.
Kryssa även i och signera: Kontrollräkning vid dukning utförd.

Instrumenten scannas in i T-doc. Instrumentborden körs till aktuell sal när den är städad och klar för nästa operation. (Om uppdukning sker parallellt med sövning körs borden in när patienten är sövd)

Vid sövning är det ok att hjälpa till, utan specialkläder, om instrumentborden är dubbeltäckta.

Händerna spritas innan förflyttning av bord, uppsikt i korridoren så att det är fri passage.

Uppdukade bord enligt ovan kan stå under arbetsdagen.

(bildserie 2).



Bildserie 2 – Dubbel steril övertäckning



Drapering Assbord