

## Beställningsformulär Bambino 3

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. [Blå, understruken text](#) är klickbar för att visa info eller bild.

BB = sittbredd, HH = rygg höjd

Kundorder nr för web-order:

Telefon:

Förskrivare:

Datum:

Ref:

Bambino 3 har en justerbar bakaxel. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen.

Ange önskat mått under "Inställningar". Bambino har sitthöjd 41 cm fram och 39 cm bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.

**Max brukarvikt är 60 kg för sittbredd 24-33.**

**Standardutförande:** **Drivhjul:** 22", **Däck:** Schwalbe Right Run 22", **Drivring:** Titan 22" **Länkhjul:** Massiva länkhjul 120 mm, **Broms:** B3, **Fotstöd:** Fotplatta B3 ink. hälband, **(Sb: 24 cm: Rygg höjd 20-28), (Sb: 27-33 cm, Rygg höjd: 27-35 cm), Sits:** Sitt djup 25-30 cm, **Tippskydd:** Tippskydd, **Transportfäste:** Transportfäste (dekal), **Bakaxel:** Bambino 6°, **Sidoskydd:** Sidoskydd B3, **Körbåge:** Körbåge B3, **Fäste höftbälte**

**Grå markering indikerar standardutförande (OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)**

### Chassi-färg

Svart - Anodic Black

### Sittbredd (BB)

24 cm      27 cm      30 cm      33 cm

Rensa



### Sitsdjup

**Sitsdjup 25-35 cm**

Rensa



### Ryggstöd

**20-28 cm blå**  
523BB17 \*

**27-35 cm blå**  
523BB18

\*BB ersätts med "Sittbredd" ovan

Rensa



### Bakaxel

**Carbon 6gr**  
33030BB

**Carbon 6gr +10 mm**  
33031BB

Annan bakaxel eller sitthöjd  
Se **Tillvalslista**

! Vid drivhjul 20" behövs höjning av bakaxel 10 mm

! Vid 20" drivhjul +120 mm länkhjul

Rensa



### Länkhjul

**120 mm**

**Detaljerade artikelnummer:**  
Komplett; 2100020  
Länkhjul 120; 2002020  
Gaffel 75, tapp 3; 2100140

Rensa

**90 mm**

Standardval vid drivhjul 20"  
**Detaljerade artikelnummer:**  
Komplett; 2100030  
Länkhjul 90; 2002010  
Gaffel 90, tapp 3; 2100141



## Fotstöd

### Fotplatta B3 - fällbar, vinkeljusterbar

42341BB

Rensa



## Broms

### Broms B3

4630200

#### Detaljerade artikelnummer:

Par; 4630200  
Vänster; 4630201  
Höger; 4630202

### Broms B3 + Bromsblad BF Broms B3

4630200 + 4630236

Krävs vid drivhjul 20"

#### Detaljerade artikelnummer:

Par; 4630200  
Vänster; 4630201  
Höger; 4630202

### Bromsblad B3 PU däck SET

4630234



Rensa

## Drivhjul, Drivring, Däck

### Drivhjul - uten drivring:

#### 22" Standard

#### 24" Standard

#### 20" Standard

Rensa



### Däck - välj däck:

#### Schwalbe Right Run 20",22",24"

Rensa

#### PU 20",22",24" (massivt)

- ! Beställ även bromsblad för PU (massiva) däck.
- Sesam art.nr. 82527



### Drivring:

#### Titan 20", 22", 24"

190DD11 (x2 / rullstol)

#### Paragrip 20", 22", 24"

19051DDBT x2

#### Maxgrepp 20", 22", 24" - (innehåller latex)

1903070 x2 (20")

1903080 x2 (22")

1903060 x2 (24")

#### Tetragrip 20", 22", 24"

19052DDBT x2



Rensa

# Tillbehör

## Sidoskydd B3

Sidoskydd B3, 20-24"  
4235000 par;  
Detaljerade artikelnummer:  
Vänster; 4235001  
Höger; 4235002  
Fäste Vä: 4401571  
Fäste Hö : 4401572



Rensa

## Armstöd

Höjjusterbar i 3 lägen

Armstöd B3 med sidoskydd  
4401400  
Detaljerade artikelnummer:  
Vänster; 4235005  
Höger; 4235006  
Fäste Vä: 4401571  
Fäste Hö : 4401572



## Sittbreddsadapter

Sittbreddsadapter-vänster  
4235021

Sittbreddsadapter-höger  
4235022

Smalnar av sittbredd med 7,5mm per sida.



## Bålstöd

Bålstöd justerbart kpl st  
4236000

Vänster

Höger

### Monterings position

Standard

Standard

Smal -9mm

Smal -9mm



## Körbåge

Körbåge B3  
4233000

Höjd och vinkelställbar,  
med Quick release



## Huvudstöd

Huvudstöd B3 Svart  
4710100BL

Montering Låg

Montering Hög

Höjd, vinkel och djupreglerbart



## Brickbord

Brickbord  
6810000

Magnetfäste  
på drivhjul till brickbord  
6810010



## Rörskydd

Rörskydd fram (ramrör) \*  
9900253 (2st)

\* Rekommenderas som skydd (0-pris), om plats finns - kan bli för långa om fotplattan är högt monterad. Passar vid bakaxel i standardbalansering och fotplatta i lägläge 16 cm eller lägre, högläge 28 cm eller lägre, golv-ovankant fotplatta. Beställs på egen orderrad.



## Ekerskydd

24" logga  
4500001

24" ej logga  
4500012

Rensa

Vänster

22" logga  
4500101

22" ej logga  
4500112

20" ej logga  
4500112

Höger



## Fäste höftbälte

### Fäste höftbälte klämma kpl par

2-punktsfäste  
9900248

### Fäste höftbälte klämma kpl par x2

4-punktsfäste  
9900248 (2st)



Övrigt - Köpartiklar OBS! Beställs på separata orderrader.

## Fäste höftbälte

Fästplåt höftbälte par  
ryggfästning 2 punkts

Sesamnr. 77415

Köpartikel



## Dyna

2,5 cm  
Köpartikel

5 cm  
Köpartikel



## Kildyna

Kildyna  
Köpartikel

ej bredd 24 cm



## Ryggkil

Ryggkil  
Köpartikel



## Bålstrapp

Bålstrapp  
Köpartikel



Köpartiklar

Tillvalslista bifogad

För information om Sesamnr. för köpartiklar, se Tillvalslistan

## Inställningar

### Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
14-28 mm (standard = 18mm).



A= \_\_\_\_\_ mm

### Bakaxelljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.  
Standard = 87 mm



A= \_\_\_\_\_ mm

### Fotstödshöjd (fotbåge/fotplattor)

Ange måttet (A) eller (B) för önskad fotstöd.  
Man bör ange B måttet om man vill ha en annan  
vinkel på fotplattan än standard.

**Transportmärkning**



A= \_\_\_\_\_ mm Från golv till ovasida fotplatta i framkant

B= \_\_\_\_\_ mm Från golv till ovasida fotplatta i bakkant

#### Ange djup-position:

Std position

Framflyttad position 30 mm

#### Ange höjd-position:

Högläge

Lågläge

Vid 22" drivhjul

Mått högläge 210-310 mm

Mått lågläge 150-220 mm

## Extra