

Beställningsformulär Bambino 3

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att visa info eller bild.
BB = sittbredd, HH = rygg höjd

Kundorder nr för web-order:

Telefon:

Förskrivare:

Datum:

Ref:

Bambino 3 har en justerbar bakaxel. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". Bambino har sitthöjd 41 cm fram och 39 cm bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.
Max brukarvikt är 60 kg för sittbredd 24-33.

Standardutförande: **Drivhjul:** 22", **Däck:** Schwalbe Right Run 22", **Drivring:** Titan 22" **Länkhjul:** Massiva länkhjul 120 mm, **Broms:** B3, **Fotstöd:** Fotplatta B3 ink. hälband, **(Sb: 24 cm: Rygg höjd 20-28), (Sb: 27-33 cm, Rygg höjd: 27-35 cm), Sits:** Sitt djup 25-30 cm, **Tippskydd:** Tippskydd, **Transportfäste:** Transportfäste (dekal), **Bakaxel:** Bambino 6", **Sidoskydd:** Sidoskydd B3, **Körbåge:** Körbåge B3, **Fäste höftbälte**

Grå markering indikerar standardutförande (OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)


Chassi-färg

Svart - Anodic Black

Sittbredd (BB)

24 cm 27 cm 30 cm 33 cm

Rensa



Sitsdjup

Sittsdjup 25-30 cm

Rensa



Ryggstöd

20-28 cm blå
523BB17 *

27-35 cm blå
523BB18

*BB ersätts med "Sittbredd" ovan



Rensa

Bakaxel

Carbon 6gr
33030BB

Carbon 6gr +10 mm
33031BB

Annan bakaxel eller sitthöjd
Se **Tillvalslista**

! Vid drivhjul 20" behövs höjning av bakaxel 10 mm

! Vid 20" drivhjul +120 mm länkhjul

Rensa



Länkhjul

120 mm

Detaljerade artikelnummer:
Komplett; 2100020
Länkhjul 120; 2002020
Gaffel 75, tapp 3; 2100140

Rensa

90 mm

Standardval vid drivhjul 20"
Detaljerade artikelnummer:
Komplett; 2100030
Länkhjul 90; 2002010
Gaffel 90, tapp 3; 2100141



Fotstöd

Fotplatta B3 - fällbar, vinkeljusterbar
42341BB

Rensa



Broms

Broms B3
4630200

Detaljerade artikelnummer:
Par; 4630200
Vänster; 4630201
Höger; 4630202

Rensa

Broms B3 + Bromsblad BF Broms B3
4630200 + 4630236
Krävs vid drivhjul 20"

Detaljerade artikelnummer:
Par; 4630200
Vänster; 4630201
Höger; 4630202

Bromsblad B3 PU däck SET
4630234



Drivhjul, Drivring, Däck

Drivhjul - uten drivring:

22" Standard

24" Standard

20" Standard

Rensa



Däck - välj däck:

Schwalbe Right Run 20",22",24"

Rensa

PU 20",22",24" (massivt)

- ! Beställ även bromsblad för PU (massiva) däck.
- Sesam art.nr. 82527



Drivring:

Titan 20", 22", 24"
190DD11 (x2 / rullstol)

Rensa

Paragrip 20", 22", 24"
19051DDBT x2

Tetragrip 20", 22", 24"
19052DDBT x2

Maxgrepp 20", 22", 24" - (innehåller latex)
1903070 x2 (20")
1903080 x2 (22")
1903060 x2 (24")



Tillbehör

Sidoskydd B3

Sidoskydd B3, 20-24"
4235000 par;
Detaljerade artikelnummer:
Vänster; 4235001
Höger; 4235002
Fäste Vä: 4401571
Fäste Hö : 4401572



Rensa

Armstöd

Höjjusterbar i 3 lägen

Armstöd B3 med sidoskydd
4401400
Detaljerade artikelnummer:
Vänster; 4235005
Höger; 4235006
Fäste Vä: 4401571
Fäste Hö : 4401572



Sittbreddsadapter

Sittbreddsadapter-vänster
4235021

Sittbreddsadapter-höger
4235022

Smalnar av sittbredd med 7,5mm per sida.



Bålstöd

Bålstöd justerbart kpl st
4236000

Vänster

Höger

Monterings position

Standard

Standard

Smal -9mm

Smal -9mm



Körbåge

Körbåge B3
4233000

Höjd och vinkelställbar,
med Quick release



Huvudstöd

Huvudstöd B3 Svart
4710100BL

Montering Låg

Montering Hög

Höjd, vinkel och djupreglerbart



Brickbord

Brickbord
6810000

Magnetfäste
på drivhjul till brickbord
6810010



Rörskydd

Rörskydd fram (ramrör) *
9900253 (2st)

* Rekommenderas som skydd (0-pris), om plats finns - kan bli för långa om fotplattan är högt monterad. Passar vid bakaxel i standardbalansering och fotplatta i lägläge 16 cm eller lägre, högläge 28 cm eller lägre, golv-ovankant fotplatta. Beställs på egen orderrad.



Ekerskydd

24" logga
4500001

24" ej logga
4500012

Rensa

Vänster

22" logga
4500101

22" ej logga
4500112

20" ej logga
4500112

Höger



Fäste höftbälte

Fäste höftbälte klämma kpl par

2-punktsfäste
9900248



Fäste höftbälte klämma kpl par x2

4-punktsfäste
9900248 (2st)

Övrigt - Köpartiklar OBS! Beställs på separata orderrader.

Fäste höftbälte

Fästplåt höftbälte par
ryggfästning 2 punkts

Sesamn. 77415

Köpartikel



Dyna

2,5 cm
Köpartikel


5 cm
Köpartikel



Kildyna

Kildyna
Köpartikel

ej bredd 24 cm



Ryggkil

Ryggkil
Köpartikel



Bålstrapp

Bålstrapp
Köpartikel



Köpartiklar

Tillvalslista bifogad

För information om Sesamn. för köpartiklar, se Tillvalslistan

Inställningar

Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm (standard = 18mm).



A= _____ mm

Bakaxelljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard = 87 mm




A= _____ mm

Fotstödshöjd (fotbåge/fotplattor)

Ange måttet (A) eller (B) för önskad fotstöd.
Man bör ange B måttet om man vill ha en annan
vinkel på fotplattan än standard.

Transportmärkning



A= _____ mm Från golv till ovasida fotplatta i framkant

B= _____ mm Från golv till ovasida fotplatta i bakkant

Ange djup-position:

Std position

Framflyttad position 30 mm

Ange höjd-position:

Högläge

Lågläge

Vid 22" drivhjul

Mått högläge 210-310 mm

Mått lågläge 150-220 mm

Extra