

Datum	<input type="text"/>	Kundordernr. på weborder	<input type="text"/>
Förskrivare	<input type="text"/>	Telefon	<input type="text"/>

- Beställningsguiden används vid beställning av endast **en** rullstol i en viss konfiguration och med eventuella tillbehör.
- Alla delar som ingår i standardkonfigurationen är markerade med kryssruta med fet ram (). Dessa alternativ kommer att levereras med rullstolen om ingen andra val görs.
- OBS! Artiklar som i beställningsformuläret har "På förfrågan", istället för art nr, kan inte beställas via beställningsformuläret utan detta görs genom hjälpmedelskonsulent. Kontakta hjälpmedelskonsulent innan beställning av rullstol för kostnadsförslag /offert. Det är anpassning inom CE-märkning.
- För mer information om olika konfigurationer och tillbehör se Förskrivarinformationen (dok.nr. 95715) och respektive Infoblad. Om djupare information önskas finns även Bruksanvisningar/Monteringsanvisningar på hdrehab.se.

1. CHASSI

Infoblad 95937 Chassi

	Sitsbredd	Standard	Förstärkt	El-funktioner
HD Balance 24 Manuell rullstol Sitsdjup 43-52cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60212-6 <i>sesam 56619</i>	<input type="checkbox"/> 60220-6 <i>sesam 58108</i>	<input type="checkbox"/> 60222-6 <i>sesam 58124</i>
	42	<input type="checkbox"/> 60312-6 <i>sesam 55154</i>	<input type="checkbox"/> 60320-6 <i>sesam 58112</i>	<input type="checkbox"/> 60322-6 <i>sesam 58128</i>
	46	<input type="checkbox"/> 60412-6 <i>sesam 54678</i>	<input type="checkbox"/> 60420-6 <i>sesam 58116</i>	<input type="checkbox"/> 60422-6 <i>sesam 58132</i>
	50	<input type="checkbox"/> 60512-6 <i>sesam 53934</i>	<input type="checkbox"/> 60520-6 <i>sesam 58120</i>	<input type="checkbox"/> 60522-6 <i>sesam 58136</i>
HD Balance 24 Manuell rullstol Förlängt sitsdjup 48-57cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60217-6 <i>sesam 57707</i>	<input type="checkbox"/> 60225-6 <i>sesam 58109</i>	<input type="checkbox"/> 60227-6 <i>sesam 58125</i>
	42	<input type="checkbox"/> 60317-6 <i>sesam 57708</i>	<input type="checkbox"/> 60325-6 <i>sesam 58113</i>	<input type="checkbox"/> 60327-6 <i>sesam 58129</i>
	46	<input type="checkbox"/> 60417-6 <i>sesam 56368</i>	<input type="checkbox"/> 60425-6 <i>sesam 58117</i>	<input type="checkbox"/> 60427-6 <i>sesam 58133</i>
	50	<input type="checkbox"/> 60517-6 <i>sesam 57710</i>	<input type="checkbox"/> 60525-6 <i>sesam 58121</i>	<input type="checkbox"/> 60527-6 <i>sesam 58137</i>
HD Balance 16 Transportmodell Sitsdjup 43-52cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60252-6 <i>sesam 53965</i>	<input type="checkbox"/> 60260-6 <i>sesam 58110</i>	<input type="checkbox"/> 60262-6 <i>sesam 58126</i>
	42	<input type="checkbox"/> 60352-6 <i>sesam 55106</i>	<input type="checkbox"/> 60360-6 <i>sesam 58114</i>	<input type="checkbox"/> 60362-6 <i>sesam 58130</i>
	46	<input type="checkbox"/> 60452-6 <i>sesam 57709</i>	<input type="checkbox"/> 60460-6 <i>sesam 58118</i>	<input type="checkbox"/> 60462-6 <i>sesam 58134</i>
	50	<input type="checkbox"/> 60552-6 <i>sesam 57711</i>	<input type="checkbox"/> 60560-6 <i>sesam 58122</i>	<input type="checkbox"/> 60562-6 <i>sesam 58138</i>
HD Balance 16 Transportmodell Förlängt sitsdjup 48-57cm (med sittdyna)	38	<input type="checkbox"/> 60257-6 <i>sesam 55889</i>	<input type="checkbox"/> 60265-6 <i>sesam 58111</i>	<input type="checkbox"/> 60267-6 <i>sesam 58127</i>
	42	<input type="checkbox"/> 60357-6 <i>sesam 56218</i>	<input type="checkbox"/> 60365-6 <i>sesam 58115</i>	<input type="checkbox"/> 60367-6 <i>sesam 58131</i>
	46	<input type="checkbox"/> 60457-6 <i>sesam 56082</i>	<input type="checkbox"/> 60465-6 <i>sesam 58119</i>	<input type="checkbox"/> 60467-6 <i>sesam 58135</i>
	50	<input type="checkbox"/> 60557-6 <i>sesam 57712</i>	<input type="checkbox"/> 60565-6 <i>sesam 58123</i>	<input type="checkbox"/> 60567-6 <i>sesam 58139</i>



Rullstol önskas helt i VG-standardkonfiguration (inga övriga val får göras)

2. DRIVHJUL & LÄNKHJUL

Infoblad 95938 Hjul

PUR (Polyuretan) drivhjul
Punkteringsfritt med rostfri-drivring

HD Balance 24
67505-2
sesam 70059



HD Balance 16
67551-1
sesam 58013



Luftpumpade drivhjul
med rostfri-drivring

67507-2
sesam

INFO LAGERTEKNIKER
ANVÄND 58011 OM SALDO FINNS

Länkhjul 175 x 43mm

67331
sesam 18188

Länkhjul 175 x 28mm

67336
sesam 56991

Länkhjul Flexel 200 x 50mm

67338
sesam 57897

Länkhjul 200 x 28mm

67337
sesam 56993

Ger konflikt med fotstöd i 90° position

Länkhjulstapp smal

69991-1
sesam 57905

Minskar totalbredd (i kombination med inflyttad drivring)



Länkhjul 125x27 m. förlängd gaffel
Vid bakåtflyttad sitsenhet/sänkt tiltplåt
i kombination med 90° benstöd

67344 / 67323
sesam 56632 / sesam 83038

Drivringsadapter 6p
Inflyttad drivringsposition,
Minskar totalbredden,
Brukaren kan ej köra själv

15499-2
sesam 77497

3. DRIVRINGAR (HD Balance 24)


Infoblad 95938 Hjul

Rostfritt stål 24"

15492
sesam 70054

Plastad 24"

15493
sesam 70055



INFO LAGERTEKNIKER
ANVÄND 59018 ROSTFRI, 20297 PLASTAD OM
DRIVHJUL 58011 MED FYRA FÄSTEN ANVÄNDS

4. KÖRBYGEL / KÖRHANDTAG / VÅRDARBROMS

Infoblad 95939 Körbygel / Körhandtag / Vårdarbroms

Körhandtagssida, standard, vä och hö
Med vårdarbroms

62330-1, 62330-2
sesam 58009 sesam 58010

Körhandtagssida, förhöjd +12cm, vä och hö
Med vårdarbroms

62330-5, 62330-6
sesam 58170 sesam 58171

Längre broms-, sitstilt- och ryggvinklingsvagnar ingår

Körhandtagssida, vinkelställbar, vä och hö
Med vårdarbroms

62392-1, 62392-2
sesam 58172 sesam 58173



Körbygel, standard



sb38
62341-1
sesam 58014

sb42
63341-1
sesam 58016

sb46
64341-1
sesam 58020

sb50
65341-1
sesam 58018

Körbygel, extra djup (+8cm)




62342-1
sesam 58015

63342-1
sesam 58017

64342-1
sesam 58021

65342-1
sesam 58019



Separata körhandtag
Ej i kombination med
vinkelställbar körhandtagssida
(EJ BEROENDE AV SITTBREDD)




10295
sesam 31282



5. RYGGSYSTEM

Infoblad 95941 Ryggssystem

		sb38	sb42	sb46	sb50
Flexi standard	<input type="checkbox"/>	62250 <small>sesam 58022</small>	63250 <small>sesam 58024</small>	64250 <small>sesam 56505</small>	65250 <small>sesam 58027</small>
Flexi lång (+10cm)	<input type="checkbox"/>	62255 <small>sesam 58023</small>	63255 <small>sesam 58025</small>	64255 <small>sesam 58026</small>	65255 <small>sesam 58028</small>
Planrygg	<input type="checkbox"/>	62260 <small>sesam 58029</small>	63260 <small>sesam 58031</small>	64260 <small>sesam 58033</small>	65260 <small>sesam 58035</small>
Planrygg lång (+10cm)	<input type="checkbox"/>	62265 <small>sesam 58030</small>	63265 <small>sesam 58032</small>	64265 <small>sesam 58034</small>	65265 <small>sesam 58036</small>



Observera att ökad eller minskad bredd på ryggsystemet väljs under punkt 15.

6. RYGGDYNOR

Infoblad 95941 Ryggssystem

		sb38	sb42	sb46	sb50
Ryggdyna standard, Grå Trevira <i>med sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68281 <small>sesam 58037</small>	68381 <small>sesam 58041</small>	68481 <small>sesam 56506</small>	68581 <small>sesam 56633</small>
Ryggdyna plan, Grå Trevira <i>utan sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68285 <small>sesam 58039</small>	68385 <small>sesam 58043</small>	68485 <small>sesam 58046</small>	68585 <small>sesam 58049</small>
Ryggdyna std lång (+10cm), Grå Trevira, <i>med sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68283 <small>sesam 58038</small>	68383 <small>sesam 58042</small>	68483 <small>sesam 58045</small>	68583 <small>sesam 58048</small>
Ryggdyna plan lång (+10cm), Grå Trevira, <i>utan sidostödsvingar</i>	<input type="checkbox"/>	68287 <small>sesam 58040</small>	68387 <small>sesam 58044</small>	68487 <small>sesam 58047</small>	68587 <small>sesam 58050</small>



Utan ryggdyna

7. BENSTÖDSÖVERDEL



































Infoblad 95933 Benstöd

		Vänster	Höger
Benstöd vinkelställbart, standardlängd	<input type="checkbox"/>	62725 <small>sesam 55887</small>	62720 <small>sesam 55886</small>
Benstöd vinkelställbart, kort	<input type="checkbox"/>	62721 <small>sesam 55110</small>	62722 <small>sesam 55111</small>
Benstöd vinkelställbart, långt	<input type="checkbox"/>	62723 <small>sesam 57932</small>	62724 <small>sesam 57933</small>
Frikopplingsreglage knäled <i>Ensidig reglering av benstödsvinkel för helt fotstöd / fotlåda / helt vadstöd</i>	<input type="checkbox"/>	62733-5 <small>sesam 56621</small>	Höger utförande på förfrågan
Amputationsbenstöd <i>Vinkelställbart, komplett med vadstöd</i>	<input type="checkbox"/>	sb38 - 62771 <small>sesam 57934</small> sb42 - 63771 <small>sesam 57936</small> sb46 - 64771 <small>sesam 57938</small> sb50 - 65771 <small>sesam 57940</small>	sb38 - 62772 <small>sesam 57935</small> sb42 - 63772 <small>sesam 57937</small> sb46 - 64772 <small>sesam 57939</small> sb50 - 65772 <small>sesam 57941</small>
Benstöd fast vinkel 90°, standardlängd	<input type="checkbox"/>	63758-1 <small>sesam 58142</small>	63758-2 <small>sesam 58143</small>
Benstöd fast vinkel 90°, kort	<input type="checkbox"/>	63758-5 <small>sesam 58146</small>	63758-6 <small>sesam 58147</small>
Benstöd fast vinkel 90°, långt	<input type="checkbox"/>	63758-3 <small>sesam 58144</small>	63758-4 <small>sesam 58145</small>
Benstöd fast vinkel 105°, standardlängd	<input type="checkbox"/>	63759-1 <small>sesam 58148</small>	63759-2 <small>sesam 58149</small>
Benstöd fast vinkel 105°, kort	<input type="checkbox"/>	63759-5 <small>sesam 58152</small>	63759-6 <small>sesam 58153</small>
Benstöd fast vinkel 105°, långt	<input type="checkbox"/>	63759-3 <small>sesam 58150</small>	63759-4 <small>sesam 58151</small>
Utan benstöd <i>Vadstöd och fotstöd utgår</i>	<input type="checkbox"/>		




8. VADSTÖD UTSEENDE PÅ VADSTÖDSPLATTAN KAN VARIERA MELLAN SOFT OCH PUR-INTEGRAL
PUR-INTEGRAL ÄR DET NYA

Infoblad 95934 Vadstöd










































	sb38	sb42	sb46	sb50	
Vadstöd delat, vänster	 62801 <small>sesam 56520</small>	 63801 <small>sesam 57943</small>	 64801 <small>sesam 57945</small>	 65801 <small>sesam 57948</small>	
Vadstöd delat, höger	 62802 <small>sesam 56521</small>	 63802 <small>sesam 57944</small>	 64802 <small>sesam 57946</small>	 65802 <small>sesam 57949</small>	
Vadstöd delat, +30mm extra djup, vä	 62803 <small>sesam 62394</small>	 63803 <small>sesam 62396</small>	 64803 <small>sesam 62398</small>	 65803 <small>sesam 62400</small>	
Vadstöd delat, +30mm extra djup, hö	 62804 <small>sesam 62395</small>	 63804 <small>sesam 62397</small>	 64804 <small>sesam 62399</small>	 65804 <small>sesam 62401</small>	
Vadstöd delat, +50mm extra djup, vä	 62805 <small>sesam 62402</small>	 63805 <small>sesam 62404</small>	 64805 <small>sesam 62406</small>	 65805 <small>sesam 62408</small>	
Vadstöd delat, +50mm extra djup, hö	 62806 <small>sesam 62403</small>	 63806 <small>sesam 62405</small>	 64806 <small>sesam 62407</small>	 65806 <small>sesam 62409</small>	
Vadstöd helt	 62811 <small>sesam 57942</small>	 63811 <small>sesam 56788</small>	 64811 <small>sesam 57947</small>	 65811 <small>sesam 57950</small>	
Vadstöd helt, +30mm extra djup	 62812 <small>sesam 73434</small>	 63812 <small>sesam 73435</small>	 64812 <small>sesam 73436</small>	 65812 <small>sesam 73437</small>	

Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas

Utan vadstöd vänster				
Utan vadstöd höger				

9. FOTSTÖD

Infoblad 95935 Fotstöd

	sb38	sb42	sb46	sb50	
Fotstöd delat, standardlängd, vänster	 62909 <small>sesam 57952</small>	 63909 <small>sesam 57952</small>	 64909 <small>sesam 57961</small>	 65909 <small>sesam 57961</small>	
Fotstöd delat, standardlängd, höger	 62908 <small>sesam 57951</small>	 63908 <small>sesam 57951</small>	 64908 <small>sesam 57960</small>	 65908 <small>sesam 57960</small>	
Fotstöd delat, kort, vänster	 62903 <small>sesam 55596</small>	 63903 <small>sesam 55596</small>	 64903 <small>sesam 57958</small>	 65903 <small>sesam 57958</small>	
Fotstöd delat, kort, höger	 62904 <small>sesam 55595</small>	 63904 <small>sesam 55595</small>	 64904 <small>sesam 57959</small>	 65904 <small>sesam 57959</small>	
Fotstöd helt, standardlängd	 62951 <small>sesam 57953</small>	 63951 <small>sesam 56789</small>	 64951 <small>sesam 57962</small>	 65951 <small>sesam 57968</small>	
Fotstöd helt, kort	 62953 <small>sesam 57954</small>	 63953 <small>sesam 57957</small>	 64953 <small>sesam 57963</small>	 65953 <small>sesam 57969</small>	
Fotlåda, standardlängd	 62981 <small>sesam 57970</small>	 63981 <small>sesam 57972</small>	 64981 <small>sesam 57974</small>	 65981 <small>sesam 57976</small>	
Fotlåda, kort	 62982 <small>sesam 57971</small>	 63982 <small>sesam 57973</small>	 64982 <small>sesam 57975</small>	 65982 <small>sesam 57977</small>	
Fotstödssida vänster	 65987 <small>sesam 84266</small>	 65986 <small>sesam 84265</small>			
Fotstödssida höger	 65986 <small>sesam 84265</small>	 65987 <small>sesam 84266</small>			


Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas

Används med benstödsöverdel kort
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas


















Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas

Används med benstödsöverdel kort
Beställ frikopplingsreglage för knäled separat om sådan önskas

Används till fotstöd standardlängd

Utan fotstöd vänster				
Utan fotstöd höger				

10. ARMSTÖD UTSEENDE PÅ ARMSTÖDEN KAN VARIERA MELLAN SOFT OCH PUR-INTEGRAL
PUR-INTEGRAL ÄR DET NYA (GÄLLER ARMSTÖDSPLATTA & SIDOSTÖDSPLATTA)

Armstöd standard	<input type="checkbox"/> Vänster 62401 <small>sesam 57978</small>	<input type="checkbox"/> Höger 62402 <small>sesam 57979</small>	
Armstöd bred	<input type="checkbox"/> 63401 <small>sesam 66545</small>	<input type="checkbox"/> 63402 <small>sesam 66546</small>	
Armstöd lågt	<input type="checkbox"/> 62405 <small>sesam 57980</small>	<input type="checkbox"/> 62406 <small>sesam 57981</small>	
Armstöd bred lågt	<input type="checkbox"/> 63405 <small>sesam 66681</small>	<input type="checkbox"/> 63406 <small>sesam 66682</small>	
Armstöd standard med sidostöd kil 7°	<input type="checkbox"/> 62411 <small>sesam 58174</small>	<input type="checkbox"/> 62412 <small>sesam 58175</small>	
Armstöd standard med sidostöd kil 4°	<input type="checkbox"/> 62413 <small>sesam 64992</small>	<input type="checkbox"/> 62414 <small>sesam 64993</small>	
Armstöd bred med sidostöd kil 7°	<input type="checkbox"/> 63411 <small>sesam 66683</small>	<input type="checkbox"/> 63412 <small>sesam 66684</small>	
Armstöd bred med sidostöd kil 4°	<input type="checkbox"/> 63413 <small>sesam 66685</small>	<input type="checkbox"/> 63414 <small>sesam 66686</small>	
Armstöd standard med sidostöd lång	<input type="checkbox"/> 62415 <small>sesam 80959</small>	<input type="checkbox"/> 62416 <small>sesam 80960</small>	
Armstöd bred med sidostöd lång	<input type="checkbox"/> 63415 <small>sesam 80961</small>	<input type="checkbox"/> 63416 <small>sesam 80962</small>	
Hemiplegiarmstöd hög	<input type="checkbox"/> 63491 <small>sesam 57893</small>	<input type="checkbox"/> 63492 <small>sesam 57894</small>	
Hemiplegiarmstöd låg	<input type="checkbox"/> 63493 <small>sesam 57895</small>	<input type="checkbox"/> 63494 <small>sesam 57896</small>	
Sidostöd std med stolpe, utan armstödsplatta	<input type="checkbox"/> 62451-1 <small>sesam 74265</small>	<input type="checkbox"/> 62451-2 <small>sesam 74266</small>	
Armstödssarg till armstöd standard	<input type="checkbox"/> 62471 <small>sesam 56234</small>	<input type="checkbox"/> 62472 <small>sesam 56235</small>	
Armstödssarg till armstöd bred	<input type="checkbox"/> 63471 <small>sesam 66547</small>	<input type="checkbox"/> 63472 <small>sesam 66548</small>	
Armstödslåsning, par <i>Låser armstöden i sitsramen</i>	<input type="checkbox"/> 62459 <small>sesam 60352</small>		
Utan armstöd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ALTERNATIVA UTFÖRANDEN

Alternativa utföranden av HD Balance rullstolar ska riskbedömas. Bedöm om den aktuella brukaren får förhöjd tipp- och/eller klämrisk i och med modifieringen. Om det finns en förhöjd risk måste det avgöras om det alternativa utförandet är motiverat trots detta. **Var noga med att informera berörda om dessa risker.**

11. BALANSPUNKT



Infoblad 95942 Balanspunkt

- | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Framflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 69956-6
<small>sesam 58183</small> | Se 95758 <i>Balanseringsguide</i> , 95759 <i>Referenstabell balanseringskonfigurationer</i> och 95707 <i>Riskinformation</i> |
| Bakåtflyttad sitsenhet (tyngdpunkt)
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 69957-6
<small>sesam 58184</small> | INFO LAGERTEKNIKER - ANVÄND 61014 |
| Bakåtflyttad sitsenhet & Sänkt sitthöjd -3cm
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 69959-6
<small>sesam 56631</small> | Vid kombination med 90° benstöd, välj även länkhjul 125x27 med förlängd framgaffel. |
| Drivhjul i bakre position (5 cm bak) | <input type="checkbox"/> | 67551-8 | |

12. SITTHÖJD OCH SITTDJUP

Infoblad 95943 Sitthöjd, 95937 Chassi

- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| Höjd sitthöjd +5 cm (förhöjd tiltplåt)
VID RULLSTOL MED ELFUNKTIONER KRÄVS ÄVEN PLÅTHÄNGSLE
ART.NR. 69827-3 | <input type="checkbox"/> | 69951-6
<small>sesam 58182</small> | Se 95758 <i>Balanseringsguide</i> , 95759 <i>Referenstabell balanseringskonfigurationer</i> och 95707 <i>Riskinformation</i> |
| Sänkt sitthöjd -3 cm (sänkt tiltplåt)
KAN EJ UTRUSTAS MED UTÖKAD SITSTILT.
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 69952-6
<small>sesam 56627</small> | Vid kombination med 90° benstöd, välj även länkhjul 125x27 med förlängd framgaffel (sänkt) |
| 20" hjul på HD Balance 24 (PUR)
Sänker sitthöjden med ca. 4 cm. Rostfri drivring
(TIPPSKYDD 20") | <input type="checkbox"/> | 67515-2
<small>sesam 70060</small>
62582
<small>sesam 58747</small> | INFO LAGERTEKNIKER
ANVÄND 66371 OM SALDO FINNS

INFO LAGERTEKNIKER
ANVÄND 68947 (ROSTFRI)
40653 (PLASTAD) OM DRIVHJUL
66371 MED 4 FÄSTPUNKETER ANVÄNDS |
| 125x27 Länkhjul på HD Balance 24 (PUR)
SÄNKER SITTHÖJDEN MED CA 4 CM. ROSTFRI DRIVRING
KAN BARA ANVÄNDAS I KOMBINATION MED 20" DRIVHJUL PÅ RULLSTOL | <input type="checkbox"/> | 67334
<small>sesam 56632</small> |  |
| Drivring Plastad 20" | <input type="checkbox"/> | 15593
<small>sesam 70057</small> | |
| Ryggdistanser, sats med 4 st
Går att montera på en sida vid behov | <input type="checkbox"/> | 69791-5
<small>sesam 58601</small>
Montering på vänster sida
Montering på höger sida | Se 95707 <i>Riskinformation</i>  |

13. SITSTILT OCH RYGGVINKLING

Infoblad 95944 Sitstilt och Ryggvinkling

Se 95707 *Riskinformation*. Standard är 0° - 20° sitstilt och 90° - 120° ryggfällning.

- | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|
| Sitstilt -5° - 20°
MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING.
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 67820-8 | |
| Utökad sitstilt 0° - 30°
OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSTITION.
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 67825-1
<small>sesam 58181</small> | |
| Utökad sitstilt -5° - 30°
MEDGER 5° FRAMÅTTILTNING.
OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSTITION.
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 67825-1
<small>sesam 58181</small> | |
| Utökad ryggfällning 90° - 135°
OBSERVERA ATT DRIVHJULET BÖR SITTA I BAKRE POSTITION.
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 67705
<small>sesam 62185</small> | |
| Låsbar ryggvinkel (ryggspärr)
EJ MÖJLIGT PÅ RULLSTOL MED ELFUNKTIONER | <input type="checkbox"/> | 62369
<small>sesam 79390</small> | |
| Fast ryggvinkel
REGLAGE OCH GASFJÄDER FÖR ÅTERMONTAGE MEDFÖLJER INTE
REKOMMENDERAS VID MONTERING AV SITTSKAL | <input type="checkbox"/> | 67707
<small>sesam 69300</small> | ÖNSKAS LEVERERAD MED FÖLJANDE
VINKEL (90° - 105° MÖJLIGT): <input style="width: 50px; height: 20px; margin-left: 10px;" type="text"/> |

14. UTÖKAD RYGGBREDD

Infoblad 95945 Ryggbredd utökad/minskad

Bredare ryggsystem Flexi +4 cm VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	<input type="checkbox"/>	sb38 62238-1 <small>sesam 56503</small> 63250 <small>sesam 58024</small>	sb42 62238-1 <small>sesam 56503</small> 64250 <small>sesam 56505</small>	sb46 62238-1 <small>sesam 56503</small> 65250 <small>sesam 58027</small>	sb50 På förfrågan
Bredare ryggsystem Flexi +8 cm VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	<input type="checkbox"/>	64250 <small>sesam 56505</small>	65250 <small>sesam 58027</small>	På förfrågan	På förfrågan
Bredare ryggsystem Flexi +4 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	<input type="checkbox"/>	sb38 62238-1 <small>sesam 56503</small> 63255 <small>sesam 58025</small>	sb42 62238-1 <small>sesam 56503</small> 64255 <small>sesam 58026</small>	sb46 62238-1 <small>sesam 56503</small> 65255 <small>sesam 58028</small>	sb50 På förfrågan
Bredare ryggsystem Flexi +8 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	<input type="checkbox"/>	64255 <small>sesam 58026</small>	65255 <small>sesam 58028</small>	På förfrågan	På förfrågan
Bredare ryggsystem Plan +4 cm, VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	<input type="checkbox"/>	sb38 62238-1 <small>sesam 56503</small> 63260 <small>sesam 58031</small>	sb42 62238-1 <small>sesam 56503</small> 64260 <small>sesam 58033</small>	sb46 62238-1 <small>sesam 56503</small> 65260 <small>sesam 58035</small>	sb50 På förfrågan
Bredare ryggsystem Plan +8 cm VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	<input type="checkbox"/>	64260 <small>sesam 58033</small>	65260 <small>sesam 58035</small>	På förfrågan	På förfrågan
Bredare ryggsystem Plan +4 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD	<input type="checkbox"/>	sb38 62238-1 <small>sesam 56503</small> 63265 <small>sesam 58032</small>	sb42 62238-1 <small>sesam 56503</small> 64265 <small>sesam 58034</small>	sb46 62238-1 <small>sesam 56503</small> 65265 <small>sesam 58036</small>	sb50 På förfrågan
Bredare ryggsystem Plan +8 cm, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 MEDFÖR VISSA BEGRÄNSNINGAR VID HÖJDINSTÄLLNING AV RYGGSTÖD OCH DJUPINSTÄLLNING AV ARMSTÖD +8 CM KRÄVER RYGGDISTANSER 13MM (69793-5) OM BÅLSTÖD ELLER VINKELSTÄLLBAR KÖRBYGEL SKA KUNNA ANVÄNDAS.	<input type="checkbox"/>	64265 <small>sesam 58034</small>	65265 <small>sesam 58036</small>	På förfrågan	På förfrågan

15. MINSKAD RYGGBREDD

Infoblad 95945 Ryggbredd utökad/minskad

Smalare ryggsystem -4 cm Flexi VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 (sesam 61807) KRÄVS 2ST	<input type="checkbox"/>	sb38 På förfrågan	sb42 62235-1 <small>sesam 58178</small> 62250 <small>sesam 58022</small>	sb46 62235-1 <small>sesam 58178</small> 63250 <small>sesam 58024</small>	sb50 62235-1 <small>sesam 58178</small> 64250 <small>sesam 56505</small>
Smalare ryggsystem -4 cm Flexi, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 (sesam 61807) KRÄVS 2ST	<input type="checkbox"/>	sb38 På förfrågan	sb42 62235-1 <small>sesam 58178</small> 62255 <small>sesam 58023</small>	sb46 62235-1 <small>sesam 58178</small> 63255 <small>sesam 58025</small>	sb50 62235-1 <small>sesam 58178</small> 64255 <small>sesam 58026</small>
Smalare ryggsystem -4 cm Plan VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 (sesam 61807) KRÄVS 2ST	<input type="checkbox"/>	sb38 På förfrågan	sb42 62235-1 <small>sesam 58178</small> 62260 <small>sesam 58029</small>	sb46 62235-1 <small>sesam 58178</small> 63260 <small>sesam 58031</small>	sb50 62235-1 <small>sesam 58178</small> 64260 <small>sesam 58033</small>
Smalare ryggsystem -4 cm Plan, Förlängd +10 VÄLJ RYGGDYNA UNDER PUNKT 6 ADAPTER KRÄVS FÖR ANVÄNDNING AV BÅLSTÖD ART.NR. 69353-1 (sesam 61807) KRÄVS 2ST	<input type="checkbox"/>	sb38 På förfrågan	sb42 62235-1 <small>sesam 58178</small> 62265 <small>sesam 58030</small>	sb46 62235-1 <small>sesam 58178</small> 63265 <small>sesam 58032</small>	sb50 62235-1 <small>sesam 58178</small> 64265 <small>sesam 58034</small>

16. UTFÖRANDE FÖR HÅRT BELASTANDE BRUKARE

Infoblad 95946 Utförande för hårt belastande brukare

Fjädrande rygg 67702 sesam 56790 Fjädrande rygg går inte att kombinera med eltilt

17. BROMSAR, SPECIALVARIANTER


Infoblad 95947 Bromsar, specialvarianter

Brukarbromsar med förlängt handtag 67115 vä sesam 55416 67125 hö sesam 55417

TILLBEHÖR
18. EKERSKYDD & SKYDDSKÅPOR

Infoblad 95938 Hjul

Ekerskydd för drivhjul HD Balance 24 st (24" - 15471, 20" - 15472)
sesam 62547 sesam 77076



Hjulkåpor för drivhjul HD Balance 16 15690 sesam 79896
 EJ MÖJLIGT MED BRUKARBROMS



19. HUVUDSTÖD / NACKSTÖD

Infoblad 95932 Huvudstöd / Nackstöd

Huvudstöd Side, sidoställbart
MED VRED

Grå
Trevira
69101-5
sesam 77186

Huvudstöd Side+, sidoställbart
MED VRED
MED FÄSTEN FÖR SIDOSTÖD.
SIDOSTÖD BESTÄLLS SEPARAT.

69104-5
sesam 77187

Sidostöd till huvudstöd, Vario
STÄLLBAR VINKEL.

st 69182-1
sesam 53936

Sidostöd till huvudstöd, Fix
FAST VINKEL.

st 69181-1
sesam 58592

Nackstöd Side
MED VRED

69111-5
sesam 77188

Nackstöd Side+
MED VRED
Med fästen för sidostöd.
Sidostöd beställs separat.

69114-5
sesam 77189

Sidostöd till nackstöd, Vario
STÄLLBAR VINKEL.

st 69191-1
sesam 56083

Specialvariant: Huvud-/Nackstödsrör förlängt +10cm
MED VRED

12780-5
sesam 77191

ÖNSKAS HUVUDSTÖD UTAN VRED BEHÖVS 2 ST ART.NR. 81523 LÅSMUTTER M8 OCH
1 ST ART.NR. 81230 SKRUV MLC6S M8X16 BESTÄLLAS FÖR ATT KUNNA BYTA UT VREDET

81523
sesam 56628

81230
sesam 77407

Utan Huvudstöd



20. BENDELARE

Infoblad 95948 Bendelare


Bendelare liten 69605-2
sesam 57911

Bendelare stor 69606-2
sesam 57912

Bendelare framflyttad liten 69615-2
sesam 30333















Bendelare framflyttad stor 69616-2
sesam 57913

Bendelarfäste 69620-1
sesam 57914



21. BÅLSTÖD & AXELSTÖD

Infoblad 95931 Bålstöd, 95954 Axelstöd

		Grå Trevira		
Bålstöd Standard, smal position	<input type="checkbox"/>	st 69301-1 <i>sesam 55108</i>		
Bålstöd Standard, bred position	<input type="checkbox"/>	st 69302-1 <i>sesam 58254</i>		
Bålstöd Ställbart kort	<input type="checkbox"/>	st 69311-1 <i>sesam 58643</i>		
Bålstöd Ställbart långt	<input type="checkbox"/>	st 69312-1 <i>sesam 58644</i>		
Bålstöd Ställbart mini SVART TREVIRA	<input type="checkbox"/>	st 69332-3 <i>sesam 66689</i>	SVART TREVIRA	
Bålstöd Standard, smal position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69305-1 <i>sesam 58639</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69306-1 <i>sesam 58640</i>	
Bålstöd Standard, bred position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69307-1 <i>sesam 58641</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69308-1 <i>sesam 58642</i>	
Bålstöd Ställbart kort, smal position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69315-1 <i>sesam 56756</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69316-1 <i>sesam 56757</i>	
Bålstöd Ställbart kort, bred position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69317-1 <i>sesam 58255</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69318-1 <i>sesam 58256</i>	
Bålstöd Ställbart långt, smal position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69325-1 <i>sesam 58645</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69326-1 <i>sesam 58646</i>	
Bålstöd Ställbart långt, bred position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69327-1 <i>sesam 58647</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69328-1 <i>sesam 58648</i>	
Bålstöd Ställbart mini, smal position, med Swing	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69323-1 <i>sesam 66687</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69323-2 <i>sesam 66688</i>	
Bålstödsfäste	<input type="checkbox"/>	st 69351-1 <i>sesam 56600</i>		
Axelstöd, Swing, komplett med fäste	vänster	<input type="checkbox"/>	st 69201-3 <i>sesam 73127</i>	
	höger	<input type="checkbox"/>	st 69202-3 <i>sesam 73128</i>	

22. BORD

Infoblad 95930 Bord

Bord PC rökfargat, med polstring
BESTÄLL FÄSTE SEPARAT

<input type="checkbox"/>	sb38 69522 <i>sesam 56758</i>	sb42 69532 <i>sesam 56262</i>	sb46 69542 <i>sesam 56084</i>	sb50 69552 <i>sesam 57910</i>
--------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



Bord Trä (Ek), med polstring
BESTÄLL FÄSTE SEPARAT

<input type="checkbox"/>	69526 <i>sesam 57888</i>	69536 <i>sesam 57889</i>	69546 <i>sesam 56369</i>	69556 <i>sesam 57890</i>
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Stödbord, polstrat
BESTÄLL FÄSTE SEPARAT

<input type="checkbox"/>	69596 <i>sesam 75033</i>	69598 <i>sesam 75034</i>
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Muggbord (Ek)
BESTÄLL FÄSTE SEPARAT

vänster <input type="checkbox"/>	69581 <i>sesam 57924</i>	höger <input type="checkbox"/>	69582 <i>sesam 57925</i>
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------



Bordsfäste, par 69515-1
sesam 53938



Bordsfäste med låsning, par 69515-5
sesam 57902



Muggbordsfäste, med lås. vänster 69585-1
sesam 57926

höger 69585-2
sesam 57927



23. FÄSTEN

Infoblad 95949 Positioneringsbälten & Fästen

Bältesfäste, sats om 2 st
INGÅR I STANDARD (2 SATSER = 4 ST FÄSTEN)

69710-1
sesam 53940



Bröstfäste för Flexirygg, par
INKL. FÄSTEN FÖR NEDRE BAND

69720-5
sesam 57740



Bröstfäste för Planrygg, par
INKL. FÄSTEN FÖR NEDRE BAND

69730-5
sesam 58496



24. ÖVRIGA TILLBEHÖR

Profilstopp
HJÄLPER TILL ATT MONTERA HUVUD-/NACK- OCH BÅLSTÖD I RÄTT POSITION. SE INFOBLAD 95932.

st 12799
sesam 56231



Väskkrok *Se Infoblad 95957.*
ÖKAD TIPPRISK!

st 13605
sesam 14683



Droppställning
SE INFOBLAD 95956 OCH RISKINFORMATION 95707.

69760
sesam 57931



Droppställningsfäste

vänster <input type="checkbox"/>	69755-1 <i>sesam 78867</i>
höger <input type="checkbox"/>	69755-2 <i>sesam 78868</i>



Syrgashållare 2 liter
SE INFOBLAD 95955 OCH RISKINFORMATION 95707.

59605
sesam 73912















OBS! KÖPARTIKEL SKA ANGES PÅ ORDER MED SEPARATA ORDERRADER. ANVÄND ANGIVET SESAMNUMMER.
 MARKERA EJ ARTIKEL NEDAN. TEXTEN ÄR ENDAST FÖR INFORMATION OM AKTUELLA SESAMNUMMER.

	sb38	sb42	sb46	sb50
Sittdyna standard, Grå Trevira	68201 <small>sesam 57993</small>	68301 <small>sesam 57995</small>	68401 <small>sesam 57997</small>	68501 <small>sesam 57999</small>
Sittdyna lång, +5cm, Grå Trevira	68205 <small>sesam 57994</small>	68305 <small>sesam 57996</small>	68405 <small>sesam 57998</small>	68505 <small>sesam 58000</small>
Extra klädsel, sittdyna standard, Grå	49211 <small>sesam 58001</small>	49311 <small>sesam 58003</small>	49411 <small>sesam 58005</small>	49511 <small>sesam 58007</small>
Extra klädsel, sittdyna lång, Grå	49215 <small>sesam 58002</small>	49315 <small>sesam 58004</small>	49415 <small>sesam 58006</small>	49515 <small>sesam 58008</small>
Överdragsklädsel	49205 <small>sesam 57789</small>	49305 <small>sesam 57793</small>	49405 <small>sesam 57797</small>	49505 <small>sesam 57801</small>
Överdragsklädsel, Inkontinens	49206 <small>sesam 57790</small>	49306 <small>sesam 57794</small>	49406 <small>sesam 57798</small>	49506 <small>sesam 57802</small>
Överdragsklädsel +5cm	49207 <small>sesam 57791</small>	49307 <small>sesam 57795</small>	49407 <small>sesam 57799</small>	49507 <small>sesam 57803</small>
Överdragsklädsel +5cm, Inkontinens	49208 <small>sesam 57792</small>	49308 <small>sesam 57796</small>	49408 <small>sesam 57800</small>	49508 <small>sesam 57804</small>



SAMTLIGA ÖVERDRAGSKLÄDSEL ÄR SVART TREVIRA. SITS, RESÅR. TRÅS ÖVER BEFINTLIG KLÄDSEL.

Sidostödsöverdrag tunn TILL SIDOSTÖDSENHET ABS STANDARD	vänster	69685-1 <small>sesam 84501</small>	
	höger	69685-2 <small>sesam 84500</small>	
Utfyllnadskudde 1 cm, par MINSKAR SITSBREDDEN 1 CM PER SIDA. SE INFOBLAD 95937.		69680 <small>sesam 57928</small>	
Distans Sidostöd 1 cm, par MINSKAR SITSBREDDEN 1 CM PER SIDA. SE INFOBLAD 95937.		62458-1 <small>sesam 75124</small>	
Ryggkil SKJÜTER FRAM RYGGDYNAN PÅ ENA SIDA. SE INFOBLAD 95958.		69698-1 <small>sesam 80975</small>	
Vadmatta TVÅ STORLEKAR SB38-42 RESP. SB46-50 BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT	38-42	63891 <small>sesam 58105</small>	
	46-50	65991 <small>sesam 58107</small>	
Vadband EN STORLEK FÖR ALLA SITSBREDDER BESTÄLL FÄSTEN SEPARAT		63892 <small>sesam 77536</small>	
Fäste vadband/vadmatta KOMPLETT SET MED 2 ST		63895 <small>sesam 56261</small>	
Hälband SATS 2 ST, FÖR DELAD FOTPLATTA EN MODELL FÖR ALLA BREDDER		62995-1 <small>sesam 56504</small>	
Polstring, delad SATS 2 ST, FÖR DELAD FOTPLATTA	38-42	62991-1 <small>sesam 56522</small>	
	46-50	64991-1 <small>sesam 56230</small>	
Polstring, hel FÖR HELT FOTSTÖD ELLER FOTLÅDA	38	62993-1 <small>sesam 57982</small>	
	42	63993-1 <small>sesam 57983</small>	
	46	64993-1 <small>sesam 57984</small>	
	50	65993-1 <small>sesam 57985</small>	
Polstring Fotlådesida	par	63991-5 <small>sesam 86307</small>	
Polstring Fotstödssida	par	63996-5 <small>sesam 86308</small>	
Extra Klädsel till Huvudstöd Side	GRÅ 49921 <small>sesam 56236</small>	HYGIEN 49923 <small>sesam 57693</small>	
Extra Klädsel till Nackstöd Side	GRÅ 49926 <small>sesam 57906</small>	HYGIEN 49927 <small>sesam 57891</small>	

Extra Klädsel till Sidostöd
FÖR HUVUDSTÖD OCH NACKSTÖD

GRÅ
49931
sesam 57907

SVART
49941
sesam 57892

HYGIEN
49932
sesam 58638



Överdrag, resår, till huvudstöd
SVART TREVIRA

49911
sesam 58305

Brukarkort HD Balance

87241
sesam 59289



Buntband Löstagbar
ANVÄNDS TILL BRUKARKORT OCH KORT BRUKSANVISNING

84526
sesam 83066

26. KOMMENTARER