

Beställningsformulär

S3 Large

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. [Blå, understruken text](#) är klickbar för att visa info eller bild.
BB = sittbredd, HH = rygghöjd

Kundorder nr för web-order:

Telefon:

Förskrivare:

Datum:

Ref:

S3 Large har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 Large har sitthöjd 49,5 cm fram och 45,5 bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från till valslistan.

S3 large är 50mm längre och 25mm högre än S3
Max brukarvikt är 150 kg för sittbredd 39-50 cm

Standardutförande: **Drivhjul:** Utan drivhjul, **Länkhjul:** Massiva länkhjul 120 mm, **Broms:** Brukarbroms, **Fotstöd:** Fotbåge, **Sidoskydd:** Sidoskydd S3, **Sits:** Sb 39-50, **Rygg:** Rygghöjd 35 cm, ställbar ryggklädsel, **Tippskydd:** Tippskydd, **Transportfäste:** Transportfäste, **Bakaxel:** camber 2°, Rörskydd (monteras av HMC)

Grå markering indikerar standardutförande (OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)

Chassi-färg

Svart - Anodic Black

Sittbredd (BB)

39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

Rensa



Sitsdjup

Sitsdjup 45 cm

Rensa

Ryggstöd

Standard
523BBHH VER2

Bakåtbockad
524BBHH VER2 (endast höjd 35-40 cm)

Rygghöjd (HH)

20 cm **35 cm**

Insvängd
525BBHH VER2 (endast höjd 30-40 cm)

Ryggstöd utökat sortiment
Kan endast beställas av hjälpmedelskonsulent.
Ryggstativ och ryggklädsel beställs på separata orderrader - ange samleverans.

25 cm 40 cm

30 cm 45 cm

Rensa

Rensa



Bakaxel

Carbon standard
33023BB

Carbon + 15mm
33023BC (sittbredd BB+1)
! Denna bakaxel används om man väljer til armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sithöjd.

Annan bakaxel eller sitthöjd
Se **Tillvalslista**

Rensa



Länkhjul

120 mm
2100070 (x2/rullstol)

90 mm
2100090 (x2/rullstol)

Detaljerade artikelnummer:
Länkhjul 120 mm; Gaffel: 2100142; Länkhjul: 2002020
Länkhjul 90 mm; Gaffel: 2100143; Länkhjul: 2002010
Länkhjul 150 mm; Gaffel: 2100141; Länkhjul: 2002030

Rensa

150 mm
2100050 (x2/rullstol)



Fotstöd

Förlängd, förstärkt
36111BB (behövs för Freewheel)



Fällbara fotplattor

Detaljerade artikelnummer:

fällbara 39/42; 6703900 par; 6703901 vä; 6703902 hö
fällbara 45; 6704500 par; 6704501 vä; 6704502 hö 50; 6705000 par;
6705001 vä; 6705002 hö

Hälband köartikel, se **Tillvalslista**

Rensa

Broms

Broms S3

4630000

Detaljerade artikelnummer:

Detaljerade artikelnummer: 4630000 par; 4630001 vä; 4630002 hö

Rensa

Enhandsbroms, höger

Enhandsbroms, vänster

Detaljerade artikelnummer:

3673033 Hö 30-33; 3673639 Hö 36-39 3674245 Hö 42-45
3683033 Vä 30-33; 3683639 Vä 36-39 3684245 Vä 42-45

Annan broms

Se **Tillvalslistan**



Drivhjul, Drivring, Däck

Ange vilken storlek på drivhjul rullstolen skall byggas för:

24" 25" 26"

OBS! Drivhjul beställs på egna orderrader och ska inte på något sätt anges i detta Beställningsformulär.

Drivhjul och drivring måste beställas samtidigt med rullstolen - ange samleverans. Artikelnummer för drivhjul, se nedan.

Om annat däck önskas läggs dessa till på ytterligare orderrad i samma order, se artikelnummer nedan.

2 st drivhjul och 2 st drivringar ska beställas

Drivhjul 24" standard utan drivring med högtrycksdäck (Right Run)

Sesam art.nr. 58700



Drivring

Drivring Titan 24" +304 g

Sesam art.nr. 39907

Drivring Paragrip 24" +560 g

Sesam art.nr. 59451

Drivring Tetragrip 24" +600 g

Sesam art.nr. 52157

Drivring Maxgripp 24" +500 g

Sesam art.nr. 58968

Annat däck

Däck 24" grovmönstrade +188 g

Sesam art.nr. 13878

Däck 24" Marathon Plus +540 g

Sesam art.nr. 40852

Däck 24" massiva +520 g

Sesam art.nr. 18247

- ! Beställ även bromsblad för PU (massiva) däck.
Sesam art.nr. 66919 (par)

Om annan storlek på drivhjul eller annan typ av drivhjul behövs framgår art.nr. i Beställningsstöd

"**Drivhjul till rullstolar Panthera**" som finns på hemsida HMC.

Tillbehör

Sidoskydd S3

Till Drivhjul 22-24"
4402430 par;
4402433 vä; 4402434 hö
4420101 fäste fram x2
4420103 fäste bak x2



Till Drivhjul 25"

4402530 par;
4402433 vä; 4402434 hö
4420101 fäste fram x2
4420133 fäste bak vä
4420134 fäste bak hö

Till Drivhjul 26"

4402630 par;
4402633 vä; 4402634 hö
4420101 fäste fram x2
4420133 fäste bak vä
4420134 fäste bak hö

Armstöd S3

Till Drivhjul 24-25"
4401200 par;
4401201 vä; 4401202 hö
4401570 fäste par
4401571 fäste vä ;
4401572 fäste hö



Till Drivhjul 26"

4401300 par;
4401301 vä; 4401302 hö
4401570 fäste par
4401571 fäste vä ;
4401572 fäste hö

Sidoskydd Carbon Profil(utan Skärm)

Till Drivhjul 22-24"
4421031 par;
4421032 vä; 4421035 hö
4420101 fäste fram x2
4420101 fäste bak x2



Till Drivhjul 25"

4421531 par;
4421032 vä; 4421035 hö
4420101 fäste fram x2
4420131 fäste bak vä
4420132 fäste bak hö

Till Drivhjul 26"

4421631 par;
4421632 vä; 4421635 hö
4420101 fäste fram x2
4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Rensa

Körhandtag H/S

Höj/sänkbara S3
4252060 VER2

Höj/sänkbara S3+10cm
4252063 VER2



Körhandtag Fällbara

Fällbara S3

Detaljerade artikelnummer:
4255000 par; 4245010 vä 4245010 hö



Körbåge

Körbåge S3
Max brukarvikt 100 kg

Detaljerade artikelnummer:
42402BB utan fäste 4252301
VER2 fäste vä 4252302 VER2
fäste hö



Detaljerade artikelnummer:
4252060 VER2 par; 4252061 vä; 4252062 hö 4252301 VER2 fäste vä;
4252302 VER2 fäste hö +10 cm 4252063 VER2 par; 4252064 vä; 4252065
hö; 4252301 VER2 fäste vä; 4252302 VER2 fäste hö

Rensa

Tippskydd

Tippskydd - std sitthöjd

Detaljerade artikelnummer:
4353080 par; 4353021 vä ; 4353020 hö



Dyna

Se **Tillvalslista**

Ekerskydd

24" logga
4500001

24" ej logga
4500012

Rensa

Vänster

22" logga
4500101

22" ej logga
4500112

Höger



Rörskydd

Rörskydd fram (ramrör)

Art.nr. 9900253 (Monteras av HMC som standard)

Rörskydd bak (ryggbåge)

Art.nr. 9900253(Vid behov, beställs på egen orderrad)

Övrigt

OBS! Beställs på separata orderrader.

Kryckkäppshållare S3

Köpartikel (x1/krycka)

Ryggkil

Köpartikel

Inställningar

Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm (standard =20mm).



A= _____ mm

Bakaxelljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard =60 mm



A= _____ mm

Fotstödshöjd (fotbåge/fotplattor)

Ange måttet (A) eller (B) för önskad fotstöd.



A= _____ mm



B= _____ mm

Transportmärkning



Extra