

Beställningsformulär U3 Light (utan drivhjul)

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. [Blå, understruken text](#) är klickbar för att visa info eller bild.

Kundorder nr för web-order:

Telefon:

Förskrivare:

Datum:

Ref:

U3-light har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. För att hitta en balansering som passar dig, finns två olika modeller, U3 light och U3 light L. L är mer lättbalanserad och lättare att köra på bakhjulen. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. U3 Light har sitt höjd 47 cm fram och 43 cm bak, utan dyna.

Standardutförande: **Drivhjul:** Utan drivhjul, **Länkhjul:** Massiva länkhjul 90 mm, **Broms:** Brukarbroms, **Fotstöd:** Fotbåge ink. vadband, **Sidoskydd:** Sidoskydd, **Sits:** Sitt djup 35-46 cm, **Rygg:** Rygghöjd 30 cm, ställbar ryggklädsel, **Tippskydd:** Inga tippskydd, **Transportfäste:** Inga transportfästen, **Sitsväska:** ingår **Rörskydd** (monteras av HMC)

Grå markering indikerar standardutförande

(OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)

Chassi-färg

Svart - Anodic Black

Sittbredd (BB)

33 cm	36 cm	39 cm	42 cm	45 cm
33 cm L	36 cm L	39 cm L	42 cm L	45 cm L

Rensa



Ryggstöd

U3 light
523BBHH L

Bakåtbockad
524BBHH L

Rygghöjd (HH)

*Ryggstöd utökad
sortiment

Insvängd
525BBHH L

Ryggklädsel komfort
U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering,
kraftigare ryggband men något tyngre

25 cm

Kan endast beställas av
hjälpmedelskonsulent.
Ryggstativ och ryggklädsel
beställs på separata
orderrader - ange
samleverans.



Rensa

Detaljerade artikelnummer för S3 ryggklädsel: B 33 H 25; 5263325, B 33 H 30; 5263330, B 33 H 25; 5263335, B 36 H 25; 5263625, B 36 H 30; 5263630, B 36 H 25; 5263635 B 39 H 25; 5263925, B 39 H 30; 5263930, B 39 H 25; 5263935, B 42 H 25; 5264225, B 42 H 30; 5264230, B 42 H 25; 5264235 B 45 H 25; 5264525, B 45 H 30; 5264530, B 45 H 25; 5264535

30cm

35 cm

Rensa

Balansering

Position A
Minst lätt balanserad

Position B
Medel balanserad

Position C
Mest lätt balanserad

Placeringen av ryggstödet på chassi
påverkar stolens balansläge.
"lätt balanserad" = lätt att köra på
bakhjulen.
Positionen kan lätt ändras senare.



Rensa

Länkhjul

90 mm S3
2100030 (x2 / rullstol)

Detaljerade artikelnummer:
Länkhjul 90 mm; Gaffel: 2100141 ;
Länkhjul: 2002010

90 mm X
2100222 x2

Detaljerade artikelnummer:
Länkhjul 90 mm; Gaffel: 2100141 ;
Länkhjul: 2000061 Länkhjul 120 mm;
Gaffel: 2003075 ; Länkhjul: 2002020

Rensa

120 mm S3
2100020 x2



Fotstöd

Fotbåge Titan
36915BB

Fotbåge X
36004BB

Se **Tillvalslista** för annat fotstöd

Rensa

Förlängd, förstärkt
36006BB behövs för Freewheel



Broms

Broms S3

4630000

Detaljerade artikelnummer:

4630000 par; 4630001 vä; 4630002 hö

Rensa

Enhandsbroms, höger

Enhandsbroms, vänster

Detaljerade artikelnummer:

3673033 Hö 30-33; 3673639 Hö 36-39 3674245 Hö 42-45

3683033 Vä 30-33; 3683639 Vä 36-39 3684245 Vä 42-45

Se **Tillvalslista** för annan broms



Drivhjul, Drivring, Däck

Ange vilken storlek på drivhjul rullstolen skall byggas för:

24" 25" 26"

Drivhjul 24" spinergy X - Svarta ekrar - högtrycksdäck (Right Run)

Sesam art.nr. 68446

Drivring Aluminium X 24"

Sesam art.nr. 66355

Annan drivring

Drivring Titan 24"

mer vikt +300g

Sesam art.nr. 39907

Drivring Paragrip 24"

mer vikt +300g

Sesam art.nr. 59451

Drivring Tetragrip 24"

mer vikt +300g

Sesam art.nr. 52157

Drivring Maxgrepp 24"

mer vikt +300g

Sesam art.nr. 58968

Annat däck

Däck 24" grovmönstrade

mer vikt +188g

Sesam art.nr.13878

Däck 24" Marathon Plus

mer vikt +340g

Sesam art.nr. 40852

Däck 24" Schwalbe One

lägre vikt -168g (slits fort)

Sesam art.nr.51178

Däck 24" Massiva PU

mer vikt +1140g

Sesam art.nr. 18247.

Beställ även bromsblad för PU

(massiva) däck.

Sesam art.nr 66919 (par)

Vid behov av annan typ av drivhjul, se art.nr i Beställningsstöd "Drivhjul till rullstolar Panthera" på HMC:s webbplats



Tillbehör

Sidoskydd, Armstöd

Carbon Profil (Utan skärm)

S3

Carbon Profil (Utan skärm) 24"

S3 24"

Carbon Profil (Utan skärm) 25"

S3 25"

Carbon Profil (Utan skärm) 26"

S3 26"



Stor skärm

Liten skärm

Stor skärm 24"

Liten skärm 24"

Stor skärm 25"

Liten skärm 25"

Stor skärm 26"

Liten skärm 26"



Armstöd S3

Gör rullstolen 15mm bredare



Rensa

Info till tekniker HMC:

Längre QR-axel art.nr. 1100026

Distans 5mm art.nr. 1100019 behövs för montering av armstöd och sidoskydd S3, **2st av varje**

Detaljerade artikelnummer **Utan skärm:**

Drivhjul 24" 4421031 par; 4421032 vä; 4421035 hö 4420101 fäste fram x2 4420101 fäste bak x2

Drivhjul 25" 4421531 par; 4421032 vä; 4421035 hö 4420101 fäste fram x2 4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Drivhjul 26" 4421631 par; 4421632 vä; 4421635 hö 4420101 fäste fram x2 4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Detaljerade artikelnummer, **S3:**

Drivhjul 24" 4402430 par; 4402433 vä; 4402434 hö 4420101 fäste fram x2 4420103 fäste bak x2

Drivhjul 25" 4402530 par; 4402433 vä; 4402434 hö 4420101 fäste fram x2 4420133 fäste bak vä 4420134 fäste bak hö

Drivhjul 26" 4402630 par; 4402633 vä; 4402634 hö 4420101 fäste fram x2 4420133 fäste bak vä 4420134 fäste bak hö

Detaljerade art.nr., **Stor skärm:**

Drivhjul 24" 4423031 par; 4423032 vä; 4423035 hö 4420101 fäste fram x2 4420101 fäste bak x2

Drivhjul 25" 4423531 par; 4423032 vä; 4423035 hö 4420101 fäste fram x2 4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Drivhjul 26" 4423631 par; 4423632 vä; 4423635 hö 4420101 fäste fram x2 4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Detaljerade art.nr., **Liten skärm:**

Drivhjul 24" 4422031 par; 4422032 vä; 4422035 hö 4420101 fäste fram x2 4420101 fäste bak x2

Drivhjul 25" 4422531 par; 4422032 vä; 4422035 hö 4420101 fäste fram x2 4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Drivhjul 26" 4422631 par; 4422632 vä; 4422635 hö 4420101 fäste fram x2 4420131 fäste bak vä 4420132 fäste bak hö

Detaljerade artikelnummer **Armstöd:**

4401202 hö; 4401201 vä 4401052 hö fäste; 4401051 vä fäste

Körhandtag

Fällbara S3
4245000



Dyna

Se **Tillvalslista**



Rörskydd

Rörskydd fram (ramrör)

Art.nr. 9900253 (Monteras av HMC som standard)

Rörskydd bak (ryggbåge)

Art.nr. 9900253 (Vid behov beställs på egen orderad)

Sesamn 77199

Ekerskydd (st)

24" logga
4500001

24" ej logga
4500012

Rensa

Vänster

22" logga
4500101

22" ej logga
4500112

Höger



Övrigt (beställs på egen orderrad)

Kryckkäppshållare S3
9900301 (x1/ krycka)
Sesamn 71791

Ryggskil St
4710010
Sesamn 68511



Ryggskil



Kryckkäppshållare S3

Inställningar

Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
10-20 mm. Standard = 18 mm

A = _____ mm



Fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.
Standard = 70 mm

A = _____ mm



Sitsväska

Sitsmonterad
9900212

Dynmonterad
9900213

Rensa



Extra