

## Beställningsformulär

### U3

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med Adobe Reader för bästa funktion.

Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att visa info eller bild.  
BB = sittbredd, HH = rygghöjd

Kundorder nr för web-order:

Telefon:

Förskrivare:

Datum:

Ref:

U3 har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". U3 har sitt höjd 47 cm fram och 43 bak, utan dyna. För att justera sitt höjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan.

**Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-42 och 150kg för sittbredd 45 cm.**

**Standardutförande:** **Drivhjul:** Utan drivhjul, **Länkhjul:** Massiva länkhjul 90 mm, **Broms:** Brukarbroms, **Fotstöd:** Fotbåge, **Sidoskydd:** Sidoskydd S3, **Sits:** Sb 33-45 **Rygg:** Rygghöjd 35 cm, ställbar ryggklädsel, **Tippskydd:** Tippskydd, **Transportfäste:** Transportfäste, **Bakaxel:** camber 2°, Rörskydd (monteras av HMC)

**Grå markering indikerar standardutförande** (OBS! Alla val skall kryssas i även om det är standard)

## Chassi-färg

Svart - Anodic Black

## Sittbredd (BB)

33 cm      36 cm      39 cm      42 cm      45 cm

Rensa



## Sitsdjup

Sitsdjup 40 cm

Rensa

## Ryggstöd

**Standard**  
523BBHH VER2

**Bakåtbockad**  
524BBHH VER2 (endast höjd 35-40 cm)

**Rygghöjd (HH)**

20 cm      **35 cm**

Insvängd  
525BBHH VER2 (endast höjd 30-40 cm)

**Ryggstöd utökad sortiment**  
Kan endast beställas av hjälpmedelskonsulent.  
Ryggstativ och ryggklädsel beställs på separata orderrader - ange samleverans.

25 cm      40 cm

30 cm      45 cm

Rensa

Rensa



## Bakaxel

**Carbon standard**  
33023BB

**Carbon + 15mm**  
33023BC (sittbredd BB+1)  
! Denna bakaxel används om man väljer til armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sithöjd.

Annan bakaxel eller sitt höjd  
Se **Tillvalslista**

Rensa



## Länkhjul

**90 mm**  
2100030 (x2/rullstol)

120 mm  
2100020 (x2/rullstol)

**Detaljerade artikelnummer:**  
Länkhjul 90 mm; Gaffel: 2100141 ; Länkhjul: 2002010  
Länkhjul 120 mm; Gaffel: 2100140; Länkhjul: 2002020

Rensa

## Fotstöd

### Fotbåge Titan

36915BB

Förlängd, förstärkt

36006BB (behövs för Freewheel)

Rensa



## Broms

### Broms S3

4630000

Detaljerade artikelnummer:

Detaljerade artikelnummer: 4630000 par; 4630001 vä; 4630002 hö

Rensa

Enhandsbroms, höger

Enhandsbroms, vänster

Detaljerade artikelnummer:

3673033 Hö 30-33; 3673639 Hö 36-39 3674245 Hö 42-45  
3683033 Vä 30-33; 3683639 Vä 36-39 3684245 Vä 42-45

Annan broms

Se **Tillvalslistan**



## Drivhjul, Drivring, Däck

Ange vilken storlek på drivhjul rullstolen skall byggas för:

22"

24"

25"

26"

**OBS! Drivhjul beställs på egna orderrader och ska inte på något sätt anges i detta Beställningsformulär.**

Drivhjul måste beställas samtidigt med rullstolen - ange samleverans. Artikelnummer för drivhjul, se nedan.

Om annan drivring eller däck önskas läggs dessa till på ytterligare orderrad i samma order, se artikelnummer nedan.

**2 st drivhjul ska beställas**

Drivhjul 24" standard utan drivring med högtrycksdäck (Right Run)

Sesam art.nr. 58700



### Annan drivring

Drivring Titan 24"

Sesam art.nr. 39907

+304 g

Drivring Paragrip 24"

Sesam art.nr. 59451

+560 g

Drivring Tetragrip 24"

Sesam art.nr. 52157

+600 g

Drivring Maxgrepp 24"

Sesam art.nr. 58968

+500 g

### Annan däck

Däck 24" grovmönstrade

Sesam art.nr. 13878

+188 g

Däck 24" Marathon Plus

Sesam art.nr. 40852

+540 g

Däck 24" massiva

Sesam art.nr. 18247

+520 g

! Beställ även bromsblad för PU (massiva) däck.  
Sesam art.nr. 66919

Om annan storlek på drivhjul eller annan typ av drivhjul behövs framgår art.nr. i Beställningsstöd

"**Drivhjul till rullstolar Panthera**" som finns på hemsida HMC.

## Tillbehör

### Sidoskydd S3

Till Drivhjul 22-24"  
4402430 par;  
4402433 vä; 4402434 hö  
4420101 fäste fram x2  
4420103 fäste bak x2



### Till Drivhjul 25"

4402530 par;  
4402433 vä; 4402434 hö  
4420101 fäste fram x2  
4420133 fäste bak vä  
4420134 fäste bak hö

### Till Drivhjul 26"

4402630 par;  
4402633 vä; 4402634 hö  
4420101 fäste fram x2  
4420133 fäste bak vä  
4420134 fäste bak hö

### Armstöd S3

Till Drivhjul 24-25"  
4401200 par;  
4401201 vä; 4401202 hö  
4401570 fäste par  
4401571 fäste vä ;  
4401572 fäste hö



### Till Drivhjul 26"

4401300 par;  
4401301 vä; 4401302 hö  
4401570 fäste par  
4401571 fäste vä ;  
4401572 fäste hö

### Sidoskydd Carbon Profil(utan Skärm)

Till Drivhjul 22-24"  
4421031 par;  
4421032 vä; 4421035 hö  
4420101 fäste fram x2  
4420101 fäste bak x2



### Till Drivhjul 25"

4421531 par;  
4421032 vä; 4421035 hö  
4420101 fäste fram x2  
4420131 fäste bak vä  
4420132 fäste bak hö

### Till Drivhjul 26"

4421631 par;  
4421632 vä; 4421635 hö  
4420101 fäste fram x2  
4420131 fäste bak vä & 4420132 fäste bak hö

Rensa

### Körhandtag H/S

Höj/sänkbara S3  
4252060 VER2

Höj/sänkbara S3+10cm  
4252063 VER2



### Körhandtag Fällbara

Fällbara S3

Detaljerade artikelnummer:  
4255000 par; 4245010 vä & 4245010 hö



### Körbåge

Körbåge S3  
Max brukarvikt 100 kg

Detaljerade artikelnummer:  
4240288 utan fäste 4252301  
VER2 fäste vä & 4252302 VER2  
fäste hö



#### Detaljerade artikelnummer:

4252060 VER2 par; 4252061 vä; 4252062 hö 4252301 VER2 fäste vä;  
4252302 VER2 fäste hö +10 cm 4252063 VER2 par; 4252064 vä; 4252065  
hö; 4252301 VER2 fäste vä; 4252302 VER2 fäste hö

Rensa

### Tippskydd

Tippskydd - std sitthöjd

Detaljerade artikelnummer:  
4353000 par; 4353011 vä ; 4353010 hö



### Dyna

Se **Tillvalslista**

### Ekerskydd

24" logga  
4500001

24" ej logga  
4500012

Rensa

Vänster

22" logga  
4500101

22" ej logga  
4500112

Höger



### Rörskydd

#### Rörskydd fram (ramrör)

Art.nr. 9900253 (Monteras av HMC som standard)

#### Rörskydd bak (ryggbåge)

Art.nr. 9900253(Vid behov, beställs på egen orderrad)

### Övrigt

**OBS!** Beställs på separata orderrader.

#### Kryckkäppshållare S3

Köpartikel (x1/krycka)

#### Ryggkil

Köpartikel

## Inställningar

### Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
14-28 mm (standard =20mm).



A= \_\_\_\_\_ mm

### Bakaxelljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.  
Standard =60 mm




A= \_\_\_\_\_ mm

### Fotstödshöjd (fotbåge/fotplattor)

Ange måttet (A) eller (B) för önskad fotstöd.



A= \_\_\_\_\_ mm



B= \_\_\_\_\_ mm

### Transportmärkning



## Extra