

Beställningsstöd

Drivhjul till rullstolar Panthera

Drivhjul måste beställas samtidigt med rullstolen - ange samleverans.

OBS! 2 st drivhjul ska beställas till rullstolen

Det gäller följande modeller:

Panthera S3

Panthera S3 Kort

Panthera S3 Kort Abduktion

Panthera S3 Kort Låg

Panthera S3 Large

Panthera S3 Swing

Panthera U3

Panthera U3 Light

Bambino 3 (drivhjul ingår i stolen)

Panthera S2/U2/Bambino

Om drivhjul beställs senare för ev utbyte och annan drivring/däck önskas ska förutom samleverans också anges en kommentar att man önskar få det monterat.

För massiva däck i kombination med broms S3 rekommenderar Panthera att extra bromsblad för PU-däck beställs för ökad bromsverkan, art nr 66919 (set) (Till Bambino 3 används 82527) Se extra information vid vårdarbroms och enhandsdrift i kombination med massiva däck.

Vänligen läs informationstexten under resp. avsnitt vid vårdarbroms och enhandsdrift innan beställning läggs.



Standardhjul S3 samtliga modeller samt U3

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|--------------|---|-----------------------|
| 58700 | Drivhjul 24tum standard utan drivring med däck högtryck (RightRun) | 3500 |
| 39907 | Drivring titan 24tum | mervikt +300 |
| 59451 | Drivring Paragrip 24tum | mervikt +560 |
| 52157 | Drivring Tetragrip 24tum | mervikt +600 |
| 58968 | Drivring Maxgrepp 24tum | mervikt +500 |
| 87019 | Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020) | |
| 87020 | Drivring Gekko 24tum | |
| 13878 | Däck 24tum grovmönstrade | mervikt +188 |
| 40852 | Däck 24tum Marathon Plus | mervikt +540 |
| 18247 | Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). | mervikt +520 |

Standardhjul U3 Light samt Panthera X

Standardhjul till U3 Light och Panthera X är utan drivring. Standarddrivring aluminium beställs på egen orderrad - ange samleverans.

Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller sb50 måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.

Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|--------------|--|-----------------------|
| 68446 | Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) | 2480 |
| 66355 | Drivring aluminium till Spinergy X (standard) | inkl ovan |
| 39907 | Drivring titan 24tum | mervikt +300 |
| 59451 | Drivring Paragrip 24tum | mervikt +860 |
| 52157 | Drivring Tetragrip 24tum | mervikt +900 |
| 58968 | Drivring Maxgrepp 24tum | mervikt +800 |
| 87019 | Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020) | |
| 87020 | Drivring Gekko 24tum | |
| 51178 | Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort) | lägre vikt -168 |
| 13878 | Däck 24tum grovmönstrade | mervikt +188 |
| 40852 | Däck 24tum Marathon Plus | mervikt +340 |
| 18247 | Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set). | mervikt +1140 |

Övriga drivhjul

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|---------------------|---|-----------------------|
| 61023 | Drivhjul 20tum standard utan drivring, med högtrycksdäck (RightRun) | |
| 63046 | Drivring Titan 20tum | |
| 59452 | Drivring Paragrip 20tum | |
| 68374 | Drivring Tetragrip 20tum | |
| 63042 | Drivring Maxgrepp 20tum | |
| 74913 | Däck 20tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3) | |
| 68372 | Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3) | |
| 61021 | Drivhjul 22tum standard utan drivring, med högtrycksdäck (RightRun) | |
| 63589 | Drivring Titan 22tum | |
| 59455 | Drivring Paragrip 22tum | |
| 62748 | Drivring Tetragrip 22tum | |
| 63191 | Drivring Maxgrepp 22tum | |
| 87410 | Drivring Gekko S 22tum | |
| Läggs upp vid behov | Drivring Gekko 22tum (Tjockare grepp än 87410) | |
| 51250 | Däck 22tum Marathon Plus | |
| 66310 | Däck 22tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3) | |
| 66309 | Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3) | |
| 68446 | Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 66647 beställas för utbyte. | |
| 66355 | Drivring aluminium 24tum till Spinergy X (standard) | |
| 39907 | Drivring titan 24tum | |
| 59451 | Drivring Paragrip 24tum | |
| 52157 | Drivring Tetragrip 24tum | |
| 58968 | Drivring Maxgrepp 24tum | |
| 87019 | Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020) | |
| 87020 | Drivring Gekko 24tum | |
| 51178 | Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort) | |
| 13878 | Däck 24tum grovmönstrade | |
| 40852 | Däck 24tum Marathon Plus | |
| 18247 | Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3) | |
| 23956 | Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3) | |

Övriga drivhjul forts.

| | | |
|-------|---|--|
| 68447 | Drivhjul Spinergy X 25tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 25x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 66647 beställas för utbyte. | |
| 68448 | Drivring aluminium 25tum till Spinergy X (standard) | |
| 53568 | Drivring titan 25tum | |
| 59454 | Drivring Paragrip 25tum | |
| 53570 | Drivring Tetragrip 25tum | |
| 68139 | Drivring Maxgrepp 25tum | |
| 89259 | Drivring Gekko S 25tum (smalare än 89260) | |
| 89260 | Drivring Gekko 25tum | |
| 52327 | Däck 25tum Marathon Plus | |

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|---------------------|--|-----------------------|
| 69301 | Drivhjul Spinergy X 26tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 26x1tum inkl stålaxel | |
| 53569 | Drivring titan 26tum till Spinergy X (standard) | |
| 59453 | Drivring Paragrip 26tum | |
| 53571 | Drivring Tetragrip 26tum | |
| 68464 | Drivring Maxgrepp 26tum | |
| 87164 | Drivring Gekko S 26tum | |
| Läggs upp vid behov | Drivring Gekko 26tum (tjockare än 87164) | |
| 54383 | Däck 26tum Marathon Plus | |

Drivhjul med vårdarbroms S3, U3 samt Bambino 3 (endast i kombination med S3-rygg)

*Kontrollera på Panthera´s hemsida, vilka modeller som vårdarbroms kan monteras på. HMC har valt att inte montera på Bambino 3s körbåge pga dålig ergonomi, man måste därför använda S3-rygg med S3 körbåge vid önskemål om vårdarbroms på Bambino 3. Hög bakomliggande broms kan vara ett alternativ om man vill undvika att barnet själv kan låsa upp stolen, art.nr 80955.

* Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd. Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de modeller som har 150kg brukarvikt.

* Vid användning av armstöd i kombination med vårdarbroms på rullstolar i S3-serien behövs armstöd S3 för 26tum när man använder 24" drivhjul. Vid 22" drivhjul kan armstöd för 24" användas. Detta för att undvika att däcken tar i armstödet sidoskydd.

¹Avkortad körbåge -10cm, behövs om körbågen ska tas bort vid vårdarbroms i kombination med rygghöjd 35 eller högre, ex vid transport. Om inget behov finns kan vanliga körbågen användas.

OBS!

Vid kombination vårdarbroms/enhandsdrift och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden blir för stor med de svarta massiva däcken.

68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|---------|---|-----------------------|
| 58940 | Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring. | |
| 56920 | Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring. | 3740 |
| | Dessutom måste bakaxel (1st), körbåge (1st) , fäste till körbåge (1st hö, 1st vä) samt drivring (2st) beställas - ange samleverans | |
| 29914 | Bakaxel sb27 kpl | |
| 57175 | Bakaxel sb30 kpl | |
| 29913 | Bakaxel sb33 kpl | |
| 29912 | Bakaxel sb36 kpl | |
| 30945 | Bakaxel sb39 kpl | |
| 30946 | Bakaxel sb42 kpl | |
| 58488 | Bakaxel sb45 kpl | |
| 59832 | Bakaxel sb50 kpl | |
| 76630 | Körbåge H/S sb27 utan fäste | |
| 66017 | Körbåge H/S sb30 utan fäste | |
| 66018 | Körbåge H/S sb33 utan fäste | |
| 66019 | Körbåge H/S sb36 utan fäste | |
| 66020 | Körbåge H/S sb39 utan fäste | |
| 66021 | Körbåge H/S sb42 utan fäste | |
| 66022 | Körbåge H/S sb45 utan fäste | |
| 66023 | Körbåge H/S sb50 utan fäste | |
| 77746 | Körbåge H/S -10cm sb30cm utan fäste ¹ | |
| 77747 | Körbåge H/S -10cm sb33cm utan fäste ¹ | |
| 77748 | Körbåge H/S -10cm sb36cm utan fäste ¹ | |
| 77749 | Körbåge H/S -10cm sb39cm utan fäste ¹ | |
| 77750 | Körbåge H/S -10cm sb42cm utan fäste ¹ | |
| 77751 | Körbåge H/S -10cm sb45cm utan fäste ¹ | |
| 77752 | Körbåge H/S -10cm sb50cm utan fäste ¹ | |
| 66248 | Fäste körbåge h/s S3 kpl hö | |
| 66247 | Fäste körbåge h/s S3 kpl vä | |
| 63589 | Drivring titan 22tum | |
| 39907 | Drivring titan 24tum | |
| | Önskas annan drivring/däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul". | |

Drivhjul med vårdarbroms Bambino, S2 samtliga modeller samt U2

Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd.
Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de
modeller som har 150kg brukarvikt.

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|---------|--|-----------------------|
| 58940 | Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körhandtag och drivring. | |
| 56920 | Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring. | 3740 |
| 87726 | Drivhjul 24tum med vårdarbroms massiva däck Panthera exkl körhandtag utan drivring, innehåller sats om 2 st drivhjul inkl QR-Axel | |
| | Dessutom måste bakaxel (1st), körhandtag (1st hö, 1 st vä) , fäste till körhandtag (1st hö, 1st vä) samt samt drivring (2st) beställas - ange samleverans | |
| 68204 | Bakaxel sb24 kpl | |
| 29914 | Bakaxel sb27 kpl | |
| 57175 | Bakaxel sb30 kpl | |
| 29913 | Bakaxel sb33 kpl | |
| 29912 | Bakaxel sb36 kpl | |
| 30945 | Bakaxel sb39 kpl | |
| 30946 | Bakaxel sb42 kpl | |
| 58488 | Bakaxel sb45 kpl | |
| 59832 | Bakaxel sb50 kpl | |
| 58651 | Körhandtag hö utan fäste | |
| 58650 | Körhandtag vä utan fäste | |
| 57417 | Körhandtagsfäste hö | |
| 57416 | Körhandtagsfäste vä | |
| 63589 | Drivring titan 22tum | |
| 39907 | Drivring titan 24tum | |
| | Önskas annan drivring/däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul". | |

Drivhjul med enhandsdrift S3, U3, Bambino 3 samt äldre Bambino, S2 och U2

OBS!

Vid kombination vårdarbroms/enhandsdrift och massiva däck måste Panteras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden blir för stor med de svarta massiva däcken.

68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)

| Sesamnr | Benämning |
|---------|-----------|
|---------|-----------|

OBS! Ange noger- eller vänster-sidaig arit

Om armstöd önskas på S3/U3-modeller måste 26" armstöd , art.nr 66259 och 66260 beställas, om 24" drivhjul används. Till 20" och 22" fungerar det med armstöd för 24".

| | |
|-------|---|
| 54765 | Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 54766 | Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 54767 | Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 54768 | Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 54769 | Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 54770 | Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 53523 | Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| 54771 | Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel. |
| | Dessutom måste drivaxel (1st) och bakaxel (1st) beställas - ange samleverans. |

| Sesamnr | Benämning |
|---------|---|
| 37737 | Drivaxel sb27 |
| 54772 | Drivaxel sb30-33 (både den här och den för sb 33-36 passar sb 33 se lagersaldo) |
| 54773 | Drivaxel sb33-36 (både den här och den för sb 30-33 passar sb 33 se lagersaldo) |
| 54774 | Drivaxel 39-42 |
| 54775 | Drivaxel 45-50 |
| 29914 | Bakaxel sb27 |
| 57175 | Bakaxel sb30 |
| 29913 | Bakaxel sb33 |
| 29912 | Bakaxel sb36 |
| 30945 | Bakaxel sb39 |
| 30946 | Bakaxel sb42 |
| 58488 | Bakaxel sb45 |
| 59832 | Bakaxel sb50 |
| | Önskas annat däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul". |
| | Vid behov av ekerskydd på drivringssidan måste ao för montering läggas i samband med beställningen. |

Standardhjul Bambino/Bambino 3

För rullstol Bambino/Bambino 3 **ingår drivhjul** i grundkonfiguration. Nedanstående artikelnummer är för information om art nr vid förskrivning av dubbelutrustning av drivhjul. Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.

Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

| Sesamnr | Benämning | Vikt 2 drivhjul, gram |
|--------------|--|-----------------------|
| 61023 | Drivhjul 20tum standard utan drivring, med däck högtryck (RightRun) = standard sb24 på Bambino | |
| 63046 | Drivring titan 20tum | |
| 59452 | Drivring Paragrip 20tum | |
| 68374 | Drivring Tetragrip 20tum | |
| 63042 | Drivring Maxgrepp 20tum | |
| 68372 | Däck 20tum massiva. | |
| 61021 | Drivhjul 22tum standard utan drivring, med däck högtryck (RightRun) =standard på Bambino sb 27-33, Bambino 3 (även kort chassi) sb 24-33 | |
| 63589 | Drivring Titan 22tum | |
| 59455 | Drivring Paragrip 22tum | |
| 62748 | Drivring Tetragrip 22tum | |
| 63191 | Drivring Maxgrepp 22tum | |
| 66310 | Däck 22tum massiva. | |