

## Beställningsstöd

### Drivhjul till rullstolar Panthera

**Drivhjul måste beställas samtidigt med rullstolen - ange samleverans.**

**OBS! 2 st drivhjul ska beställas till rullstolen**

Det gäller följande modeller:

Panthera S3

Panthera S3 Kort

Panthera S3 Kort Abduktion

Panthera S3 Kort Låg

Panthera S3 Large

Panthera S3 Swing

Panthera U3

Panthera U3 Light

Bambino 3 (drivhjul ingår i stolen)

Panthera S2/U2/Bambino

**Om drivhjul beställs senare för ev utbyte och annan drivring/däck önskas ska förutom samleverans också anges en kommentar att man önskar få det monterat.**

För massiva däck i kombination med broms S3 rekommenderar Panthera att extra bromsblad för PU-däck beställs för ökad bromsverkan, art nr 66919 (set) (Till Bambino 3 används 82527) Se extra information vid vårdarbroms och enhandsdrift i kombination med massiva däck.

Vänligen läs informationstexten under resp. avsnitt vid vårdarbroms och enhandsdrift innan beställning läggs.



### Standardhjul S3 samtliga modeller samt U3

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.  
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
<b>58700</b>	<b>Drivhjul 24tum standard utan drivring med däck högtryck (RightRun)</b>	<b>3500</b>
39907	Drivring titan 24tum	mervikt +300
59451	Drivring Paragrip 24tum	mervikt +560
52157	Drivring Tetragrip 24tum	mervikt +600
58968	Drivring Maxgrepp 24tum	mervikt +500
87019	Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020)	
87020	Drivring Gekko 24tum	
13878	Däck 24tum grovmönstrade	mervikt +188
40852	Däck 24tum Marathon Plus	mervikt +540
18247	Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set).	mervikt +520

### Standardhjul U3 Light samt Panthera X

Standardhjul till U3 Light och Panthera X är utan drivring. Standarddrivring aluminium beställs på egen orderrad - ange samleverans.

Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller sb50 måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.

Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
<b>68446</b>	<b>Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg)</b>	<b>2480</b>
66355	Drivring aluminium till Spinergy X (standard)	inkl ovan
39907	Drivring titan 24tum	mervikt +300
59451	Drivring Paragrip 24tum	mervikt +860
52157	Drivring Tetragrip 24tum	mervikt +900
58968	Drivring Maxgrepp 24tum	mervikt +800
87019	Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020)	
87020	Drivring Gekko 24tum	
51178	Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort)	lägre vikt -168
13878	Däck 24tum grovmönstrade	mervikt +188
40852	Däck 24tum Marathon Plus	mervikt +340
18247	Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set).	mervikt +1140

## Övriga drivhjul

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.  
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
<b>61023</b>	<b>Drivhjul 20tum standard utan drivring, med högtrycksdäck (RightRun)</b>	
63046	Drivring Titan 20tum	
59452	Drivring Paragrip 20tum	
68374	Drivring Tetragrip 20tum	
63042	Drivring Maxgrepp 20tum	
74913	Däck 20tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)	
68372	Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3)	
<b>61021</b>	<b>Drivhjul 22tum standard utan drivring, med högtrycksdäck (RightRun)</b>	
63589	Drivring Titan 22tum	
59455	Drivring Paragrip 22tum	
62748	Drivring Tetragrip 22tum	
63191	Drivring Maxgrepp 22tum	
87410	Drivring Gekko S 22tum	
Läggs upp vid behov	Drivring Gekko 22tum (Tjockare grepp än 87410)	
51250	Däck 22tum Marathon Plus	
66310	Däck 22tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)	
66309	Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3)	
<b>68446</b>	<b>Drivhjul Spinergy X 24tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck RightRun 24x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg)</b> Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.	
66355	Drivring aluminium 24tum till Spinergy X (standard)	
39907	Drivring titan 24tum	
59451	Drivring Paragrip 24tum	
52157	Drivring Tetragrip 24tum	
58968	Drivring Maxgrepp 24tum	
87019	Drivring Gekko S 24tum (smalare än 87020)	
87020	Drivring Gekko 24tum	
51178	Däck 24tum högtrycksdäck One (slits mycket fort)	
13878	Däck 24tum grovmönstrade	
40852	Däck 24tum Marathon Plus	
18247	Däck 24tum massiva. Tänk på bromsblad för PU-däck, art nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)	
23956	Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift. Bromsblad för PU rekommenderas, art.nr 66919 (set) (82527 till Bambino 3)	

## Övriga drivhjul forts.

68447	<b>Drivhjul Spinergy X 25tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck</b> RightRun 25x1tum inkl axel titan (max brukarvikt axel titan 100kg) Om drivhjulet ska användas till rullstol S3/U3 sb45 eller 50cm måste stålaxel 66647 beställas för utbyte.	
68448	Drivring aluminium 25tum till Spinergy X (standard)	
53568	Drivring titan 25tum	
59454	Drivring Paragrip 25tum	
53570	Drivring Tetragrip 25tum	
68139	Drivring Maxgrepp 25tum	
89259	Drivring Gekko S 25tum (smalare än 89260)	
89260	Drivring Gekko 25tum	
52327	Däck 25tum Marathon Plus	

Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.  
Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
69301	<b>Drivhjul Spinergy X 26tum svarta ekrar utan drivring med däck högtryck</b> RightRun 26x1tum inkl stålaxel	
53569	Drivring titan 26tum till Spinergy X (standard)	
59453	Drivring Paragrip 26tum	
53571	Drivring Tetragrip 26tum	
68464	Drivring Maxgrepp 26tum	
87164	Drivring Gekko S 26tum	
Läggs upp vid behov	Drivring Gekko 26tum (tjockare än 87164)	
54383	Däck 26tum Marathon Plus	

## Drivhjul med vårdarbroms S3, U3 samt Bambino 3 (endast i kombination med S3-rygg)

\*Kontrollera på Panthera's hemsida, vilka modeller som vårdarbroms kan monteras på. HMC har valt att inte montera på Bambino 3s körbåge pga dålig ergonomi, man måste därför använda S3-rygg med S3 körbåge vid önskemål om vårdarbroms på Bambino 3. Hög bakomliggande broms kan vara ett alternativ om man vill undvika att barnet själv kan låsa upp stolen, art.nr 80955.

\* Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd. Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de modeller som har 150kg brukarvikt.

\* Vid användning av armstöd i kombination med vårdarbroms på rullstolar i S3-serien behövs armstöd S3 för 26tum när man använder 24" drivhjul. Vid 22" drivhjul kan armstöd för 24" användas. Detta för att undvika att däcken tar i armstödet sidoskydd.

<sup>1</sup>Avkortad körbåge -10cm, behövs om körbågen ska tas bort vid vårdarbroms i kombination med rygghöjd 35 eller högre, ex vid transport. Om inget behov finns kan vanliga körbågen användas.

### OBS!

Vid kombination vårdarbroms/enhandsdrift och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden blir för stor med de svarta massiva däcken.

**68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.**

**66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.**

**23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.**

**Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)**

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
58940	Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.	
56920	Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.	3740
87726	Drivhjul 24tum med vårdarbroms <b>massiva</b> däck Panthera exkl körhandtag utan drivring, innehåller sats om 2 st drivhjul inkl QR-Axel	
	<b>Dessutom måste bakaxel (1st), körbåge (1st) , fäste till körbåge (1st hö, 1st vä) samt drivring (2st) beställas - ange samleverans</b>	
29914	Bakaxel sb27 kpl	
57175	Bakaxel sb30 kpl	
29913	Bakaxel sb33 kpl	
29912	Bakaxel sb36 kpl	
30945	Bakaxel sb39 kpl	
30946	Bakaxel sb42 kpl	
58488	Bakaxel sb45 kpl	
59832	Bakaxel sb50 kpl	
76630	Körbåge H/S sb27 utan fäste	
66017	Körbåge H/S sb30 utan fäste	
66018	Körbåge H/S sb33 utan fäste	
66019	Körbåge H/S sb36 utan fäste	
66020	Körbåge H/S sb39 utan fäste	
66021	Körbåge H/S sb42 utan fäste	
66022	Körbåge H/S sb45 utan fäste	
66023	Körbåge H/S sb50 utan fäste	
77746	Körbåge H/S -10cm sb30cm utan fäste <sup>1</sup>	
77747	Körbåge H/S -10cm sb33cm utan fäste <sup>1</sup>	
77748	Körbåge H/S -10cm sb36cm utan fäste <sup>1</sup>	
77749	Körbåge H/S -10cm sb39cm utan fäste <sup>1</sup>	
77750	Körbåge H/S -10cm sb42cm utan fäste <sup>1</sup>	
77751	Körbåge H/S -10cm sb45cm utan fäste <sup>1</sup>	
77752	Körbåge H/S -10cm sb50cm utan fäste <sup>1</sup>	
66248	Fäste körbåge h/s S3 kpl hö	
66247	Fäste körbåge h/s S3 kpl vä	
63589	Drivring titan 22tum	
39907	Drivring titan 24tum	
	Önskas annan drivring, se sid 3 under "Övriga drivhjul".	

## Drivhjul med vårdarbroms Bambino, S2 samtliga modeller samt U2

Vårdarbroms ska alltid kombineras med tippskydd.  
Max brukarvikt reduceras till 100 kg för de  
modeller som har 150kg brukarvikt.

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
58940	Drivhjul 22tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körhandtag och drivring.	
56920	Drivhjul 24tum med vårdarbroms, däck högtryck - komplett set med 2 drivhjul. Exkl bakaxel, körbåge och drivring.	3740
87726	Drivhjul 24tum med vårdarbroms <b>massiva</b> däck Panthera exkl körhandtag utan drivring, innehåller sats om 2 st drivhjul inkl QR-Axel	
	<b>Dessutom måste bakaxel (1st), körhandtag (1st hö, 1 st vä) , fäste till körhandtag (1st hö, 1st vä) samt samt drivring (2st) beställas - ange samleverans</b>	
68204	Bakaxel sb24 kpl	
29914	Bakaxel sb27 kpl	
57175	Bakaxel sb30 kpl	
29913	Bakaxel sb33 kpl	
29912	Bakaxel sb36 kpl	
30945	Bakaxel sb39 kpl	
30946	Bakaxel sb42 kpl	
58488	Bakaxel sb45 kpl	
59832	Bakaxel sb50 kpl	
58651	Körhandtag hö utan fäste	
58650	Körhandtag vä utan fäste	
57417	Körhandtagsfäste hö	
57416	Körhandtagsfäste vä	
63589	Drivring titan 22tum	
39907	Drivring titan 24tum	
	Önskas annan drivring, se sid 3 under "Övriga drivhjul".	

## Drivhjul med enhandsdrift S3, U3, Bambino 3 samt äldre Bambino, S2 och U2

### OBS!

Vid kombination vårdarbroms/enhandsdrift och massiva däck måste Pantheras massiva (grå) däck beställas pga att höjdskillnaden blir för stor med de svarta massiva däcken.

68372 Däck 20tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

66309 Däck 22tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

23956 Däck 24tum massiva PU grå används vid vårdarbroms och enhandsdrift.

Glöm inte bromsblad för PU-däck art.nr 66919 (set) (Använd 82527 till Bambino 3)

Sesamnr	Benämning
---------	-----------

**OBS!** Ange höger- eller vänster-sidig drift

Om armstöd önskas på S3/U3-modeller måste 26" armstöd , art.nr 66259 och 66260 beställas, om 24" drivhjul används. Till 20" och 22" fungerar det med armstöd för 24".

54765	Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
54766	Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
54767	Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
54768	Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring aluminium, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
54769	Drivhjul 20tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
54770	Drivhjul 22tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
53523	Drivhjul 24tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
54771	Drivhjul 26tum enhandsdrift med drivring Friktion, däck högtryck, kpl par. Exklusive drivaxel och bakaxel.
	<b>Dessutom måste drivaxel (1st) och bakaxel (1st) beställas - ange samleverans.</b>

Sesamnr	Benämning
37737	Drivaxel sb27
54772	Drivaxel sb30-33 (både den här och den för sb 33-36 passar sb 33 se lagersaldo)
54773	Drivaxel sb33-36 (både den här och den för sb 30-33 passar sb 33 se lagersaldo)
54774	Drivaxel 39-42
54775	Drivaxel 45-50
29914	Bakaxel sb27
57175	Bakaxel sb30
29913	Bakaxel sb33
29912	Bakaxel sb36
30945	Bakaxel sb39
30946	Bakaxel sb42
58488	Bakaxel sb45
59832	Bakaxel sb50
	Önskas annat däck, se sid 3 under "Övriga drivhjul".
	Vid behov av ekerskydd på drivringssidan måste ao för montering läggas i samband med beställningen.

## Standardhjul Bambino/Bambino 3

För rullstol Bambino/Bambino 3 **ingår drivhjul** i grundkonfiguration. Nedanstående artikelnummer är för information om art nr vid förskrivning av dubbelutrustning av drivhjul. Om annan drivring eller däck önskas läggs denna/dessa till på ytterligare orderrad i samma order.

Vikt för drivhjul läggs till för att få fram totalvikt på rullstolen.

Sesamnr	Benämning	Vikt 2 drivhjul, gram
<b>61023</b>	<b>Drivhjul 20tum standard utan drivring, med däck högtryck (RightRun)</b> = standard sb24 på Bambino	
63046	Drivring titan 20tum	
59452	Drivring Paragrip 20tum	
68374	Drivring Tetragrip 20tum	
63042	Drivring Maxgrepp 20tum	
68372	Däck 20tum massiva.	
<b>61021</b>	<b>Drivhjul 22tum standard utan drivring, med däck högtryck (RightRun)</b> =standard på Bambino sb 27-33, Bambino 3 (även kort chassi) sb 24-33	
63589	Drivring Titan 22tum	
59455	Drivring Paragrip 22tum	
62748	Drivring Tetragrip 22tum	
63191	Drivring Maxgrepp 22tum	
66310	Däck 22tum massiva.	