

## **Följande kriterier bör beaktas innan utprovning och förskrivning av Panthera U3 Light**

- Att brukaren bör ha använt aktivrullstol med liknande ramutseende (vinkel höft-/knä-/fotled) tidigare.
- Att brukaren är van användare av aktivrullstol, och kan hantera rullstolen i alla situationer utan tippskydd.
- Rullstolen är inte krocktestad och ryggstödet saknar låsning - är därmed inte lämpligt att brukaren åker färdtjänstbuss sittande i rullstol.
- Inga specialanpassningar görs som betydligt ökar rullstolens vikt. Anpassningar vad gäller ryggåsar och tippskydd görs ej.
- Tippskydd för U3 Light finns inte. Behövs tippskydd rekommenderas rullstol Panthera U3.