

Beställningsstöd

INSTÄLLNING Cross 5 XL och Cross 5 XL vårdarbroms

Beskrivning standardinställning

Ryggstöd höjd 40 cm.

Sitthöjd bak 45 cm, drivhjulposition D, balansläge 3, cambervinkel 2 grader

Sitthöjd fram 47 cm (länkhjul 6 tum art.nr 85889, framgaffel medium art.nr 85897)

Standard drivhjul:

85905 Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6 fästpunkter drivring exkl axel (ej vårdarbromsad stol).

Rekonditionerad rullstol kan även levereras med drivhjul Cross 4 fästpunkter drivring (68940) beroende på lagersaldo.

36089 Drivhjul Cross VB 24tum driv rfr massivt exkl. axel (vårdarbromsad stol)

Förändring standardinställning

Önskar du andra inställningar ange aktuellt sesamn nr enligt nedan.

X= Artikel ingår i standard, ska ej beställas

Sesam art.nr	Benämning	Kommentar
--------------	-----------	-----------

Rygg

51171	Ryggstödshöjd annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Ryggstödshöjd är steglöst justerbar 32-45 cm (<i>std 40 cm, anges inte</i>)
58274	Växlingsatts rygg Cross 5 från biangulär till triangulär	Beställs om rullstolen måste vara försedd med rygg triangulär

Sitthöjd/Balansering


Information om begränsningar vid val av sitthöjd (sitsvinkel)

Max framåtvinkling: 2 cm lägre fram än bak (3 grader)

Max bakåtvinkling: 6 cm högre fram än bak (9 grader)

51172	<p>Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd och drivhjulposition A-G i kommentarsfältet. Se höjder och positioner nedan, annat drivhjul kan behöva beställas (2 st).</p> <p>Vid Pos G behöver Distans drivhjul låg, art nr 58204 beställas (2 st). För rullstol med vårdarbroms beställs istället 58779 (1st).</p> <p><i>Vid förändring av sitthöjd bak, ange sitthöjd fram oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51176 och välj ev. andra länkhjul/gafflar)</i></p>
-------	--

	Drivhjul 20	Drivhjul 22 tum	Drivhjul 24tum	Drivhjul 26tum
Pos G	34 cm	36,5 cm	39 cm	inte möjligt
Pos F	36 cm	38,5 cm	41 cm	43 cm
Pos E	38 cm	40,5 cm	43 cm	45 cm
Pos D	40 cm	42,5 cm	45 cm (<i>std</i>)	47 cm
Pos C	42 cm	44,5 cm	47 cm	49 cm
Pos B	44 cm	46,5 cm	49 cm	51 cm
Pos A	46 cm	48,5 cm	51 cm	53 cm



Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Drivhjul (axel behöver inte beställas)			
Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen. Alternativa drivringar finns i beställningsstöd "Cross Vanligaste tillbehör" För alternativa däck kontakta kundtjänst			
UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas	Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo.
85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
x	85905	83877	Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel
66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel	
MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
85899	83090	Drivhjul 20tum VB massivt däck utan drivring 4fp exkl axel	
19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
68946	28113	Monteringsatts drivring VB-hjul 4fp	
32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
x	36089	81348	Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel
68945	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel	
Sesam art.nr	Benämning	Kommentar	
51174	Balansering annan än std, ange balansläge 1-6 i kommentarsfältet	Se balansläge ovan. Balansläge 1 är mest lättrollad/lättippad (std 3 anges inte)	
57661	Camberbricka yttre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st	(std 2 grader)
57662	Camberbricka inre 0 grader Cross 5	Beställ 2 st	(std 2 grader)
51176	<p>Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet. Se höjder nedan. Annat länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste kan behöva beställas. För vissa höjder finns olika valmöjligheter av länkhjul. OBS! Beställ 2 st av varje. Tänk på att länkhjul 4tum och 5tum begränsar rullstolens max brukarvikt. OBS! Har du en Cross 5XL som levererats före 1/3 2025 med äldre variant av länkhjul och framgaffel (57mm länkhjulsnav) kan beställningsstöd för Cross 5 användas om sitthöjd fram ska ändras.</p> <p><i>Vid förändring av sitthöjd fram, ange sitthöjd bak oavsett om std (skriv kommentar på detta art.nr) eller om annan höjd önskas (lägg till art.nr 51172 och ange önskad position)</i></p>		

Val av länkhjul, framgaffel och framgaffelfäste, glöm inte att ange önskad höjd

Främre sitshöjdstabell 45 mm länkhjulsnav

		Länkhjulsposition (cm)											
		Gaffel XS (alu)			Gaffel S (stål)				Gaffel M (stål)				
Länkhjul		1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
Lågt breddat	4"*	340-360	343-383	355-395		Fel i tabellen från Etac, lägsta höjd med 5" och lågt breddat fäste är 35,5cm, ny tabell kommer							
	5"***				345-385								
H100	5"***				360-400	373-413	385-425	398-438	410-450	423-463	435-475	448-488	
	6"					385-425	398-438	410-450	423-463	435-475	448-488	460-500	
	8"***							435-475	448-488	460-500	473-513	485-525	

8" i Gaffel S ger väldigt lite utrymme mellan hjul och gaffel, fråga lyft till Etac. Lägsta sitthöjd med 8" är just nu 44,8cm

* Max brukarvikt 100 kg.

För korrekt inställning av framgaffelfästet: Max bakåtvinkling 6 cm högre fram än bak (9°), max framåtvinkling 2 cm lägre fram än bak (3°).

Fler kombinationer än ovanstående kan vara möjliga.

** Fungerar i balansering 4-6 med 3° bakåtvinkel och Std benstöd. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare

*** Med Cross 5 XL max brukarvikt 135 kg.

Framgaffelfäste H100 = standard

Glöm inte att ange sitthöjd fram i kommentarsfältet för artikelnummer 51176

Nya länkhjul och framgafflar från och med 250301. Cross 5XL som levereras efter 250301 levereras med nya länkhjul och gafflar. Rekonditionerad rullstol kan levereras med äldre länkhjul/gaffel beroende på lagertillgång. Nya länkhjul passar inte i gammal gaffel, behövs nytt länkhjul beställ även ny gaffel. □

Sesam art.nr	Benämning	Kommentar
85887	28919 Länkhjul 4tum 100x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	Max brukarvikt 100kg
85888	28921 Länkhjul 5tum 125x34 Navbredd 45 mm	Max brukarvikt 135kg
x 85889	28922 Länkhjul 6tum 150x34 Navbredd 45 mm exkl. axel	Ingår i std, behöver ej beställas
85879	28526 Länkhjul 8tum 200x38 Navbredd 45 mm exkl. axel	Fungerar i balansering 4-6 med 3 gr bakåtvinkel (2 cm högre fram än bak) och benstöd vid vinkel. Se till att gaffel/länkhjul kan rotera fritt utan att slå i rullstol eller brukare.
86546	11408 Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i stål	Behövs när ny gaffel (stål) och länkhjul beställs. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas.
86900	11236 Skruv länkhjul Etac navbredd 45mm till framgaffel i aluminium	Behövs när ny gaffel (aluminium) och länkhjul beställs. Om det redan sitter ett länkhjul av nya varianten på rullstolen kan axel från det hjulet användas.
85890	28923 Framgaffel alu XS m axel Navbredd 45 mm	
85823	24038 Framgaffel stål S m axel Navbredd 45 mm	
x 85897	28969 Framgaffel stål M m axel Navbredd 45 mm	Ingår i std, behöver ej beställas
76761	83417 Framgaffelfäste lågt breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer	Beställ även lock
19812	80899 Framgaffelfäste breddat Cross exkl lock och monteringsdetaljer	Beställ även lock
51449	50429 Lock framgaffelfäste breddat	

Gammalt länkhjul och gaffel före 250301

Nytt länkhjul och gaffel från och med 250301

