

## Eclipse 600

### Beställningsstöd

**Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in.**

Eclipse 600 är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa. **OBS! Benstöd ingår inte i standardutförande.**

#### Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 270kg. Variant med med förstärkningskit 450kg.

Drivhjul 24tum med quick-release, massiva däck  
 Drivring aluminium svart  
 Länkhjul 125mm massiva  
 Körbygel  
 Armstöd avtagbara, höjjusterbara  
 Brukarbroms med bromsspaksförlängare  
 Tippskydd  
 Transportfästen (endast på rullstol max brukarvikt 270kg)  
 Färg: Röd



Inställning std:  
 Sitthöjd fram 43,5 cm  
 Sitthöjd bak 41cm  
 Sittdjup 46cm (sb55-66), 56cm (sb72-82)  
 Ryggstödsvinkel 90 grader.  
 Balansering drivhjul är hål 2 (näst längst bak av 4 hål)



#### Information:

Om förstärkningskit 450kg behövs på rullstol sb66 och därunder kontakta hjälpmedelskonsulent för nytt Sesamnr på komplett rullstol

**Tänk på att rullstolen har "tum"-skruvar och kräver verktyg för det, vanlig insexnyckel passar inte då den är för metrisk skruvar.**

#### Standard = x

Sesam nr	Superiors artikel nr	Benämning	Kommentar
61776	0120-055-000N	Rullstol Eclipse 600 sb55 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270 kg	
61841	0120-061-000N	Rullstol Eclipse 600 sb61 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270kg	
66144	0120-066-000N	Rullstol Eclipse 600 sb66 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270 kg	
54113	0120-072-000N	Rullstol Eclipse 600 sb72 sd56 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270kg	
73800	44600072X	Rullstol Eclipse 600 sb72 sd56 (justerbart 41-56) med förstärkningskit för 450kg exklusive transportfästen, exkl benstöd	
64387	0120-082-000N	Rullstol Eclipse 600 sb82 sd56 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270 kg	
77822	44600082X	Rullstol Eclipse 600 sb82 sd56 (justerbart 41-56) med förstärkningskit för 450kg exklusive transportfästen, exkl benstöd	
		<i>Ytterligare sittbredder finns men Sesamnummer behöver skapas, kontakta hjälpmedelskonsulent</i>	

	Sesam nr	Superiors artikel nr	Benämning	Kommentar	Bild
<b>Benstöd</b>					
	65068	0120-999-006	Benstöd vinkelfast hö med vinkelställbar fotplatta		
	65069	0120-999-007	Benstöd vinkelfast vä med vinkelställbar fotplatta		
	65070	0120-999-008	Benstöd vinkelställbart hö med vinkelställbar fotplatta		
	65071	0120-999-009	Benstöd vinkelställbart vä med vinkelställbar fotplatta		
<b>Armstöd</b>					
x	77814	0120-999-079	Armstöd hö		
x	77815	0120-999-080	Armstöd vä		
	81434	0120-999-078	Armstöd förlängt Hö		
	81433	0120-999-077	Armstöd förlängt Vä		
<b>Bord</b>					
	80390	0100-999-001	Bord sb 55-72		
<b>Drivringar</b> (drivringar får inte monteras bort - drivring std aluminium kan flyttas in ett hack vilket minskar yttermättet med 1cm/sida)					
x	81505	0120-999-060	Drivring aluminium svart		
	71849	42893912	Drivringar plastade, par		
	65516	DR1099-99	Drivring Poly-kompakt 24tum 6-öron 22mm friktion hård (Decon), styck		
<b>Länkhjul</b>					
x	61225	0120-999-050	Länkhjul 125x30mm inkl stål gaffel		
<b>Syrgashållare</b>					
	72273	42793998	Syrgashållare (O2-hållare) diameter 10cm		
<b>Sittdyna</b> (köpartikel). Se även sittdynor i sortimentsöversikterna 181006 och 043303.					
	64386	43649172	Sittdyna XXL Eclipse, plan, sb72 325kg		
	77825	43649182	Sittdyna XXL Eclipse, plan, sb82 325kg		

## Förändring av standardinställning

Önskar du andra inställningar ange aktuellt Sesamnr enligt nedan.

Sesam nr	Benämning	Information
51176	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Sitthöjd fram och bak ändras genom att sittplattan höjs och sänks. Max 5 cm skillnad fram/bak. <i>Sitthöjd fram std är 43.5 cm, anges inte.</i> <b>Övriga sitthöjder är 36, 38.5, 41, 46, 48.5 eller 51cm</b>
51172	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Max 5 cm skillnad fram/bak <i>Sitthöjd bak std är 41cm, anges inte.</i> <b>Övriga sitthöjder är 36, 38.5, 43.5, 46, 48.5 eller 51cm</b>
60036	Annat Sitsdjup än std, ange djup i fältet kommentarsfältet	Sittdjup ändras genom att ryggstödet flyttas. <i>Sittdjup std är 46cm för sb55-66cm samt 56cm för sb72-82cm, anges inte.</i> <b>Övriga sittdjup är 41.5, 43.5, 46, 48.5, 51, 53.5 eller 56cm</b>
60035	Annan Ryggstödsvinkel än std, ange höjd i kommentarsfältet	<i>Ryggstödsvinkel std är 90 grader, anges inte.</i> <b>Övriga ryggstödsvinklar är 85, 95 eller 100 grader</b>
51174	Annan balansering än std, ange balansläge i kommentarsfältet	<i>Drivhjulposition std är håll 2, anges inte.</i> <b>Övriga drivhjulpositioner är håll 1-4, där håll 4 är längst fram.</b> 