

## Beställningsstöd

### Cross 5 & 6 -vanligaste tillbehören

- Detta är enbart ett dokument för att få en överblick av de vanligaste tillbehören som finns till dessa två modeller.
  - Rullstolen och dess tillbehör beställs i Websesam via komponenthantering, **glöm inte att koppla tillbehören till individen.**
  - För att ändra inställningar så som ryggstödshöjd, sitthöjd och balansläge, se beställningsstöd för inställningar.
  - Ange vilken sida du önskar tillbehör monterade där samma artikel används till höger och vänster, t ex vissa bålstöd.
  - Beställer du tillbehör som du inte vill ha monterade, skriv kommentar.
  - Huvudregeln är att om inget annat anges i benämningen så är artiklarna styck. Om det är par eller kit/set/sats så ska det framgå i benämningen. Står det inte något i benämningen- utgå från att det är styck och beställ 2 st om du önskar ett par.
  - Fr.o.m 250301 levererar Etac Cross 6 med nya drivhjul, framgafflar och länkhjul. Drivhjulen (ej VB) har 6 fästpunkter. Äldre hjul har 4 fästpunkter. Rekonditionerad stol kan levereras med nya eller äldre delar.
- Detta beställningsstöd ska **INTE** skickas in.

#### Beskrivning standardutförande:

Långa armstöd  
Vinkelfasta benstöd vid vinkel  
Drivhjul 24" massiva däck  
Länkhjul 6" (art.nr 85889)  
Framgaffel Medium (art.nr 85897)  
Sitthöjd bak 45 cm  
Sitthöjd fram 47 cm  
Cambervinkel 2 gr  
Ryggstödshöjd 40 cm



## Cross 5 & 6

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Armstöd/Sidostöd</b>			
<b>X</b>	<b>14193</b>	<b>25173-2</b>	<b>Armstöd Cross lång vä</b>
<b>X</b>	<b>14192</b>	<b>25173-1</b>	<b>Armstöd Cross lång hö</b>
	<b>14191</b>	25172-2	Armstöd Cross kort vä
	<b>14190</b>	25172-1	Armstöd Cross kort hö
	<b>87448</b>	28801-1	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd hö
	<b>87449</b>	28801-2	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd vä
	<b>82002</b>	28827-1	Armstöd Prio komfort 49cm hö
	<b>82003</b>	28827-2	Armstöd Prio komfort 49cm vä
	<b>82004</b>	51018	Distans breddningssats 5mm armstöd st
	<b>19836</b>	25770-60-1	Armstödsdyna hemi Cross hö
	<b>19837</b>	25770-60-2	Armstödsdyna hemi Cross vä
	<b>40454</b>	26879	Armstödsdyna Cross bred o mjuk
	<b>62492</b>	62282-60	Armstödspolster kort Cross
	<b>62493</b>	62283-60	Armstödspolster långt Cross
	<b>62730</b>	26240-60	Armstödsdyna Cross gel kort kpl
	<b>62731</b>	26241-60	Armstödsdyna Cross gel lång kpl
	<b>85995</b>	63372-1	Sidoskyddsdyna/polstring hö Cross
	<b>85996</b>	63372-2	Sidoskyddsdyna/polstring vä Cross
	<b>86382</b>	24781-1	Sidoskydd aktiv t. Cross djupjusterbar hö kpl
	<b>86383</b>	24781-2	Sidoskydd aktiv t. Cross djupjusterbar vä kpl
	<b>85995</b>	63372-1	Sidoskyddsdyna/polstring hö Cross
	<b>85996</b>	63372-2	Sidoskyddsdyna/polstring vä Cross
	<b>82991</b>	63271-1	Polstring sidoskydd Prio hö kpl
	<b>82992</b>	63271-2	Polstring sidoskydd Prio vä kpl

38 cm lång

25 cm lång

Beställ 2 st distanser, art.nr 82004

Beställ 2 st distanser, art.nr 82004. 8 cm bred på bredaste stället, mjuk, justerbar i djupled



38 cm lång







8x40 cm (BxL)








Minskar sb ca 1,5cm, passar Crossens sidoskydd, bilden visar Prio.

Minskar sb ca 1,5cm



Sesam						
art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild			
<b>Armstöd/Sidostöd fortsättning</b>						
55840	27397-1	Stänkskärm svart Cr/EI hö med ställbart fäste				
55841	27397-2	Stänkskärm svart Cr/EI vä med ställbart fäste				
55752	27391-1	Lårstöd kort hö kompl	50 cm lång			
55753	27391-2	Lårstöd kort vä kompl				
55754	27392-1	Lårstöd lång hö kompl	57 cm lång			
55755	27392-2	Lårstöd lång vä kompl				
62705	82488-1	Mjukdyna lårstöd hö kompl				
62706	82488-2	Mjukdyna lårstöd vä kompl				
<b>Benstöd</b>						
x	14198	25574-01	Benstöd vf vid vinkel svart hö vä			
	14509	25575-01	Benstöd vf vid vinkel låsbart svart hö vä			
	14200	25571-01	Benstöd vf snäv vinkel kort svart hö vä	I kombination med äldre 6,5" samt 8" länkhjul måste breddat framgaffelfäste användas, art.nr 19812, beställ även lock 51449. Önskas nya 6" länkhjul för att undvika att använda breddat framgaffelfäste, skriv kommentar att 6" länkhjul krävs pga. snäva benstöd.		
	14199	25570-01	Benstöd vf snäv vinkel svart hö vä			
	14506	25572-01	Benstöd vf snäv vinkel kort låsbart svart hö vä			
	18258	25573-01	Benstöd vf snäv vinkel låsbart svart hö vä			
	21925	25660-01	Benstöd vs Cross mod 1 hö vä svart exklusive vadplatta och dynkonsol	Beställ även vadplatta och dynkonsoll Fungerar ej bilateralt på sb35 (går men väldigt tajt)		
	14519	62105-60	Vadplatta benstöd vs sb35-37,5 mörkgrå exkl dynkonsol	Beställ även dynkonsol 14551		
	14513	62104-60	Vadplatta benstöd vs sb40-42,5 mörkgrå exkl dynkonsol			
	51898	62484-60	Vadplatta benstöd vs 45-47.5 mörkgrå exkl dynkonsol			
	32903	62451-60	Vadplatta benstöd vs sb50-60 mörkgrå exkl dynkonsol			
	14551	24544-01	Dynkonsol för vadplatta till benstöd vs Cross mod 1 svart			
	28878	26100	Benstöd vs m vadmödd mod 3 kpl vä/hö	Fungerar ej bilateralt på sb35		
	54702	62762-63	Överdrag vadplatta vs benstöd mod 3 Dartex			

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Benstöd fortsättning</b>			
<b>85039</b>	27730-01-1	Benstöd vinkelställbar hö utan vadstöd och fotstöd, Prio	Beställ även vadstöd. Vid beställning av vinkelställbart benstöd som ska kompletteras till redan förskriven rullstol måste fotplatta beställas om man vill ha komplett benstöd inkl vadstöd och fotplatta. 
<b>85040</b>	27730-01-2	Benstöd vinkelställbar vä utan vadstöd och fotstöd, Prio	
<b>85041</b>	27733-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb40 Cross sb42,5-45	Passar både höger och vänster. Beställ även benstöd samt fotplatta. Passar Cross från sb 42,5. 
<b>85042</b>	27734-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb45 Cross sb47,5-50	
<b>85043</b>	27735-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb50 Cross sb52,5-55	
<b>85044</b>	27736-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb55 Cross sb57,5-60	
<b>79752</b>	28777-1	Knästöd yttre kpl hö till fasta benstöd u lås	
<b>79753</b>	28777-2	Knästöd yttre kpl vä till fasta benstöd u lås	
<b>59984</b>	25516-60	Amputationsbenstöd Cross kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	
<b>40452</b>	26876	Amputationsvikt 3kg Cross kpl	
<b>56285</b>	27417-1	Gipsbenstöd Cross inkl 3 dynor hö kompl	
<b>56286</b>	27417-2	Gipsbenstöd Cross inkl 3 dynor vä kompl	
<b>68040</b>	82520	Dyna gipsbenstöd kpl	
<b>14526</b>	25356	Vadband Cross sb35 37,5 kpl	
<b>14537</b>	25357	Vadband Cross sb40 42,5 kpl	
<b>14541</b>	25358	Vadband Cross sb45 47,5 kpl	
<b>73730</b>	62148	Vadband Cross 50 cm	
<b>62588</b>	26845	Polstring för vadband 20 cm Cross	
<b>62671</b>	26846	Polstring för vadband 30cm Cross	
<b>62672</b>	26847	Polstring för vadband 40cm Cross	
<b>74004</b>	63186-60	Vadmatta 75 cm, passar sb35-47,5, höjd 22cm	39cm mellan urfasningen, höjd urfasning ca 7cm
<b>74005</b>	63187-60	Vadmatta 90 cm, passar sb50-60, höjd 22cm	54cm mellan urfasningen, höjd urfasning ca 7cm



Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
<b>Fotstöd</b>				
X	40594	25641-1	Fotplatta std sb35 hö mått 15mm svart	
X	40596	25641-2	Fotplatta std sb35 vä mått 15mm svart	
X	40597	25642-1	Fotplatta std sb37,5 hö mått 15mm svart	
X	40598	25642-2	Fotplatta std sb37,5 vä mått 15mm svart	
X	40599	25643-1	Fotplatta std sb40 hö mått 15mm svart	
X	40600	25643-2	Fotplatta std sb40 vä mått 15mm svart	
X	40601	25644-1	Fotplatta std sb42,5 hö mått 15mm svart	
X	40602	25644-2	Fotplatta std sb42,5 vä mått 15mm svart	
X	40604	25645-1	Fotplatta std sb45 hö mått 15mm svart	
X	40605	25645-2	Fotplatta std sb45 vä mått 15mm svart	
X	40606	25736-1	Fotplatta std sb47,5 hö mått 15mm svart	
X	40607	25736-2	Fotplatta std sb47,5 vä mått 15mm svart	
X	40608	25646-1	Fotplatta std sb50-60 hö mått 15mm svart	
X	40609	25646-2	Fotplatta std sb50-60 vä mått 15mm svart	
	57741	82603	Infästningsrör fotplatta xkort c/c 15 mm svart	Längd 11cm
	40635	81999	Infästningsrör fotplatta kort c/c 15mm svart	Längd 16cm
X	40634	81997	<b>Infästningsrör fotplatta std c/c 15mm svart</b>	Längd 24cm (ingår i standard)
	40636	81998	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15mm svart	Längd 34cm
	22526	25936	Fotplatta hel sb35-37,5 kpl	
	22527	25937	Fotplatta hel sb40-47,5 kpl	Ej kompatibel med någon förlängning
	40566	26853	Fotplatta hel sb50-60 kpl	
	74006	63188-60-1	Polstring delad fotplatta sb35-40 hö	
	74007	63188-60-2	Polstring delad fotplatta sb35-40 vä	
	73910	63189-60-1	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 hö	
	73911	63189-60-2	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 vä	
	74192	63190-60	Polstring hel fotplatta Cross sb40-47,5	
	74193	63191-60	Polstring hel fotplatta Cross sb50-60	
	14548	24458	Hälband t fotpl	Ej kompatibel med någon förlängning
	21033	50798	Fotplatta förlängningsdel Cross 6/Xact sb40-42,5, Prio sb40, kpl sats	Förlänger lite framåt och lite bakåt.
	21035	50799	Fotplatta förlängningsdel Cross 6/Xact sb45-47,5, Prio sb45, kpl sats	Till en styck fotplatta, för par, beställ 2 st
	21036	50800	Fotplatta förlängningsdel Cross 6/Xact sb50-52,5 Cross 5 XL sb50-60 Prio sb50-55, kpl sats	






Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Fotstöd fortsättning</b>			
79747	28774	Förlängning fotplatta S kpl Hel fotplatta 250x225mm passar Cross/Xact sb35-50 Prio sb40-45	Kräver borring i fotplatta (std används). Breddat framgaffelfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449. Monteras enligt alternativ B (uppfällbar). Ange om alternativ A (fast monterad, ej uppfällbar) önskas. 
79748	28775-1	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm hö, passar Cross/Xact sb40-47,5 Prio sb40-45	Kräver borring i fotplatta (std används). Breddat framgaffelfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449. Monteras enligt alternativ A (delade) i mont.anvisning. Ange om alternativ B (ihopskruvade, ej uppfällbar) önskas. Vid sammankoppling av förlängningarna, för hel plattform, bör styrning fotplatta användas; 79746 Förlänger bakåt 
79749	28775-2	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm vä, passar Cross/Xact sb40-47,5 Prio sb40-45	
79750	28776-1	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm hö, passar Cross/Xact sb50-52.5 Prio sb50-55	Används vid sammankoppling av förlängningar M och L. Förlängarna monteras enligt alternativ C (ihopskruvade uppfällningsbar) i monteringsanvisning. Passar ej till 21033, 21035 och 21036 
79751	28776-2	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm vä, passar Cross sb50-52.5 Prio sb50-55	
79746	28773	Styrning fotplatta S/M/L hel kpl	Används vid sammankoppling av förlängningar M och L. Förlängarna monteras enligt alternativ C (ihopskruvade uppfällningsbar) i monteringsanvisning. Passar ej till 21033, 21035 och 21036 
79745	28772	Sidoskydd fotplatta kpl H35 mm till förlängning S/M/L fotplatta	Passar ej till 21033, 21035 och 21036
81710	28642	Fotlåda medium passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45	Kräver borring i fotplatta (monteras i förlängning fotplatta, se ovan, på std fotplatta). Breddat framgaffelfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449. 
81711	28643	Fotlåda large passar Cross sb50-52,5 Prio sb 45-55	
<b>Rygg</b>			
79112	28658	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross/Xact sb35-40	Se information under artikelnummer i Websesam 
79113	28659	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross/Xact sb42.5-50 Prio sb40-45	
79114	28660	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross sb52.5-60 Prio sb50-55	
57558	63012-60	Ryggkil kort 15 cm Cross 5 Cross 6	Beställ 2 st för komplett par 
57559	63013-60	Ryggkil lång 30 cm Cross 5 Cross 6	
83306	28637	Breddningssköld rygg	
68031	28030	Komfortkil H20 B90 L130 rygg 3A par	
68034	28139	Komfortkil H20 B110 L185 rygg 3A par	
68035	28040	Komfortkil H25 B175 L200 rygg 3A par	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Rygg fortsättning</b>			
<b>57521</b>	62956-60	Överdrag rygg komfort Cross sb35 mörkgrå	
<b>57522</b>	62957-60	Överdrag rygg komfort Cross sb37.5 cm mörkgrå	
<b>57523</b>	62958-60	Överdrag rygg komfort Cross sb40 mörkgrå	
<b>57524</b>	62959-60	Överdrag rygg komfort Cross sb 42.5 mörkgrå	
<b>57525</b>	62960-60	Överdrag rygg komfort Cross sb45 mörkgrå	
<b>57526</b>	62961-60	Överdrag rygg komfort Cross sb47.5 mörkgrå	
<b>57527</b>	62962-60	Överdrag rygg komfort Cross sb50 mörkgrå	
<b>57528</b>	62963-60	Överdrag rygg Komfort Cross sb52.5 mörkgrå	
<b>57529</b>	62964-60	Överdrag rygg komfort Cross sb55 mörkgrå	
<b>57530</b>	62965-60	Överdrag rygg komfort Cross sb57.5 mörkgrå	
<b>57531</b>	62966-60	Överdrag rygg komfort Cross sb60 mörkgrå	
<b>57543</b>	63033-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb35 mörkgrå	
<b>57544</b>	63034-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb37.5 mörkgrå	
<b>57545</b>	63035-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb40 mörkgrå	
<b>57546</b>	63036-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb42.5 mörkgrå	
<b>57547</b>	63037-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb45 mörkgrå	
<b>57548</b>	63038-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb47.5 mörkgrå	
<b>57549</b>	63039-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb50 mörkgrå	
<b>57550</b>	63040-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb52.5 mörkgrå	
<b>57551</b>	63041-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb55 mörkgrå	
<b>57552</b>	63042-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb57.5 mörkgrå	
<b>57553</b>	63043-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb60 mörkgrå	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Bålstöd</b>			
68439	28143	Bålstöd rygg 3A kpl +15 mm	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas 
68438	28142	Bålstöd rygg 3A kpl 0 mm	
68440	28144	Bålstöd rygg 3A kpl -15 mm	
68441	28145	Bålstöd rygg 3Akpl -45 mm	
74917	28180-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl hö	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas 
74918	28180-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl vä	
68436	28141-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl hö	
68437	28141-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl vä	
57749	27395	Bålstöd rygg 3A inkl beslag	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas 
64425	27915-1	Bålstöd mellan rakt stag ssb hö rygg 3A H6.5 L17 kompl	
64426	27915-2	Bålstöd mellan rakt stag ssb vä rygg 3A H6.5 L17 kompl	
64427	27916-1	Bålstöd stor rakt stag ssb hö rygg 3A H9 L19 kompl	
64428	27916-2	Bålstöd stor rakt stag ssb vä rygg 3A H9 L19 kompl	
85592	28647	Överdrag bålstöd kpl	
68037	63171-60-1	Sidodyna rygg hö	
68038	63171-60-2	Sidodyna rygg vä	
68032	28136	Sidostopp rygg rak 40 mm Cross 5 Cross 6	Kombineras med sidodyna för ökad stabilitet. Justerbar i djup och höjd. Styckvis, ange hö eller vä sida om endast ett önskas 
68036	28173	Breddning rygg 30mm 3A Cross 5	Ökar ryggstödetets bredd med 30 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Ange hö eller vä sida om endast en önskas 


Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>40936</b>	26720	Sits hård Cross Next kort sb35-37,5 ECS inkl monteringsats	<p>Monteras i läge A om inget annat anges. Sitthöjden enligt sitthöjdstabellen mäts till sitsrörets ovankant oavsett placering av hårsitsen.</p>  
<b>40937</b>	26721	Sits hård Cross Next kort sb40-42,5 ECS inkl monteringsats	
<b>40938</b>	26722	Sits hård Cross Next kort sb45-47,5 ECS inkl monteringsats	
<b>40939</b>	26723	Sits hård Cross Next kort sb50-52,5 ECS inkl monteringsats	
<b>40941</b>	26725	Sits hård Cross Next lång sb35-37,5 ECS inkl monteringsats	
<b>40942</b>	26726	Sits hård Cross Next lång sb40-42,5 ECS inkl monteringsats	
<b>40943</b>	26727	Sits hård Cross Next lång sb45-47,5 ECS inkl monteringsats	
<b>40944</b>	26728	Sits hård Cross Next lång sb50-52,5 ECS inkl monteringsats	
<b>14735</b>	80714	Komfortkil sittdyna sb35-37,5 universal	
<b>14736</b>	80715	Komfortkil sittdyna sb40-45 universal	
<b>17565</b>	80779	Komfortkil sittdyna sb47-60 universal	

#### Huvudstöd


<b>86945</b>	28644-60	Huvudstöd sidojusterbart med 3 vred 26x14cm mörkgrå plysch inkl turlestag 350 mm	Tre vred, bilden visar enbart 1 vred	
<b>80402</b>	80684	Vred M 8x25 mm svart	För utbyte av skruvar på Huvudstöd anatomiskt. Huvudstöd sidojusterbart (art.nr 86945) har tre vred som standard.	
<b>78875</b>	28564	Minnesfunktion huvudstöd Cross kpl		
<b>90215</b>	29012	Förlängning huvudstödsfäste	Får endast förlängas framåt, ej uppåt	
<b>68004</b>	28125	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb35 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>68005</b>	28126	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb37,5 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>68006</b>	28127	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb40 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>68007</b>	28128	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb42,5 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>68008</b>	28129	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb45 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>68009</b>	28130	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb47,5 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>68010</b>	28131	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb50 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
<b>20970</b>	25795	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	Används endast när körbygel önskas utan tvärstag. Vid transport i fordon måste stolen ha tvärstag även om körbåge med huvudstöd används.	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
--------------	-------------	-----------	----------------

Körhandtag/Körbygel

X	59441	27588-01	Körhandtag h/s Cross 100 mm grepp	
	85885	28875	Körhandtag fast 3A rygg	Ej till Cross 5XL
	57690	27433-01	Körbygel hrb 32,5 Cross 5/6 sb35	
	18921	25578-01	Körbygel hrb Cross I sb35 samt Cross 5/6 sb37,5	
	18922	25579-01	Körbygel hrb Cross I sb37,5 samt Cross 5/6 sb40	
	18924	25580-01	Körbygel hrb Cross I sb40 samt Cross 5/6 sb42,5	
	18925	25581-01	Körbygel hrb Cross I sb42,5 samt Cross 5/6 sb45	
	18926	25582-01	Körbygel hrb Cross I sb45 samt Cross 5/6 sb47,5	
	20661	25730-01	Körbygel hrb Cross I sb47,5 samt Cross 5/6 sb50	

Körhandtag/Körbygel forts.

	73251	27161	Körbygel hrb och vrb Cross I sb35 samt Cross 5/6/Xact sb37,5	
	75104	27162	Körbygel hrb och vrb Cross I sb37,5 samt Cross 5/6/Xact sb40	
	56020	27163	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb40 samt Cross 5/6/Xact sb42,5	
	78863	27164	Körbygel hrb och vrb Cross I sb42,5 samt Cross 5/6 sb45	
	78864	27165	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb45 samt Cross 5/6/Xact sb47,5	
	78865	27166	Körbygel hrb och vrb Cross I sb47,5 samt Cross 5/6/Xact sb50	
	78866	27167	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb50 Cross5/6 sb52,5	

Drivhjul (axel behöver inte beställas)

Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen.

För alternativa däck kontakta kundtjänst

UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)

	86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas	Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo.
	85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
	85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
x	85905	83877	<b>Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel</b>	
	66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel	

Sesam				Kommentar/Bild
art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Drivhjul (axel behöver inte beställas)	
<b>MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)</b>				
	<b>85899</b>	81338B	Drivhjul 20tum VB Etac massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
	<b>32720</b>	81341	Drivhjul 22tum VB Etac massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
<b>x</b>	<b>36089</b>	<b>81348</b>	<b>Drivhjul 24tum VB Etac massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel</b>	Std på rullstol med vårdarbroms
	<b>68945</b>	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel	
<b>ENARMSDRIFT</b>				
	<b>40564</b>	26534	Enarmsdrift 20tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	Kan ej kombineras med vårdarbroms OBS! Ange hö- eller vä-drift. Komplettera med teleskopaxel för motsvarande sittbredd. Ekerskydd på drivringssidan blir specialanpassning. Passar samtliga Cross-stolar.
	<b>40565</b>	26533	Enarmsdrift 22tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
	<b>35413</b>	26522	Enarmsdrift 24tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
	<b>58800</b>	27317	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 35-37.5 cm	
	<b>58801</b>	27318	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 40-42.5 cm	
	<b>58802</b>	27319	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 45-50 cm	
	<b>53111</b>	27320	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 52,5-57.5cm	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Drivringar</b>			
86230	83339	Drivring 20tum plastad 6 fp	Till drivhjul C6 med 6 fästpunkter.
86229	83338	Drivring 22tum plastad 6 fp	Beställ även monteringskit 87445, för att få rätt distans om det har suttit rostfri drivring på tidigare.
85901	83335	Drivring 24tum plastad 6 fp	
86978	7000178	Drivring Softgrepp 22tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
86979	7000179	Drivring Softgrepp 24tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
40653	4100210	Drivring Plast 20tum diam 465mm sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac Invacare m fl, 23 mm friktion hård	Till vårdarbromsat hjul samt äldre Cross-drivhjul utan vårdarbroms med 4 fästpunkter för drivring.
57187	4000301	Drivring Plast 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Invacare Etac Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
20297	4000300	Drivring Plast 24tum diam 540mm sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
65442	7000181	Drivring Softgrepp 20tum sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac, Invacare m fl, 28mm friktion mjuk	Till vårdarbromsat hjul samt äldre Cross-drivhjul utan vårdarbroms med 4 fästpunkter för drivring
52080	7000182	Drivring Softgrepp 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
52079	7000180	Drivring Softgrepp 24tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
19667	24442	Drivring cellgummi 20tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Till vårdarbromsat hjul samt äldre Cross-drivhjul utan vårdarbroms med 4 fästpunkter för drivring.
15224	24551	Drivring cellgummi 22tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Beställ även monteringsats 20256 för att få rätt distanser, viktigt att byta distanser om det har suttit rostfri drivring tidigare.
66111	80800	Drivring cellgummi 24tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	
<b>Ekerskydd</b>			
62545	220200	Ekerskydd 20tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare m.fl	
62546	4100283	Ekerskydd 22tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare m.fl	
62547	4100300	Ekerskydd 24tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare, HD m.fl	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
<b>Bord</b>			
14560	24417	Bord 45cm för sb35 kpl	Används med långa armstöd (std-armstöd)
15234	25187	Bord 47,5cm för sb37,5 kpl	
14568	24418	Bord 50cm för sb40 kpl	
15236	25188	Bord 52,5cm för sb42,5 kpl	
14572	24419	Bord 55cm för sb45 kpl	
19656	25731	Bord 57,5cm för sb47,5 kpl	
14576	24601	Bord 60cm för sb50 kpl	
56158	27352-1	Hemibord halvt hö	
56159	27352-2	Hemibord halvt vä	
38238	26563	Hemibord sb35 långt överdrag	Till kort armstöd beställs dessa bord plus Armstödsdyna kort, 52834
38239	26564	Hemibord sb37,5 långt överdrag	
38240	26565	Hemibord sb40 långt överdrag	
38241	26566	Hemibord sb42,5 långt överdrag	
38242	26567	Hemibord sb45 långt överdrag	
38243	26568	Hemibord sb47,5 långt överdrag	
38244	26569	Hemibord sb50 långt överdrag	
52834	81631	Armstödsdyna kort hemibord	Beställs tillsammans med Hemibord ovan om det ska sitta på kort armstöd
62659	81633	Hemibord halkskydd	
<b>Övrigt</b>			
58207	27533	Breddningssats Cross 10 mm broms mod 3	Passar Cross 5 och 6. Ej i kombination med vårdarbroms
41097	26854	Breddningssats Cross I Transit 20 mm	Passar Cross I och Transit
80981	28323	Droppställning Cross/Xact kompl	
83935	28937	Syrgashållare kpl	Innehåller två st fästen, vinklat fäste passar Cross 6. Rakt fäste passar Cross 5, Cross 5XL samt Transit 
70279	28186	Fäste bröstsele Cross/Prio/Xact	Kräver huvudstöd för montering
84559	3181152-1	Fäste H-sele Kudu reglerbar rygg 24cm	Cross sb 35 och ev. 37,5. Kräver huvudstöd för montering
62735	25668	Höftbälte Cross kpl 100cm	Passar Cross I och Cross 5
63808	26163	Höftbälte Cross XL kpl 125cm	Passar Cross I och Cross 5 samt XL
76869	27904	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 100cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	Position, A är standard, ange om position B önskas.
76872	28544	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 128cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	A= fästs i bakre spår B= fästs i främre spår framför armstödsfäste (för bild, se monteringsanvisning)
32348	27327	Käpphållare universal kompl Cross/Transit	
17476	25515	Bromsspaksförlängare Cross hö vä kpl	Ange vilken sida den ska monteras på om enbart 1 st beställs.
57573	27531-1	Enhandsbroms Cross kompl hö mod 3	Enhandsbromsen levereras med standardhandtag (bromsspaksförlängare). Ange om vinklat bromshandtag önskas istället.
57574	27531-2	Enhandsbroms Cross kompl vä mod 3	
19812	80899	Framgaffelfäste breddat Etac	Komplettera med lock, 51449
51449	50429	Lock framgaffelfäste breddat	