

Beställningsstöd

Cross 5 & 6 -vanligaste tillbehören

- Detta är enbart ett dokument för att få en överblick av de vanligaste tillbehören som finns till dessa två modeller.
 - Rullstolen och dess tillbehör beställs i Websesam via komponenthantering, **glöm inte att koppla tillbehören till individen.**
 - För att ändra inställningar så som ryggstödshöjd, sitthöjd och balansläge, se beställningsstöd för inställningar.
 - Ange vilken sida du önskar tillbehör monterade där samma artikel används till höger och vänster, t ex vissa bålstöd.
 - Beställer du tillbehör som du inte vill ha monterade, skriv kommentar.
 - Huvudregeln är att om inget annat anges i benämningen så är artiklarna styck. Om det är par eller kit/set/sats så ska det framgå i benämningen. Står det inte något i benämningen- utgå från att det är styck och beställ 2 st om du önskar ett par.
 - Fr.o.m 250301 levererar Etac Cross 6 med nya drivhjul, framgafflar och länkhjul. Drivhjulen (ej VB) har 6 fästpunkter. Äldre hjul har 4 fästpunkter. Rekonditionerad stol kan levereras med nya eller äldre delar.
- **Detta beställningsstöd ska INTE skickas in.**

Beskrivning standardutförande:

Långa armstöd
Vinkelfasta benstöd vid vinkel
Drivhjul 24" massiva däck
Länkhjul 6" (art.nr 85889)
Framgaffel Medium (art.nr 85897)
Sitthöjd bak 45 cm
Sitthöjd fram 47 cm
Cambervinkel 2 gr
Ryggstödshöjd 40 cm



Cross 5 & 6

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Armstöd/Sidostöd			
X	14193	25173-2	Armstöd Cross lång vä
X	14192	25173-1	Armstöd Cross lång hö
	14191	25172-2	Armstöd Cross kort vä
	14190	25172-1	Armstöd Cross kort hö
	87448	28801-1	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd hö
	87449	28801-2	Armstöd R82 37cm med Prio-sidoskydd vä
	82002	28827-1	Armstöd Prio 49cm hö
	82003	28827-2	Armstöd Prio 49cm vä
	82004	51018	Distans breddningssats 5mm armstöd st
	19836	25770-60-1	Armstödsdyna hemi Cross hö
	19837	25770-60-2	Armstödsdyna hemi Cross vä
	40454	26879	Armstödsdyna Cross bred o mjuk
	62492	62282-60	Armstödspolster kort Cross
	62493	62283-60	Armstödspolster långt Cross
	62730	26240-60	Armstödsdyna Cross gel kort kpl
	62731	26241-60	Armstödsdyna Cross gel lång kpl
	85995	63372-1	Sidoskyddsdyna/polstring hö Cross
	85996	63372-2	Sidoskyddsdyna/polstring vä Cross
	86382	24781-1	Sidoskydd aktiv t. Cross djupjusterbar hö kpl
	86383	24781-2	Sidoskydd aktiv t. Cross djupjusterbar vä kpl
	85995	63372-1	Sidoskyddsdyna/polstring hö Cross
	85996	63372-2	Sidoskyddsdyna/polstring vä Cross
	82991	63271-1	Polstring sidoskydd Prio hö kpl
	82992	63271-2	Polstring sidoskydd Prio vä kpl

38 cm lång

25 cm lång

Beställ 2 st distanser, art.nr 82004

Beställ 2 st distanser, art.nr 82004. 8 cm bred på bredaste stället, mjuk, justerbar i djupled







38 cm lång


8x40 cm (BxL)



Minskar sb ca 1,5cm, passar Crossens sidoskydd, bilden visar Prio.

Minskar sb ca 1,5cm

Sesam		art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Armstöd/Sidostöd fortsättning					
	55840	27397-1	Stänkskärm svart Cr/EI hö med ställbart fäste		
	55841	27397-2	Stänkskärm svart Cr/EI vä med ställbart fäste		
	55752	27391-1	Lårstöd kort hö kompl	50 cm lång	
	55753	27391-2	Lårstöd kort vä kompl		
	55754	27392-1	Lårstöd lång hö kompl	57 cm lång	
	55755	27392-2	Lårstöd lång vä kompl		
	62705	82488-1	Mjukdyna lårstöd hö kompl		
	62706	82488-2	Mjukdyna lårstöd vä kompl		
Benstöd					
x	14198	25574-01	Benstöd vf vid vinkel svart hö vä		
	14509	25575-01	Benstöd vf vid vinkel låsbart svart hö vä		
	14200	25571-01	Benstöd vf snäv vinkel kort svart hö vä	I kombination med äldre 6,5" samt 8" länkhjul måste breddat framgaffelfäste användas, art.nr 19812-51449 (lock). Önskas nya 6" länkhjul för att undvika att använda breddat framgaffelfäste, skriv kommentar att 6" länkhjul krävs pga. snäva benstöd.	
	14199	25570-01	Benstöd vf snäv vinkel svart hö vä		
	14506	25572-01	Benstöd vf snäv vinkel kort låsbart svart hö vä		
	18258	25573-01	Benstöd vf snäv vinkel låsbart svart hö vä		
	21925	25660-01	Benstöd vs Cross mod 1 hö vä svart exklusive vadplatta och dynkonsol	Glöm inte att beställa vadplatta och dynkonsoll Fungerar ej bilateralt på sb35 (går men väldigt tajt)	
	14519	62105-60	Vadplatta benstöd vs sb35-37,5 mörkgrå exkl dynkonsol	Kom ihåg dynkonsol 14551 - beställs på egen orderrad.	
	14513	62104-60	Vadplatta benstöd vs sb40-42,5 mörkgrå exkl dynkonsol		
	51898	62484-60	Vadplatta benstöd vs 45-47.5 mörkgrå exkl dynkonsol		
	32903	62451-60	Vadplatta benstöd vs sb50-60 mörkgrå exkl dynkonsol		
	14551	24544-01	Dynkonsol för vadplatta till benstöd vs Cross mod 1 svart		
	28878	26100	Benstöd vs m vadstöd mod 3 kpl vä/hö	Fungerar ej bilateralt på sb35	
	54702	62762-63	Överdrag vadplatta vs benstöd mod 3 Dartex		

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Benstöd fortsättning			
85039	27730-01-1	Benstöd vinkelställbar hö utan vadstöd och fotstöd, Prio	Beställ även vadstöd. Vid beställning av vinkelställbart benstöd som ska kompletteras till redan förskriven rullstol måste fotplatta beställas om man vill ha komplett benstöd inkl vadstöd och fotplatta. 
85040	27730-01-2	Benstöd vinkelställbar vä utan vadstöd och fotstöd, Prio	
85041	27733-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb40 Cross sb42,5-45	Passar både höger och vänster. Beställ även benstöd samt fotplatta. Passar Cross från sb 42,5. 
85042	27734-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb45 Cross sb47,5-50	
85043	27735-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb50 Cross sb52,5-55	
85044	27736-65	Vadstöd inkl. fäste hö/vä Prio sb55 Cross sb57,5-60	
79752	28777-1	Knästöd yttre kpl hö till fasta benstöd u lås	
79753	28777-2	Knästöd yttre kpl vä till fasta benstöd u lås	
59984	25516-60	Amputationsbenstöd Cross kompl mörkgrå plysch med skruvar som regleras med insexnyckel	
40452	26876	Amputationsvikt 3kg Cross kpl	
56285	27417-1	Gipsbenstöd Cross inkl 3 dynor hö kompl	
56286	27417-2	Gipsbenstöd Cross inkl 3 dynor vä kompl	
68040	82520	Dyna gipsbenstöd kpl	
14526	25356	Vadband Cross sb35 37,5 kpl	
14537	25357	Vadband Cross sb40 42,5 kpl	
14541	25358	Vadband Cross sb45 47,5 kpl	
73730	62148	Vadband Cross 50 cm	
62588	26845	Polstring för vadband 20 cm Cross	
62671	26846	Polstring för vadband 30cm Cross	
62672	26847	Polstring för vadband 40cm Cross	
74004	63186-60	Vadmatta 75 cm, passar sb35-47,5, höjd 22cm	39cm mellan urfasningen, höjd urfasning ca 7cm
74005	63187-60	Vadmatta 90 cm, passar sb50-60, höjd 22cm	54cm mellan urfasningen, höjd urfasning ca 7cm






Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
Fotstöd				
X	40594	25641-1	Fotplatta std sb35 hö mått 15mm svart	
X	40596	25641-2	Fotplatta std sb35 vä mått 15mm svart	
X	40597	25642-1	Fotplatta std sb37,5 hö mått 15mm svart	
X	40598	25642-2	Fotplatta std sb37,5 vä mått 15mm svart	
X	40599	25643-1	Fotplatta std sb40 hö mått 15mm svart	
X	40600	25643-2	Fotplatta std sb40 vä mått 15mm svart	
X	40601	25644-1	Fotplatta std sb42,5 hö mått 15mm svart	
X	40602	25644-2	Fotplatta std sb42,5 vä mått 15mm svart	
X	40604	25645-1	Fotplatta std sb45 hö mått 15mm svart	
X	40605	25645-2	Fotplatta std sb45 vä mått 15mm svart	
X	40606	25736-1	Fotplatta std sb47,5 hö mått 15mm svart	
X	40607	25736-2	Fotplatta std sb47,5 vä mått 15mm svart	
X	40608	25646-1	Fotplatta std sb50-60 hö mått 15mm svart	
X	40609	25646-2	Fotplatta std sb50-60 vä mått 15mm svart	
	57741	82603	Infästningsrör fotplatta xkort c/c 15 mm svart	Längd 11cm
	40635	81999	Infästningsrör fotplatta kort c/c 15mm svart	Längd 16cm
X	40634	81997	Infästningsrör fotplatta std c/c 15mm svart	Längd 24cm (ingår i standard)
	40636	81998	Infästningsrör fotplatta lång c/c 15mm svart	Längd 34cm
	22526	25936	Fotplatta hel sb35-37,5 kpl	Ej kompatibel med någon förlängning
	22527	25937	Fotplatta hel sb40-47,5 kpl	
	50466	26853	Fotplatta hel sb50-60 kpl	
	74006	63188-60-1	Polstring delad fotplatta sb35-40 hö	
	74007	63188-60-2	Polstring delad fotplatta sb35-40 vä	
	73910	63189-60-1	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 hö	
	73911	63189-60-2	Polstring delad fotplatta sb42,5-50 vä	
	74192	63190-60	Polstring hel fotplatta Cross sb40-47,5	
	74193	63191-60	Polstring hel fotplatta Cross sb50-60	
	14548	24458	Hälband t fotpl	
	21033	50798	Fotplatta förlängningsdel Cross sb40-42.5 kpl sats	Förlänger lite framåt och lite bakåt
	21035	50799	Fotplatta förlängningsdel Cross sb45-47.5 kpl sats	
	21036	50800	Fotplatta förlängningsdel Cross sb50 kpl sats	




Sesam					
art.nr	Lev. art.nr	Benämning		Kommentar/Bild	
Fotstöd fortsättning					
79747	28774	Förlängning fotplatta S kpl Hel fotplatta 250x225mm passar Cross sb35-50 Prio sb40-45		Kräver borrning i fotplatta (std används). Breddat länkhjulsfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449	
79748	28775-1	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm hö, passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45		Kräver borrning i fotplatta (std används). Breddat länkhjulsfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449. Monteras enligt alternativ A (delade) i mont.anvisning. Ange om alternativ B (ihopskruvade, ej uppfällbar) önskas. Vid sammankoppling av förlängningarna, för hel plattform, bör styrning fotplatta användas; 79746 Förlänger bakåt	
79749	28775-2	Förlängning fotplatta M kpl 150x225mm vä, passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45			
79750	28776-1	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm hö, passar Cross sb50-52.5 Prio sb50-55		Används vid sammankoppling av förlängningar M och L. Förlängarna monteras enligt alternativ C (ihopskruvade uppfällningsbar) i monteringsanvisning. Passar ej till 21033, 21035 och 21036	
79751	28776-2	Förlängning fotplatta L kpl 200x225mm vä, passar Cross sb50-52.5 Prio sb50-55			
79746	28773	Styrning fotplatta S/M/L hel kpl			
79745	28772	Sidoskydd fotplatta kpl H35 mm till förlängning S/M/L fotplatta		Passar ej till 21033, 21035 och 21036	
81710	28642	Fotlåda medium passar Cross sb40-47,5 Prio sb40-45		Kräver borrning i fotplatta (monteras i förlängning fotplatta, se ovan, på std fotplatta). Breddat länkhjulsfäste bör användas, art.nr 19812 samt lock 51449.	
81711	28643	Fotlåda large passar Cross sb50-52,5 Prio sb 45-55			
Rygg					
79112	28658	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross/Xact sb35-40		Se information under artikelnummer i Websesam	
79113	28659	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross/Xact sb42.5-50 Prio sb40-45			
79114	28660	Ryggförlängare 6cm till rygg 3A mod 4 (bredare innermått) Cross sb52.5-60 Prio sb50-55			
57558	63012-60	Ryggkil kort 15 cm Cross 5 Cross 6		Beställ 2 st för komplett par	
57559	63013-60	Ryggkil lång 30 cm Cross 5 Cross 6			
83306	28637	Breddningssköld rygg			
68031	28030	Komfortkil H20 B90 L130 rygg 3A par			
68034	28139	Komfortkil H20 B110 L185 rygg 3A par			
68035	28040	Komfortkil H25 B175 L200 rygg 3A par			

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Rygg fortsättning			
57521	62956-60	Överdrag rygg komfort Cross sb35 mörkgrå	
57522	62957-60	Överdrag rygg komfort Cross sb37.5 cm mörkgrå	
57523	62958-60	Överdrag rygg komfort Cross sb40 mörkgrå	
57524	62959-60	Överdrag rygg komfort Cross sb 42.5 mörkgrå	
57525	62960-60	Överdrag rygg komfort Cross sb45 mörkgrå	
57526	62961-60	Överdrag rygg komfort Cross sb47.5 mörkgrå	
57527	62962-60	Överdrag rygg komfort Cross sb50 mörkgrå	
57528	62963-60	Överdrag rygg Komfort Cross sb52.5 mörkgrå	
57529	62964-60	Överdrag rygg komfort Cross sb55 mörkgrå	
57530	62965-60	Överdrag rygg komfort Cross sb57.5 mörkgrå	
57531	62966-60	Överdrag rygg komfort Cross sb60 mörkgrå	
57543	63033-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb35 mörkgrå	
57544	63034-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb37.5 mörkgrå	
57545	63035-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb40 mörkgrå	
57546	63036-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb42.5 mörkgrå	
57547	63037-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb45 mörkgrå	
57548	63038-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb47.5 mörkgrå	
57549	63039-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb50 mörkgrå	
57550	63040-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb52.5 mörkgrå	
57551	63041-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb55 mörkgrå	
57552	63042-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb57.5 mörkgrå	
57553	63043-60	Överdrag rygg komfort hög Cross sb60 mörkgrå	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Bålstöd			
68439	28143	Bålstöd rygg 3A kpl +15 mm	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas
68438	28142	Bålstöd rygg 3A kpl 0 mm	
68440	28144	Bålstöd rygg 3A kpl -15 mm	
68441	28145	Bålstöd rygg 3Akpl -45 mm	
74917	28180-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl hö	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas
74918	28180-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -15mm kpl vä	
68436	28141-1	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl hö	
68437	28141-2	Bålstöd sidosvängbart avtagbart rygg 3A -45mm kpl vä	
57749	27395	Bålstöd rygg 3A inkl beslag	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas
64425	27915-1	Bålstöd mellan rakt stag ssb hö rygg 3A H6.5 L17 kompl	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas
64426	27915-2	Bålstöd mellan rakt stag ssb vä rygg 3A H6.5 L17 kompl	
64427	27916-1	Bålstöd stor rakt stag ssb hö rygg 3A H9 L19 kompl	
64428	27916-2	Bålstöd stor rakt stag ssb vä rygg 3A H9 L19 kompl	
85592	28647	Överdrag bålstöd kpl	
68037	63171-60-1	Sidodyna rygg hö	Ange hö eller vä sida om endast ett bålstöd önskas
68038	63171-60-2	Sidodyna rygg vä	
68032	28136	Sidostopp rygg rak 40 mm Cross 5 Cross 6	Kombineras med sidodyna för ökad stabilitet. Justerbar i djup och höjd. Styckvis, ange hö eller vä sida om endast ett önskas
68036	28173	Breddning rygg 30mm 3A Cross 5	Ökar ryggstödet bredd med 30 mm på var sida. Kombinera gärna med ett bredare ryggöverdrag eller en ryggkil. Ange hö eller vä sida om endast en önskas
Sits			
40936	26720	Sits hård Cross Next kort sb35-37,5 ECS inkl monteringsssats	Monteras i läge A om inget annat anges. Sitthöjden enligt sitthöjdstabellen mäts till sitsrörets ovkant oavsett placering av hårsitsen.
40937	26721	Sits hård Cross Next kort sb40-42,5 ECS inkl monteringsssats	
40938	26722	Sits hård Cross Next kort sb45-47,5 ECS inkl monteringsssats	
40939	26723	Sits hård Cross Next kort sb50-52,5 ECS inkl monteringsssats	
40941	26725	Sits hård Cross Next lång sb35-37,5 ECS inkl monteringsssats	
40942	26726	Sits hård Cross Next lång sb40-42,5 ECS inkl monteringsssats	
40943	26727	Sits hård Cross Next lång sb45-47,5 ECS inkl monteringsssats	
40944	26728	Sits hård Cross Next lång sb50-52,5 ECS inkl monteringsssats	
14735	80714	Komfortkil sittdyna sb35-37,5 universal	
14736	80715	Komfortkil sittdyna sb40-45 universal	
17565	80779	Komfortkil sittdyna sb47-60 universal	



Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
Huvudstöd				
86945	28644-60	Huvudstöd sidojusterbart med 3 vred 26x14cm mörkgrå plysch inkl turlestag 350 mm	Tre vred, bilden visar enbart 1 vred 	
80402	80684	Vred M 8x25 mm svart	För utbyte av skruvar på Huvudstöd anatomiskt. Huvudstöd sidojusterbart (art.nr 86945) har tre vred som standard.	
78875	28564	Minnesfunktion huvudstöd Cross kpl		
68004	28125	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb35 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
68005	28126	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb37,5 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
68006	28127	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb40 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
68007	28128	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb42,5 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
68008	28129	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb45 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
68009	28130	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb47,5 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
68010	28131	Tvärstag m fäste f huvudstöd sb50 kpl m fäste (Etac´s benämning Huvudstödsfäste 3A)		
20970	25795	Huvudstödsfäste för körbygel kompl sats	Används endast när körbygel önskas utan tvärstag. Vid transport i fordon måste stolen ha tvärstag även om körbåge med huvudstöd används.	
Körhandtag/Körbygel				
X	59441	27588-01	Körhandtag h/s Cross 100 mm grepp	
	85885	28875	Körhandtag fast 3A rygg	Ej till Cross 5XL
	57690	27433-01	Körbygel hrb 32,5 Cross 5/6 sb35	
	18921	25578-01	Körbygel hrb Cross I sb35 samt Cross 5/6 sb37,5	
	18922	25579-01	Körbygel hrb Cross I sb37,5 samt Cross 5/6 sb40	
	18924	25580-01	Körbygel hrb Cross I sb40 samt Cross 5/6 sb42,5	
	18925	25581-01	Körbygel hrb Cross I sb42,5 samt Cross 5/6 sb45	
	18926	25582-01	Körbygel hrb Cross I sb45 samt Cross 5/6 sb47,5	
	20661	25730-01	Körbygel hrb Cross I sb47,5 samt Cross 5/6 sb50	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Körhandtag/Körbygel forts.			
73251	27161	Körbygel hrb och vrb Cross I sb35 samt Cross 5/6/Xact sb37,5	
75104	27162	Körbygel hrb och vrb Cross I sb37,5 samt Cross 5/6/Xact sb40	
56020	27163	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb40 samt Cross 5/6/Xact sb42,5	
78863	27164	Körbygel hrb och vrb Cross I sb42,5 samt Cross 5/6 sb45	
78864	27165	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb45 samt Cross 5/6/Xact sb47,5	
78865	27166	Körbygel hrb och vrb Cross I sb47,5 samt Cross 5/6/Xact sb50	
78866	27167	Körbygel hrb och vrb Prio/Transit sb50 Cross5/6 sb52,5	
Drivhjul (axel behöver inte beställas)			
Vid önskemål om annan drivring eller luftdäck läggs detta till komponenthanteringen. För alternativa däck kontakta kundtjänst			
UTAN VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)			
86329	INSTÄLLNING	Drivhjul C6 önskas	Drivhjul C6 har 6 fästpunkter för drivring, det äldre drivhjulet till Cross har 4 fästpunkter. Vissa drivringar finns bara med 6 fästpunkter vilket avgör om man måste ha det nya C6 hjulet, ange i så fall detta artikelnummer, annars kan stolen levereras med nytt eller äldre drivhjul beroende på lagersaldo.
85909	83910	Drivhjul 20tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
85907	83907	Drivhjul 22tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
x	85905	83877 Drivhjul 24tum C6 massivt däck rostfri drivring 6fp exkl axel	
66947	27992	Drivhjul 26tum Cross halvmassivt med drivring rostfri 4fp exkl axel	
X	68940	28092 Drivhjul 24tum Cross drivring rostfri däck massivt, exkl axel	OBS! Detta är det äldre hjulet, rekonditionerade rullstolar kan komma att levereras med detta alternativt det nya C6 hjulet beroende på lagersaldo.

Sesam				
art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild	
Drivhjul (axel behöver inte beställas)				
MED VÅRDARBROMS (axel ingår vid leverans av rullstol)				
	85899	83090	Drivhjul 20tum VB massivt däck utan drivring 4fp exkl axel	Beställ även drivring och monteringsats
	19423	21034	Drivring rostfri 20tum till VB-hjul 4fp	
	68946	28113	Monteringsats drivring VB-hjul 4fp	Endast till rostfri drivring
	32720	81341	Drivhjul 22tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	
x	36089	81348	Drivhjul 24tum VB massivt däck rostfri drivring 4fp exkl axel	Std på rullstol med vårdarbroms
	68945	28112	Drivhjul 26tum VB Cross 2017 drivring rostfri däck massiv innerslang, matt nav 4fp exkl axel	
ENARMSDRIFT				
	40564	26534	Enarmsdrift 20tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	Kan ej kombineras med vårdarbroms OBS! Ange hö- eller vä-drift. Komplettera med teleskopaxel för motsvarande sittbredd. Ekerskydd på drivringssidan blir specialanpassning. Passar samtliga Cross-stolar.
	40565	26533	Enarmsdrift 22tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
	35413	26522	Enarmsdrift 24tum fast nav Cross inkl 2 st drivhjul däck massiva, rostfri lackad drivring. OBS! Ange hö- eller vä-drift	
	58800	27317	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 35-37.5 cm	
	58801	27318	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 40-42.5 cm	
	58802	27319	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 45-50 cm	
	53111	27320	Teleskopaxel enarmsdrift Cross 52,5-57.5cm	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Drivringar			
86230	83339	Drivring 20tum plastad 6 fp	Till drivhjul C6 med 6 fästpunkter.
86229	83338	Drivring 22tum plastad 6 fp	Beställ även monteringskit 87445, för att få rätt distans om det har suttit rostfri drivring på tidigare.
85901	83335	Drivring 24tum plastad 6 fp	
86978	7000178	Drivring Softgrepp 22tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
86979	7000179	Drivring Softgrepp 24tum 6-hål p. Etac C6/Maxx	
40653	4100210	Drivring Plast 20tum diam 465mm sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac Invacare m fl, 23 mm friktion hård	Till vårdarbromsat hjul samt äldre Cross-drivhjul utan vårdarbroms med 4 fästpunkter för drivring.
57187	4000301	Drivring Plast 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Invacare Etac Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
20297	4000300	Drivring Plast 24tum diam 540mm sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 23mm friktion hård	
65442	7000181	Drivring Softgrepp 20tum sned infästning 4 distanshylsor inkl skruv, p Etac, Invacare m fl, 28mm friktion mjuk	Till vårdarbromsat hjul samt äldre Cross-drivhjul utan vårdarbroms med 4 fästpunkter för drivring
52080	7000182	Drivring Softgrepp 22tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
52079	7000180	Drivring Softgrepp 24tum sned och rak infästning distanshylsor inkl skruv 4+4 hål, p Etac Invacare Panthera 4P m fl, 28mm friktion mjuk	
19667	24442	Drivring cellgummi 20tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	Till vårdarbromsat hjul samt äldre Cross-drivhjul utan vårdarbroms med 4 fästpunkter för drivring. Beställ även monteringsats 20256 för att få rätt distanser, viktigt att byta distanser om det har suttit rostfri drivring tidigare.
15224	24551	Drivring cellgummi 22tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	
66111	80800	Drivring cellgummi 24tum 25mm friktion mjuk typ Maxgrepp 4 fp	
Ekerskydd			
62545	220200	Ekerskydd 20tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare m.fl	
62546	4100283	Ekerskydd 22tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare m.fl	
62547	4100300	Ekerskydd 24tum (C-Hål 120mm) transparent. Passande Etac, Invacare, HD m.fl	

Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Bord			
14560	24417	Bord 45cm för sb35 kpl	
15234	25187	Bord 47,5cm för sb37,5 kpl	
14568	24418	Bord 50cm för sb40 kpl	
15236	25188	Bord 52,5cm för sb42,5 kpl	
14572	24419	Bord 55cm för sb45 kpl	
19656	25731	Bord 57,5cm för sb47,5 kpl	
14576	24601	Bord 60cm för sb50 kpl	
56158	27352-1	Hemibord halvt hö	
56159	27352-2	Hemibord halvt vä	
38238	26563	Hemibord sb35 långt överdrag	Till kort armstöd beställs dessa bord plus Armstödsdyna kort, 52834
38239	26564	Hemibord sb37,5 långt överdrag	
38240	26565	Hemibord sb40 långt överdrag	
38241	26566	Hemibord sb42,5 långt överdrag	
38242	26567	Hemibord sb45 långt överdrag	
38243	26568	Hemibord sb47,5 långt överdrag	
38244	26569	Hemibord sb50 långt överdrag	
52834	81631	Armstödsdyna kort hemibord	Beställs tillsammans med Hemibord ovan om det ska sitta på kort armstöd
62659	81633	Hemibord halkskydd	
Övrigt			
58207	27533	Breddningssats Cross 10 mm broms mod 3	Passar Cross 5 och 6. Ej i kombination med vårdarbroms
41097	26854	Breddningssats Cross I Transit 20 mm	Passar Cross I och Transit
80981	28323	Droppställning Cross/Xact kompl	
83935	28937	Syrgashållare kpl	Innehåller två st fästen, vinklat fäste passar Cross 6. Rakt fäste passar Cross 5, Cross 5XL samt Transit 
70279	28186	Fäste bröstsele Cross/Prio/Xact	Kräver huvudstöd för montering
84559	3181152-1	Fäste H-sele Kudu reglerbar rygg 24cm	Cross sb 35 och ev. 37,5. Kräver huvudstöd för montering
62735	25668	Höftbälte Cross kpl 100cm	Passar Cross I och Cross 5
63808	26163	Höftbälte Cross XL kpl 125cm	Passar Cross I och Cross 5 samt XL
76869	27904	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 100cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	Ange önskad position, A eller B A= fästs i ryggplåten/vinkeln
76872	28544	Positioneringsbälte/höftbälte 2-punkt längd 128cm inkl. mont.sats Cross 6, Prio, Xact	B= fästs i skena framför armstödsfäste (för bild, se monteringsanvisning)
32348	27327	Käpphållare universal kompl Cross/Transit	
17476	25515	Bromsspaksförlängare Cross hö vä kpl	Ange vilken sida den ska monteras på om enbart 1 st beställs.
57573	27531-1	Enhandsbroms Cross kompl hö mod 3	Enhandsbromsen levereras med standardhandtag (bromsspaksförlängare). Ange om vinklat bromshandtag önskas istället.
57574	27531-2	Enhandsbroms Cross kompl vä mod 3	
19812	80899	Framgaffelfäste breddat Cross	Komplettera med lock, 51449
51449	50429	Lock framgaffelfäste breddat	