

Beställningsstöd

Quickie M6

Quickie M6 är i standardutförande utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa.

Inte krock-testad

Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och ska inte skickas in.

Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 295 kg.

Drivhjul 24tum med quick-release, däck massiva

Drivring plastad

(rekondad rullstol kan ha alu-drivring, beställ plastad drivring enligt artikelnummer nedan om du inte kan acceptera alu-drivring)

Drivhjulblock standard (för sh47 och 50cm)

Balansering av drivhjul i bakre läget av två möjliga

Länkhjul 5tum massiva

Ryggstöd fast vinkel 8 grader, justerbar rygghöjd 42,5 -51 cm std rh 45cm. Ej reglerbar rygglädsel.

Körhandtag fasta med stabiliseringsstag

Sits typ "hängmatta"

Armstöd avtagbara, höjjusterbara, armstödsplatta 35cm

Benstöd vinkelfasta 60 grader, fotplattsrör medium 39-45cm, fotplatta komposit inkl hälband.

*** Rekonditionerad rullstol kan levereras med antingen fotplatta komposit eller aluminium vinkelställbar, beroende på lagersaldo, om ingen särskild fotplatta anges på egen orderrad.**

Sitthöjd fram/bak 47 cm

Rygghöjd 45cm

Brukarbroms

Bromsspakförlängare

Tippskydd

Färg: Svart

Standard = x



Förändring standardutförande:

Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer, ett artikelnr för varje tillbehör utöver standard som du önskar att beställa. Dessutom finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard.

Sesam art.nr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar
78487	QUICKIEM65547	Rullstol Quickie M6 sb55 sd47 295 kg	
62746	QUICKIEM66045	Rullstol Quickie M6 sb60 sd45 295 kg	
62747	QUICKIEM66050	Rullstol Quickie M6 sb60 sd50 295 kg	
62514	QUICKIEM66055	Rullstol Quickie M6 sb60 sd55 295 kg	
74471	QUICKIEM66547	Rullstol Quickie M6 sb65 sd47 295 kg	

Rullstol i sb70 sd53 finns, men ej aktiverad i Sesam, kontakta konsulent vid behov.
Överväg gärna sittbredd/sittdjup över eller under den storlek du först tänkt, ta hjälp av kundtjänst för att kontrollera lagersaldo.

Samleverans:

Markera **SAMLEVERANS** när du beställer andra tillbehör än standard, om du önskar komplett rullstol. **Annars levereras varje del för sig.**

Armstöd

x	56417	881562	Armstöd Q M6 h/s armstödsplatta lång hö	
x	56418	881563	Armstöd Q M6 h/s armstödsplatta lång vä	

Benstöd

x	66487	641150-SV	Benstödsöverdel Quickie M6 60gr svart hö	Använd runt fotplatterör
x	66488	641170-SV	Benstödsöverdel Quickie M6 60gr svart vä	Använd runt fotplatterör
	56679	641462	Benstödsöverdel Q M6 vs exkl vadplatta hö	Komplettera med fotplatta 62928, vadplatta 56681 samt fotplatterör profil (se nedan)
	56680	641463	Benstödsöverdel Q M6 vs exkl vadplatta vä	Komplettera med fotplatta 62929, vadplatta 56682 samt fotplatterör profil (se nedan)
	56681	755016	Vadplatta Q M6 t benstöd vs hö	
	56682	755019	Vadplatta Q M6 t benstöd vs vä	

Sesam art.nr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar	
Fotplattor				
x	82509	921194	Fotplatta komposit hö	*se info under Beskrivning standardutförande Kan enbart användas med fotplatterör runt, dvs benstödsöverdel 60gr
x	82510	921195	Fotplatta komposit vä	*se info under Beskrivning standardutförande Kan enbart användas med fotplatterör runt, dvs benstödsöverdel 60gr
62928	820469	Fotplatta Quickie M6 alu djup-/vinkelställbar 45-50cm inkl hälband hö	*se info under Beskrivning standardutförande Används med runt alt. profilrör beroende på val av benstödsöverdel.	
62929	820471	Fotplatta Quickie M6 alu djup-/vinkelställbar 45-50cm inkl hälband vä	*se info under Beskrivning standardutförande Används med runt alt. profilrör beroende på val av benstödsöverdel.	
56683	921407	Fotplatta Quickie M6 alu inkl mont. detaljer exkl hälband hö/vä	Ej vinkelställbar. Hälband passar inte. Används med runt alt. profilrör beroende på val av benstödsöverdel.	
77671	921221	Fotplatterör Quickie M6 runt rör kort 18cm US	Till vinkelfast benstödsöverdel 60gr Underbenslängd 30-33cm	
x	56069	921222	Fotplatterör Quickie M6 runt rör medium 24cm US	Till vinkelfast benstödsöverdel 60gr Underbenslängd 35-40 cm
77672	921223	Fotplatterör Quickie M6 runt rör långt 29cm US	Till vinkelfast benstödsöverdel 60gr Underbenslängd 40-42 cm Endast med 8tum länkhjul	
56684	550764	Fotplatterör Quickie M6 profil kort/medium	Till vinkelställbar benstödsöverdel	
78984	550766	Fotplatterör Q M6 profil lång 32cm	Till vinkelställbar benstödsöverdel	
x		Hälband	Finns ej upplagt som artikel hos Sunrise, ordnas vid behov av reservdel, ingår i standard	
Drivringar				
82508	425941M	Drivring Q M6 aluminium	Till "gamla" drivhjulet med rak infästning.	
82095	425943M	Drivring Q M6 plast svart	Till "gamla" drivhjulet med rak infästning, art.nr till nya hjulet med smalare fälg kommer	
x	87451	425039S	Drivring QM6 24tum plastad 6 infästningar	Till "nya" drivhjulet

Sesam art.nr	Lev.art.nr	Benämning	Kommentar	
Länkhjul				
x	76060	400103	Länkhjul 5tum massiv	För sh 43cm och 47cm
	62923	400702	Länkhjul 8tum massiv	För sh 50cm
x	81714	158701	Länkhjulsgaffel Quickie M6 för sitthöjd 47cm och 50cm par	Passar 5tum och 8tum länkhjul
	76062	251629	Länkhjulsgaffel Quickie M6 för sitthöjd 43cm	För sh 43cm
Bromsar				
x	15314	920032M	Bromsspaksförlängare 15cm	
Ryggstödshöjd, alternativ				
	51171	INSTÄLLNING	Annan ryggstödshöjd än std, ange höjd i kommentarsfältet	Ryggstödshöjd är reglerbar, alternativa höjder; 42.5 cm, 45 cm (std, anges ej) , 47.5 cm och 51 cm
Sitthöjd, alternativ				
	51176	INSTÄLLNING	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Enbart plan sits, alternativa höjder är 43 cm, 47 cm (std, anges ej) alternativt 50 cm. För sh 43 beställ även länkhjulsgaffel (76062) För sh 50 beställ även länkhjul 8tum (62923)