



VÄSTRA
GÖTALANDSREGIONEN

Sortimentsöversikt

Kompressionsutrustning

ISO kod 040609

Luftfyllda klädesplagg och kompressionsutrustningar för cirkulationsproblem

Upphandling

Kompression- och antitrombosprodukter RS 202303673

2026-05-01 - 2028-04-30

Produktkonsulent
Charlotta Andersson

Sortimentsöversikten uppdaterades
2026-05-02

Innehållsförteckning

Kompressionspumpar	1
Arjo	1
Flowtron Hydroven 3	1
Flowtron Hydroven 12	1
Apodan	2
Lympha Press Optimal, V2 och Plus	2
Tillbehör till Hydroven 3	3
Tillbehör till Hydroven 12	4
Tillbehör till Lympha Press Optimal	8

Kompressionspumpar

Arjo

Flowtron Hydroven 3

Kompressionsbehandling av armar och ben med 3-kammersystem. Pumpen levererar luft via luftslangar till en uppblåsbar manschett som åstadkommer ett kontrollerat tryck som varsamt komprimerar armen eller benet.

Det hjälper till att öka blodcirkulationen, minska vätskeöverskott, förbättrar venstas och främjar återabsorption av restprodukter.

Pumpen fungerar med en automatisk tidscykel på 1 minut, 30 sek uppblåsning följt av 30 sek tömning.

Utgångstrycket varierar från 30–100 mmHg.

Manschetterna blåses upp växelvis.



Flowtron Hydroven 12

För intermittent kompressionsbehandling av armar och ben med 12-kammersystem.

Har olika behandlingsalternativ såsom sekvensuppblåsning, vågupplåsning och behandling enligt principerna för manuellt lymfdränage. Tryckintervall 15–120 mmHg 30–95 sekunders uppblåsning i intervaller om 5 sekunder.

Tömning 10–95 sekunder i 5-sekundersintervaller.



Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
35676	510004DK	Kompressionspump Flowtron Hydroven 3	Arjo Scandinavia AB
36214	316004dk	Kompressionspump Flowtron Hydroven 12	

Kompressionspumpar

Apodan

Lympha Press Optimal, V2 och Plus

En effektiv kompressionspump med 12 kammarsystem. Lätt att hantera, möjlighet att ställa in olika cykler. Gradient tryck i alla cykler, dvs att trycket alltid är högre över distala områden (händer eller fötter) och lägre över proximala områden (nära eller på bålen).

Lympha Press Optimal Plus

Är den senaste versionen av Lympha Press Optimal serien.

Den har unika funktioner som styrs från mobilen i en mycket lättanvänd Applikation.

På pumpens display, eller med hjälp av en applikation, kan programmen anpassas individuellt efter varje användares behov.

Pumpen kan användas med alla Lympha Press multikammarmanschetter.

- Justerbart graderat tryck, eller likadant tryck i varje luftkammare
- Justerbar paustid mellan uppblåsning och deflation
- Justerbart kvarhållande tryck i en inflationscykel, vilket ger en individuell kompressionstid
- Stängning av enskilda luftkammare



Lymphapress Optimal Plus
(version 3)

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
82978	022104	Kompressionspump Lympha Press <u>Optimal Plus</u> (Version 3)	ApodanNordic A/S
Tidigare sortiment ("Utgått leverantör" men finns kvar i bruk hos Hjälpmedelscentralen)			
68350	022102	Kompressionspump Lympha Press <u>Optimal V2</u> (Version 2)	
50679	022002	Kompressionspump Lympha Press <u>Optimal</u> (Version 1)	

Tidigare sortiment



Lymphapress Optimal V2
(version 2)



Lymphapress Optimal
(version 1)

Tillbehör till Hydroven 3

3 kammarmanschetter Arm & Ben

Leverantör Arjo



Hellång **arm**manschett Flowtron till Hydroven 3

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Axelomkrets (S)	Handomkrets (H)
35680	5103A68	68 cm	62 cm	44 cm
41460	5103A78	78 cm	62 cm	44 cm

Insatsdel/extensionskil för armmanschett

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Utökad omkrets där änden är som bredast	Utökad omkrets där änden är som smalast
35683	510AI68	68 cm	17 cm	12 cm

Kompressionsstövel/ **Ben**manschett Flowtron till Hydroven 3 Längd 50 cm är knälång övriga hellånga.

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Låromkrets (T)	Vadomkrets (C)
35677	5103L50	50 cm	61 cm	56 cm
78764	5103L76	76 cm	72 cm	56 cm
35678	5103L84	84 cm	72 cm	56 cm

Insatsdel/extensionskil för benmanschett

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Utökad omkrets där änden är som bredast	Utökad omkrets där änden är som smalast
35681	510LI50	50 cm	19 cm	14 cm
81521	510LI76	76 cm	19 cm	14 cm
35682	510LI84	84 cm	19 cm	14 cm



Armmanschett



Benmanschett



Insatsdel/extensionskil

Se Arjo Mätguide för
3 och 12 kammar
manschetter s.7

Tillbehör till Hydroven 12

12 kammarmanschetter Arm och ben

Leverantör Arjo



Hellång **arm**manschett Flowtron till Hydroven 12

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Axelomkrets (S)	Handomkrets (H)
36210	316A68	68 cm	62 cm	44 cm
73447	316A78	78 cm	62 cm	44 cm

Insatsdel/extensionskil för armmanschett

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Utökad omkrets där ändan är som bredast	Utökad omkrets där ändan är som smalast
36213	316AI68	68 cm	17 cm	13 cm
73448	316AI78	78 cm	17 cm	13 cm

Kompressionsstövel/ **Ben**manschett Flowtron till Hydroven 12 Standard (S) och Vida ben (W)

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Låromkrets (T)	Vadomkrets (C)
36209	316L76S	76 cm	71 cm	59 cm
36207	316L84S	84 cm	71 cm	59 cm
50836	316L76W	76 cm	79 cm	62 cm
36208	316L84W	84 cm	79 cm	62 cm

Insatsdel/extensionskil för benmanschett

Sesam nr	Lev.art.nr	Längd (L)/ Storlek	Utökad omkrets där ändan är som bredast	Utökad omkrets där ändan är som smalast
36212	316LI76	76 cm	19 cm	14 cm
36211	316LI84	84 cm	19 cm	14 cm



Armmanschett



Arminsats



Benmanschett



Beninsats

Se Arjo Mätguide för
3 och 12 kammar
manschetter s.7

Tillbehör till Hydroven 12

Jackmanschett



Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
78134	316J68	Jackmanschett till Flowtron Hydroven 12, strl 57cm	Arjo
81321	316J78	Jackmanschett till Flowtron Hydroven 12, strl 68cm	
77992	316JA78	Extensionsinsats Arm till Jackmanschett Hydroven 12	
77994	316JIB	Extensionsinsats Rygg till Jackmanschett Hydroven 12	
77995	316JIF	Extensionsinsats Fram till Jackmanschett Hydroven 12	

Lymph Assist Jacket

24 Chamber Complete Upper Body Garment

Order Code	Type	Chest Width	Upper Arm Circumference (UA)	Hand Circumference (H)
316J78	Jacket	90cm	68cm	44cm

Jacket Inserts (non-inflating)

Order Code	Type	Additional Width	
316JIF	Jacket Insert - Front	10cm	
316JIB	Jacket Insert - Back	10cm	
		Additional Width - Axilla	Additional Width - Wrist
316JA78	Jacket Arm Insert	15cm	10cm



Se Arjo Mätguide för
3 och 12 kamrar
manschetter s.7

Tillbehör till Hydroven 12



Byxmanschett

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
81322	316T78	Byxmanschett till Flowtron Hydroven 12, strl 78cm	Arjo
78003	316TI	Extensionsinsats till Hydroven 12 Byxmanschett 78cm	

Lymph Assist Trousers

24 Chamber Complete Lower Body Garment

Order Code	Type	Leg Length	Waist	Thigh	Calf
316T78	Trousers	110cm	120cm	78cm	62cm

Lymphassist Trousers Inserts

Order Code	Type	Leg Length	Waist	Thigh	Calf
316TI	Trousers Insert	110cm	14cm	14cm	10cm



Se Arjo Mätguide för
3 och 12 kammar
manschetter s.7

Mätguide för 3 och 12 kammar manschetter till leverantör Arjo´s kompressionspumpar.

För att fastställa rätt manschettstorlek:


- Ta bort eventuella bandage, strumpor och skrymmande förband
- Mät punkterna enligt diagrammet nedan
- Dra INTE åt måttbandet hårt
- Se till att manschetten sträcker sig utanför det område som behandlas.

Mät omkretsen av extremitetens tjockaste del och längden i cm från hälen till överdelen av låret för en helbensmanschett, hæl till knä för en halvbensmanschett, från skuldra till fingertoppar för helarmsmanschett.

Om en större omkrets behövs, sätt dit en passande insats- bit/kil innan plagget appliceras på patienten.

För bästa hållbarhet är det viktigt att stöveln/ärmen är tom på luft innan man drar ner dragkedjan.

Förvara gärna stöveln/ärmen utlagd i full längd. Skarpa veck kan på sikt göra hål i materialet.



*Mätningarna ska göras på det bredaste stället på vaden respektive låret.

Tillbehör till Lympha Press Optimal

12 kammarmanschetter Arm



Comfy Armmanschette rekommenderas till personer som har ödem i en arm och som på samma sida har lymfkärlsproblem på bålen.

Trycket från armmanschetten tillser att fri vätska mellan cellerna skonsamt transporteras utan att belasta armhålan. Användaren kommer att ha den motsatta armen fri, vilket underlättar användandet i hemmet. Manschetten har 12 överlappande luftkamrar. För korrekt passform justeras storleken med band.

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
76723	022203	Armmanschett Comfy till Lympha Press, Vänster arm och torso	Apodan
77348	022202	Armmanschett Comfy till Lympha Press, Höger arm och torso	
77349	022206	Storleksstycke till Armmanschett Comfy Lympha Press, Höger, strl small	
87383	022209	Storleksstycke till Armmanschett Comfy Lympha Press, Vänster, strl Medium	
76722	022208	Storleksstycke till Armmanschett Comfy Lympha Press, Vänster, strl Large	

Varunr.	Höger sida	Maximal manschettdimension brösthöjd (cm)
022202	Comfy Armmanschett, höger arm och torso	-
022206	Storleksstycke till 022202 - Small	115
022204	Storleksstycke till 022202 - Medium	125
022207	Storleksstycke till 022202 - Large	140

Varunr.	Vänster sida	Maximal manschettdimension brösthöjd (cm)
022203	Comfy Armmanschett, vänster arm och torso	-
022205	Storleksstycke till 022203 - Small	115
022209	Storleksstycke till 022203 - Medium	125
022208	Storleksstycke till 022203 - Large	140



Sidostycket beställs separat

OBS!

Samtliga artiklar hos leverantör enligt storlekstabell är inte upplagda i Sesam.

Tillbehör till Lympha Press Optimal

Armmanschett med skulderdel

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
73419	022135	Armmanschett med skulderdel till Lympha Press, strl Medium	Apodan
75024	022136	Armmanschett med skulderdel till Lympha Press, strl X-Large	

Måttabell för armmanschett med integrerad skuldra

Varunr.	Storlek	Maximal manschettdimension (cm)			Längdmått (cm)
		A (överarm)	B (armbåge)	C (perifert)	L2
022135	Standard	63	49	41	72
022136	XL	74	56	49	91




Tillbehör till Lympha Press Optimal

12 kammarmanschetter Ben



Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
74619	022195	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl Small+ (2-75)	Apodan
74611	022189	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl Medium (2-85)	
74612	022190	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl Medium+ (2-95)	
74613	022191	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl Large (3-65)	
74614	022192	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl Large+ (3-75)	
74615	022193	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl Large++ (3-85)	
68351	022194	Benmanschett Comfy till Lympha Press med blixtlås, strl WLarge+ (4-75)	
75025	022141	Extensionskil till Benmanschett Comfy Lympha Press, Rektangulär, Vadderad	
75026	022137	Extensionskil till Benmanschett Comfy Lympha Press, Assymetrisk	

Benmanschett



Asymmetrisk (vadderad) kil


10 cm



4 cm

Rektangulär (icke vadderad) kil

10 cm



10 cm



Comfy Benmanschett		Manschettmått (cm)							Mått med asymmetrisk kil (cm)					Rektangulär kil (cm)*	
Varunr.	Storlek	A	B	C	D	E	F	L	Varunr.	A	B	C	D	E	Varunr.
022195	2-75 S+	66	56	46	43	48	26	75	022137	76	66	56	48	52	022141
022189	2-85 M	70	60	47	42	48	26	84	022138	80	70	56	49	52	022142
022190	2-95 M+	78	68	51	43	48	26	95	022140	90	82	60	49	52	022144
022191	3-65 L	81	73	60	56	54	37	65	022137	91	83	70	59	60	022141
022192	3-75 L+	85	76	61	56	54	37	75	022138	95	86	71	59	60	022142
022193	3-85 L++	90	80	63	56	54	37	85	022139	100	90	73	59	60	022143
022194	4-75 WL+	94	79	64	64	58	41	75	022138	104	89	73	68	59	022142

*) Vid användning av den rektangulära extensionskilen, ökar manschettmättet A - E (i det blå område) med 10 cm.

Tillbehör till Lympha Press Optimal




Jackmanschett

Jackan är anpassad till personer med ödem i armar, skuldror och bröstkorg. Ödemet leds förbi armhålan, där passagen hos många användare är mycket begränsad. Jackan har 24 överlappande luftkammrar. Storleken regleras med hjälp av band och kilar.

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
77908	022035	Jackmanschett till Lympha Press, armlängd 57 cm	Apodan
75083	022033	Jackmanschett till Lympha Press, armlängd 72 cm	
75084	022197	Innerjacka Lympa Press Hygien till Jackmanschett, 10st/förp.	
77900	022032	Extensionskil Rygg till Jackmanschett Lympha Press, Rektangulär	
77901	022036	Extensionskilar till Jackmanschett Lympha Press, en till rygg och två till ärmarna.	
77902	022047	Extensionskil Fram till Jackmanschett Lympha Press, Rektangulär, Vadderad	
77903	022048	Extensionskil Rygg till Jackmanschett Lympha Press, Triangulär	

Storlekstabell			Maximal manschettdimension (cm)			
Varunr.	Namn	L2	C1	C2	C5	
022033	Jackmanschett, armlängd 72 cm	72	123	123	48	
022035	Jackmanschett, armlängd 57 cm	57	123	123	48	
022032	Rektangulär kil till rygg	-	133	133	-	
022036	En kil till ryggen och två kilar till ärmarna. Passar jackmanschett 022033.	-	133	133	58	
022047	Rektangulär, vadderad kil till framsidan	-	137	137	-	
022048	Triangulär kil till rygg	-	137	126	-	



Tillbehör till Lympha Press Optimal



Byxmanschett

Byxmanschetterna Standard och XL används till personer med ödem i ena eller båda benen där höftpartiet och magregionen behöver behandling.


För att underlätta på- och avtagande av manschetterna, leveras de nu med slangutgång vid anklarna.

Storleken regleras med hjälp av tre dragkedjor som är placerade längst med utsidan på vardera byxben. Storleken kan ytterligare regleras med hjälp av kilar som kopplas till dragkedjorna i sidorna av byxbenen. Byxmanschetten har 24 överlappande luftkamrar.

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
75085	022066	Byxmanschett till Lympha Press, strl Standard	Apodan
75086	022074	Byxmanschett till Lympha Press, strl X-Large	
75087	022020	Innerbyxa Lympha Press Hygien till byxmaschett, 10st/förp.	
36216	22007	Extensionskilar till Byxmachett Lympha Press (hö och vänster)	

Måttabell till Byxmanschett standard och XL (cm)

Varunr.	Navn	Maximal manschettdimension (cm)					
		A (midja)	B (höft)	C (lår)	D (knä)	E (ankell)	F (omkrets vid fotändan)
022066	Byxmanschett Standard med slangutgång vid fot	135	134	72	66	58	45
-	Byxmanschett Standard med 1 par kilar	144	154	82	75	65	50
	Byxmanschett Standard med 2 par kilar	152	168	92	84	72	55
022074	Byxmanschett XL med slangutgång vid fot	170	164	85	82	76	60
-	Byxmanschett XL med 1 par kilar	179	184	95	92	83	65
-	Byxmanschett XL med 2 par kilar	186	201	100	102	100	70
022007	Kilar till Byxmanschett (höger och vänster)						



Tillbehör till Lympha Press Optimal

Sesam nr	Lev. art. nr	Benämning	Leverantör
68524	120016	Transportväska/bag till Lympha Press Kompressionspump	Apodan
77422	022041	Strömbrytare/ fotpedal till Lympha Press Optimal kompressionspump, underlättar vid användning av Jackmanschett	
77423	022042	Strömbrytare/ handkontroll till Lympha Press Optimal kompressionspump, underlättar vid användning av Byx el. Benmanschett	



OBS!

Strömbrytare fungerar endast till Lympha press Optimal (version 1) och V2 (version 2)