

Beställningsstöd

ECLIPSE 600

Eclipse i standardutförande är utrustad enligt nedan beskrivning. Önskar du få rullstolen levererad med endast dessa tillbehör behöver du inte ange några artikelnummer för tillbehören utan anger endast artikelnumret för den rullstol Du önskar beställa. **OBS! Benstöd ingår inte i standard!**

Beställningsstödet används som hjälp vid beställning och skall inte skickas in.

Beskrivning standardutförande:

Beskrivning standardutförande, max brukarvikt 270kg. Variant med med förstärkningskit 450kg.

Remrygg*

Drivhjul 24tum med quick-release, massiva däck

Drivring aluminium svart

Länkhjul 125mm massiva

Körbygel

Armstöd avtagbara, höjjusterbara

Brukarbroms med bromsspaksförlängare

Tippskydd

Transportfästen (endast på rullstol max brukarvikt 270kg)

Färg: Röd

***Rekonditionerad rullstol kan levereras med antingen remrygg eller fast ryggklädsel beroende på lagersaldo.**

Om remrygg önskas måste den beställas på egen orderrad.



Inställning std:

Sitthöjd fram 43,5 cm

Sitthöjd bak 41cm

Sittdjup 46cm (sb55-66), 56cm (sb72-82)

Ryggstödsvinkel 90 grader.

Balansering drivhjul är hål 2 (näst längst bak av 4 hål)

Information:

Om förstärkningskit 450kg behövs på rullstol sb66 och därunder beställ rullstol för 270kg samt förstärkningskit. Fler sittbredder kan läggas upp vid behov, kontakta hjälpmedelskonsulent via kundtjänst. **Överväg gärna sittbredd över eller under den storlek du först tänkt om den första inte finns på lager, ta hjälp av kundtjänst för att kontrollera lagersaldo.**

Tänk på att rullstolen har "tum"-skruvar och kräver särskilda verktyg för det, vanlig insexnyckel för metriska skruvar tar sönder skruvarna.

Standard = x


Förändring standardutförande:

Önskar du andra tillbehör anger du förutom rullstolens artikelnummer, ett artikelnr för varje tillbehör utöver standard som du önskar att beställa. Dessutom finns artikelnummer för inställningar som du anger om du önskar andra inställningar än standard.

	Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
	61776	0120-055-000VGR	Rullstol Eclipse 600 sb55 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270 kg	
	61841	0120-061-000VGR	Rullstol Eclipse 600 sb61 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270kg	
	66144	0120-066-000VGR	Rullstol Eclipse 600 sb66 sd46 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270 kg	
	54113	0120-072-000VGR	Rullstol Eclipse 600 sb72 sd56 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270kg	
	73800		Rullstol Eclipse 600 sb72 sd56 (justerbart 41-56) med förstärkningskit för 450kg exklusive transportfästen, exkl benstöd	Ej krocktestad
	64387	0120-082-000VGR	Rullstol Eclipse 600 sb82 sd56 (justerbart 41-56) exkl benstöd 270 kg	
	77822		Rullstol Eclipse 600 sb82 sd56 (justerbart 41-56) med förstärkningskit för 450kg exklusive transportfästen, exkl benstöd	Ej krocktestad

Samleverans:

Markera **SAMLEVERANS** när du beställer andra tillbehör än standard, om du önskar komplett rullstol. **Annars levereras varje del för sig.**

	Sesam art.nr	Lev. art.nr	Benämning	Kommentar/Bild
Tillbehör (standard = X)				
Rygg				
x	86190	0120-999-155	Ryggklädsel remrygg med vadderat överdrag 55 cm	Måste beställas för att vara säker på att få remrygg. Rekonditionerad stol kan levereras med fast ryggklädsel om remrygg ej är beställd.
x	86191	0120-999-161	Ryggklädsel remrygg med vadderat överdrag 61 cm	
x	86192	0120-999-166	Ryggklädsel remrygg med vadderat överdrag 66 cm	
x	86193	0120-999-172	Ryggklädsel remrygg med vadderat överdrag 72 cm	
x	86194	0120-999-182	Ryggklädsel remrygg med vadderat överdrag 82 cm	
Förstärkningskit				
	79835	0120-999-624	Förstärkningskit 450 kg sb55 cm	
	79836	0120-999-626	Förstärkningskit 450 kg sb61 cm	
	79837	0120-999-628	Förstärkningskit 450 kg sb66 cm	
	79838	0120-999-630	Förstärkningskit 450 kg sb71 cm	
	79839	0120-999-634	Förstärkningskit 450 kg sb81 cm	
Benstöd				
	65068	0120-999-006	Benstöd vinkelfast hö med vinkelställbar fotplatta	
	65069	0120-999-007	Benstöd vinkelfast vä med vinkelställbar fotplatta	
	65070	0120-999-008	Benstöd vinkelställbart hö med vinkelställbar fotplatta	
	65071	0120-999-009	Benstöd vinkelställbart vä med vinkelställbar fotplatta	
Armstöd				
x	77814	0120-999-079	Armstöd hö	
x	77815	0120-999-080	Armstöd vä	
	81434	0120-999-078	Armstöd förlängt Hö	
	81433	0120-999-077	Armstöd förlängt Vä	
Bord				
	83751	0100-999-001	Bord sb 55-72	
Drivringar				
Viktig information				
Drivringar får inte monteras bort - drivring std aluminium kan flyttas in ett hack vilket minskar yttermättet med 1cm/sida, ange art.nr 65835 och skriv kommentar om inflyttad drivring önskas.				
	71849	42893912	Drivringar plastade, par	Utgående, finns fåtal, kontrollera lagersaldo via kundtjänst
	65516	DR1099-99	Drivring Poly-kompakt 24tum 6-öron 22mm friktion hård (Decon), styck	
Länkhjul				
x	61225	0120-999-050	Länkhjul 125x30mm inkl stålgafl	
Övrigt				
	86189	0120-999-103	Nackstöd komplett Eclipse	
	72273	0100-999-021	Syrgashållare (O2-hållare) diameter 10cm	
Sittdyna (köpartikel) Se även sittdynor i sortimentsöversikt 122506 och 043303				
	64386	0230-072-045	Sittdyna Comfort Eclipse, plan, sb72 325kg	
	77825	0230-082-045	Sittdyna Comfort Eclipse, plan, sb82 325kg	

Förändring av standardinställning, ange aktuellt art.nr för önskad inställning

51176	INSTÄLLNING	Sitthöjd Fram annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	Sitthöjd fram och bak ändras genom att sittplattan höjs och sänks. Max skillnad fram/bak=5cm. <i>Sitthöjd fram std är 43.5 cm, anges inte.</i> Övriga sitthöjder är 36, 38.5, 41, 46, 48.5 eller 51cm
51172	INSTÄLLNING	Sitthöjd Bak annan än std, ange höjd i kommentarsfältet	<i>Sitthöjd bak std är 41cm, anges inte.</i> Övriga sitthöjder är 36, 38.5, 43,5, 46, 48.5 eller 51cm
60036	INSTÄLLNING	Annat Sitsdjup än std, ange djup i fältet kommentarsfältet	Sitttdjup ändras genom att ryggstödet flyttas. <i>Sitttdjup std är 46cm för sb55-66cm samt 56cm för sb72-82cm, anges inte.</i> Övriga sittdjup är 41.5, 43.5, 46, 48.5, 51, 53.5 eller 56cm
60035	INSTÄLLNING	Annan Ryggstödsvinkel än std, ange höjd i kommentarsfältet	<i>Ryggstödsvinkel std är 90 grader, anges inte.</i> Övriga ryggstödsvinklar är 85, 95 eller 100 grader
51174	INSTÄLLNING	Annan balansering än std, ange balansläge i kommentarsfältet	<i>Drivhjulposition std är hål 2, anges inte.</i> Övriga drivhjulpositioner är hål 1-4, där hål 4 är längst fram.
65835	INSTÄLLNING	Annan inställning eller förändring på beställd rullstol	Lägg till text under kommentar. Exempel på annan inställning är inflyttade drivringar.

